

PHILIPS

sonicare

스탠다드 음파 전동칫
솔모

ProResults

3개입 팩

스탠다드형

클릭온

전반적인 세정

HX6013



탁월한 성능.* 검증된 품질.

합리적인 가격에 경험하는 탁월한 성능

필립스 소닉케어 전동칫솔용 교체 칫솔모(HX6013/05)는 넓어진 면적과 잇몸선에 딱 맞는 구곡형 칫솔모로 치아와 잇몸을 부드럽게 마사지하고 말끔하게 세정해 줍니다.

A brush head that fits multiple handles

- 모든 필립스 소닉케어 클릭온 칫솔과 호환

검증된 구강 건강 개선

- 보다 나은 구강 건강 관리 습관의 일부

Designed to optimize performance

- 최적화된 필립스 소닉케어의 성능
- 칫솔모 교체 시기 알림 기능으로 가장 효과적인 세정 보장
- 필립스 소닉케어의 고급 음파 기술

입 안이 말끔해지는 기분

- 일반 칫솔에 비해 2배 더 우수한 플라그 제거


주요 제품

최적화된 성능



이 필립스 소닉케어 칫솔모는 자연스러운 치아 형태에 맞게 인체공학적으로 고안되어 닦기 힘든 부분까지 쉽게 닦을 수 있습니다.

최대 2배 더 우수한 플라그 제거



이 칫솔모는 일반 칫솔에 비해 2배 더 우수하게 플라그를 제거합니다.

극대화된 음파 진동



필립스 소닉케어의 고급 음파 기술이 물살을 만들어 치아 사이를 통과시키고, 칫솔모의 진동이 플라그를 제거해, 놀라운 깨끗함을 선사합니다.

탈부착이 손쉬운 클릭은 칫솔모



이 칫솔모는 칫솔 핸들에 클릭은 되기 때문에 안전하게 고정되며 유지 및 세정이 쉽습니다. 파워업 배터리 및 에센스를 제외하고 모든 필립스 소닉케어 핸들과 호환됩니다.

구강 건강 개선



모든 정품 필립스 소닉케어 칫솔모처럼 이 칫솔모는 치아와 잇몸에 안전하게 사용할 수 있습니다. 모든 칫솔모는 뛰어난 성능과 내구성에 대한 품질 평가를 마쳤습니다.

칫솔모 교체 시기 알림



초기에는 분명하게 나타나지 않을 수 있지만, 정상적으로 몇 달간 사용하면 칫솔모의 뾰뾰함이 감소하고 점차적으로 마모가 됩니다. 파란색 칫솔모가 흰색으로 연해지면서 칫솔모 교체 시기를 인지하도록 도와줍니다. 최상의 효과를 얻으려면 3개월마다 칫솔모를 교체하세요.

사양

디자인 및 마감

색상: 화이트

디자인 및 마감

칫솔모 강도: 일반

칫솔모 교체 시기 알림: 칫솔모의 파란색 부분이 열어짐

크기: 표준

호환성

칫솔모 시스템: 클릭은

사용 가능 모델: 헬시화이트 플러스

(HealthyWhite+), 2 시리즈 플라그 예방, 3 시리즈

잇몸케어(3 Series gum health), 다이아몬드클린 (DiamondClean), 이지클린(EasyClean), 플렉스케어(FlexCare), 플렉스케어 플래티넘(FlexCare Platinum), 플렉스케어+(FlexCare+), 소닉케어 키즈(Sonicare for Kids), 헬시화이트 (HealthyWhite)

구성품

칫솔모: 프로리절트 일반형 3개

품질 및 성능

권장 교체 시기: 3개월

검증 여부: 자체 테스트 결과, 사용 3개월 이내에서 최적의 사용효과를 보임

구강 건강 관리 효과

플라그 제거: 2배 더 우수한 플라그 제거*

