

PHILIPS

sonicare

컴팩트형 음파 칫솔 칫
솔모

e-Series

1팩

컴팩트한 사이즈

장착형

HX7011/10



기본적인 세기와 세정력

더 나은 구강 건강을 위한 상쾌한 출발

필립스 소닉케어 E-시리즈는 매일 효과적으로 플라그를 제거하고자 하는 분들에게 적합합니다.

다양한 종류의 필립스 소닉케어 핸들과 호환

- 에센스, 엘리트, 익스트림, 어드밴스용 나사선 시스템 디자인

검증된 구강 건강 개선

- 보다 나은 구강 건강 관리 습관의 일부

성능을 최적화한 디자인

- 필립스 소닉케어의 고급 음파 기술
- 필립스 기본 칫솔모
- 칫솔모 교체 시기 알림 기능으로 가장 효과적인 세정 보장

주요 제품

사양

필립스 기본 칫솔모



필립스 소닉케어 칫솔모는 자연스러운 치아 형태에 맞도록 인체공학적으로 설계되어 닿기 힘든 부분까지 쉽게 닦을 수 있습니다.

극대화된 음파 진동



필립스 소닉케어의 고급 음파 기술이 물살을 만들어 치아 사이를 통과시키고, 칫솔모가 움직여 플라그를 제거해, 놀라운 깨끗함을 선사합니다.

나사선 칫솔모 장착 시스템



필립스 소닉케어 E-시리즈 칫솔모는 나사처럼 핸들에 조여져, 단단하게 맞춰지고 유지관리 및 세척이 용이합니다.

구강 건강 개선



모든 정품 필립스 소닉케어 칫솔모처럼 이 칫솔모는 치아와 잇몸에 안전하게 사용할 수 있습니다. 모든 칫솔모는 뛰어난 성능과 내구성에 대한 품질 평가를 마쳤습니다.

칫솔모 교체 시기 알림



초기에는 분명하게 나타나지 않을 수 있지만, 정상적으로 몇 달간 사용하면 칫솔모의 뾰뾰함이 감소하고 점차적으로 마모가 됩니다. 파란색 칫솔모가 흰색으로 연해지면서 칫솔모 교체 시기를 인지하도록 도와줍니다. 최상의 효과를 얻으려면 3개월마다 칫솔모를 교체하세요.

디자인 및 마감

색상: 화이트

디자인 및 마감

칫솔모 강도: 일반

칫솔모 교체 시기 알림: 칫솔모의 파란색 부분이 열어짐

크기: 컴팩트

호환성

칫솔모 시스템: 장착형

사용 가능 모델: 에센스+(Essence+)

구성품

칫솔모: E-시리즈 컴팩트형 1개

품질 및 성능

권장 교체 시기: 3개월

검증 여부: 자체 테스트 결과, 사용 3개월 이내에서 최적의 사용효과를 보임

