

PHILIPS

sonicare

Standardowe główki
szczoteczki sonicznej

ic Intercare

2 sztuki w opakowaniu

Mały rozmiar

Jedno przyciśnięcie

Funkcja Brush Sync

HX9012/10



Docieranie głębiej między zębami. Doskonałe czyszczenie*.

Wyczyść przestrzenie międzyzębowe i trudno dostępne miejsca

Dzięki zaawansowanej technologii i bardzo długiemu włosiu główka szczoteczki ic InterCare pomaga usunąć więcej płytki nazębnej spomiędzy zębów niż zwykła szczoteczka i poprawia zdrowie dziąseł w zaledwie dwa tygodnie.

Innovative technology

- Automatycznie wybiera optymalny program
- Zaawansowana technologia soniczna Sonicare

Designed to optimize performance


- Rezultaty udowodnione w badaniach klinicznych
- Mocowanie na jedno kliknięcie ułatwia zakładanie
- Wymieniaj końcówkę co 3 miesiące

For exceptional gum care

- Poprawia zdrowie dziąseł w zaledwie 2 tygodnie**

Zalety

Bardzo długie włosie



Końcówka szczoteczki InterCare jest wyposażona w bardzo długie włókna o dużej gęstości, które umożliwia usuwanie płytki nazębnej ukrytej głęboko między zębami. Badania kliniczne dowiodły, że pozwala ona ograniczyć zapalenie dziąseł i krwawienie w zaledwie 2 tygodnie.

Parowanie w programie BrushSync™



Dzięki unikalnej technologii parowania końcówki BrushSync™, główka szczoteczki Philips Sonicare InterCare synchronizuje się z wyposażoną w funkcję BrushSync™ rączką Philips Sonicare oraz wybiera najlepszy program i intensywność szczotkowania, zapewniając wyjątkowo skuteczne usuwanie płytki bakteryjnej. Wystarczy tylko zacząć szczotkować.

Wymiana końcówki szczoteczki



Pamiętaj wymieniaj końcówki co 3 miesiące dla najlepszych rezultatów czyszczenia. Funkcja BrushSync™ przypomni Ci o zbliżającym się terminie wymiany. Funkcja szczoteczki rejestruje, jak często i jak mocno szczotkujesz zęby i informuje, gdy nadejdzie czas na wymianę końcówki. Jeśli nie masz funkcji BrushSync™, wystarczy, że będziesz obserwować niebieskie włókna — zmiana koloru na biały świadczy o konieczności wymiany końcówki na nową.

Łatwy montaż



Każda końcówka Philips Sonicare pasuje do wszystkich rączek szczoteczek Philips Sonicare z wyjątkiem Philips One. Prosty, zatrzaskowy mechanizm ułatwia wymianę i codzienne czyszczenie końcówki. Regularne czyszczenie końcówki i trzonu szczoteczki pod bieżącą wodą to najlepszy sposób na ich konserwację.

Jedyna prawdziwa technologia soniczna



Szczoteczki Philips Sonicare, wykonują optymalną liczbę ruchów pulsacyjnych. To połączenie dynamicznego ruchu końcówki, która mechanicznie rozbija płytkę bakteryjną i szerokich ruchów wymiatających – rekomendowanych przez dentystów, które usuwają rozbitą płytkę bakteryjną, przebarwienia i osad. Unikalna kombinacja kształtu włókien oraz ich ruchów sprawia, że wytwarzane są mikrobąbelki, które docierają do trudno dostępnych miejsc jak przestrzenie międzyzębowe oraz wzdłuż linii dziąseł.

Pełen komfort psychiczny podczas szczotkowania



Wszystkie końcówki szczoteczek Philips Sonicare są skuteczne w czyszczeniu, ale i bezpieczne dla zębów i dziąseł. Poddane wszechstronnym i wymagającym testom, gwarantują najwyższą jakość i wyjątkową skuteczność przy każdym szczotkowaniu.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

Miękkość włosia: Średni

Kolor: Biały

Włókna Przypominające: Zanikający niebieski kolor włosia

Wymiary: Standardowa

Zgodność

Końcówki: Jedno przyciśnięcie

Parowanie w programie BrushSync

Pasujące modele: Seria 2 — ochrona przed

plytką nazębną, Seria 2 — ochrona przed plytką nazębną, Seria 3 — zdrowie dziąseł, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean

Elementy zestawu

Końcówki szczoteczki: 2 x ic InterCare — male

Jakość i skuteczność

Wymiana: Co 3 miesiące

Testowane: pod kątem optymalnego użytkowania

Korzyści dla zdrowia

Usuwanie płytki nazębnej: Pomaga usuwać płytkę nazębną

Zdrowie dziąseł: Pomaga poprawić zdrowie dziąseł

