

# PHILIPS

## sonicare

Kompaktne glave  
sonične zobne ščetke

Sensitive

2 v paketu

Kompaktna velikost

Pritrdljivo

Za občutljive zobe in dlesni

HX6082/07



Izjemno nežno čiščenje. Izjemno mehko in udobno.  
Vrhunsko čiščenje občutljivih zob in dlesni

Glava zobne ščetke Philips Sonicare Sensitive je idealna za vse, ki imajo zelo občutljive zobe in dlesni.

#### **A brush head that fits multiple handles**

- Uporabno s katerokoli zobno ščetko Philips Sonicare s pritrdilnim sistemom

#### **Dokazano izboljšuje zdravje ust**

- Del rutine za boljšo nego ust

#### **Designed to optimize performance**

- Inovativna zasnova ščetin nežno odstranjuje zobne obloge
- Prikaz izrabljenosti zagotavlja najučinkovitejše čiščenje
- Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare

#### **Nežno, vendar učinkovito čiščenje**

- Odstrani več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka

## Značilnosti

### Nežno odstranjuje zobne obloge



Ta glava zobne ščetke Philips Sonicare ima zelo mehke ščetine za nežno in učinkovito čiščenje. Ima tudi poseben profil, ki zobe zaščiti in omogoča nežnejše čiščenje. Na voljo je tudi v manjši kompaktni velikosti za natančno čiščenje.

### Odstrani več zobnih oblog



Glava ščetke Philips Sonicare Sensitive klinično dokazano omogoča učinkovitejše odstranjevanje zobnih oblog kot ročna zobna ščetka.

### Izboljšano sonično gibanje



Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare omogoča izjemno dnevno čiščenje tako, da brizga vodo med zobe ter s ščetkami drgne in odstranjuje razpadle obloge.

### Sistem s pritrldljivimi glavami ščetk




To glavo ščetke enostavno pritrđite in snamete z ročaja, zato se zanesljivo prilega ter jo lahko enostavno vzdržujete in čistite. Primerna je za vse ročaje zobnih ščetk Philips Sonicare, razen za: PowerUp Battery in Essence.

### Boljša nega ust



Kot vse originalne glave ščetk Philips Sonicare je tudi ta glava ščetke povsem varna za zobe in dlesni. Vsaka glava ščetke je temeljito preizkušena in je izjemno zmogljiva in trepna.

### Prikaz izrabljenosti



Čeprav se na prvi pogled mogoče ne zdi tako, se glave ščetke v nekaj mesecih normalne uporabe zmečajo in postopoma obrabijo. Modri prikaz obrabljenosti zbledi do bele barve in tako označuje, da morate zamenjati glavo ščetke. Glavo ščetke za optimalne rezultate zamenjajte vsake tri mesece.

## Specifikacije

### Zasnova in izdelava

Barva: Bela

Trdota ščetin: Izjemno mehko

Prikaz izrabljenosti: Bledenje modre barve ščetin

Velikost: Kompaktno

### Zdržljivost

Sistem glave ščetke: Pritrdljivo

Primerno za te modele: odstranjevanje zobnih oblog v 2 korakih, 3 koraki za zdrave dlesni, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, Za otroke, HealthyWhite

### Priloženi predmeti

Glave ščetke: 2 x kompaktna Sensitive

### Kakovost in zmogljivost

Zamenjava: Vsake 3 mesece

### Pozitivni vplivi na zdravje

Odstranjevanje zobnih oblog: Pomaga odstranjevati zobne obloge

