

PHILIPS

sonicare

ソニックケアブラシヘッド

ProResults

コンパクト

HX6015/80



全体を磨ける大型サイズ

ソニックケア電動歯ブラシヘッド

このソニックケア替えブラシヘッドは、歯の自然な形にフィットし、毎日すっきり歯磨きできます。

A brush head that fits multiple handles

- 着脱式ブラシ

Designed to optimize performance

- 交換時期お知らせブラシで効果的に洗浄

お口の中を隅々まですっきり磨ける

- ブラシヘッド設計により音波モーションを最大化
- 歯の自然な形にフィットする毛先
- 角度を付けて放射状にカットされた毛先で洗浄範囲を拡大

特長

着脱式ブラシ



ブラシヘッドの取り付けとハンドルの掃除が簡単

交換時期お知らせブラシ



交換時期お知らせブラシは、ブラシヘッドの交換時期をお知らせします。ブラシを3か月普通に使用すると、毛先が傷み、ブラシヘッドの効果が落ちます。ブラシヘッドは3か月に一度交換してください。

洗浄能力を最大限まで引き出す



考え抜かれたデザインと精巧な技術が組み込まれたこのフィリップス ソニックアー替ブラシは、音波モーションと柔軟なブラシモードを組み合わせることで、最高の洗浄能力を発揮します。

歯の輪郭にフィットする毛先



このフィリップス ソニックアー電動歯ブラシの毛先は、歯の自然な形にフィットするパターンでカットされています。ブラシヘッド全体に施された峰と谷間は、人間工学に基づいて歯の形状と歯間にフィットするように設計されており、磨き残しを防ぎます。

角度を付けて放射状にカットされた毛先



角度が付けられた湾曲面と放射状にカットされた毛先が、ブラシヘッドのピボットによって歯と歯ぐきの表面に確実にフィットします。ブラシヘッドのサイズを上げることなく、より大きな面を磨くことができます。

仕様

仕様

使用時間: 最良の効果をj得るためには、3か月ごとに新しいブラシヘッドと交換することをお勧めします。、最良の効果をj得るためには、3か月ごとに新しいブラシヘッドと交換することをお勧めします。

使いやすさ

使用できるモデル: フレックスケアプラス、フレックスケア、フレックスケアプラス、ヘルシーホワイト、フレックスケア、ハイドロクリーン、ヘルシーホワイト、イージークリーン、ハイドロクリーン、イージークリーン