

PHILIPS

sonicare

标准型声波震动牙刷
头

ProResults

1 个装

标准规格

卡入式

全方位清洁

HX6011/02



良好性能，出色品质。

非凡性能，价值体现。

飞利浦 Sonicare ProResults 作为我们的旗舰级牙刷头之一，非常适合渴望真实有效地达到Sonicare 清洁体验和出色价值的 Sonicare 新老用户。

A brush head that fits multiple handles

- 可与任何飞利浦 Sonicare 卡入式牙刷配合使用

Proven to improve oral health

- 是养成健康口腔护理习惯的一部分

Designed to optimize performance

- 经过优化的飞利浦 Sonicare 性能
- 提示型刷毛可确保高效清洁
- 飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

全面清洁口腔

- 较手动牙刷清除多达 2 倍的牙菌斑


产品亮点

经过优化的性能



这款飞利浦 Sonicare 牙刷头采用曲线外形，自然贴合牙齿形状，可清洁难以触及的区域。

清除多达 2 倍的牙菌斑



这款牙刷头较手动牙刷清除多达 2 倍的牙菌斑

大幅增加声波震动



飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

卡入式刷头系统




该刷头可卡入/卡出刷柄，连接稳固，易于维护和清洁。其几乎适用于所有飞利浦 Sonicare 刷柄，但以下刷柄除外：PowerUp Battery 和 Essence。

带来更加健康的口腔



就像所有飞利浦 Sonicare 品牌原装刷头一样，此牙刷头对于牙齿和牙龈十分安全。每个牙刷头均已经过质量检测，具有非凡的性能和耐用性。

提示型刷毛



乍看之下，此特征可能并不起眼，但牙刷头在正常使用几个月后会失去硬度并逐渐磨损。我们的蓝色提示型刷毛会渐渐褪成白色，有助于提醒您及时更换刷头。为获得理想效果，请每隔 3 个月更换一次刷头。

规格

设计和外观

刷毛硬度: 中等

颜色: 白色

提示型刷毛: 蓝色刷毛逐渐褪色

规格: 标准

兼容性

牙刷头系统: 卡入式

适用型号: HealthyWhite+, 2 系列牙菌斑防御型, 3 系列牙龈健康型, 钻石亮白型, EasyClean, FlexCare, 致臻护齿型, 深层净护型, 儿童, 健康净白型

包含

刷头: 1 个 ProResults 标准牙刷头

质量和性能

替换: 每隔 3 个月

经过测试: 带来理想使用效果

健康益处

去除牙菌斑: 清除多达 2 倍的牙菌斑

