

# PHILIPS

## sonicare

Standaard sonische  
opzetborstels

DiamondClean

2 stuks

Standaardformaat

Opklikbaar

Superieure reiniging, wittere  
tanden

HX6062/94



## Superieure reiniging.\* Wittere tanden.

Geavanceerde reiniging voor het verwijderen van vlekken en voor wittere tanden

De DiamondClean-opzetborstel is ideaal voor iedereen die méér dan een grondige reiniging wil: verwijdt vlekken en verkleuringen voor een stralend witte glimlach. Deze opzetborstel helpt ook uw tanden wit te houden tussen professionele bleekbehandelingen in.

### A brush head that fits multiple handles

- Geschikt voor alle Philips Sonicare tandenborstels

### Biedt uitstekende verwijdering van tandplak

- Verwijdt tot wel 7 keer meer tandplak dan een gewone tandenborstel

### Bewezen verbetering van de mondhygiëne


- Onderdeel van een betere mondverzorgingsroutine

### Ontworpen voor optimale prestaties

- Memo-borstelharen zorgen voor de meest effectieve reiniging
- Wittere tanden in slechts één week
- Ontworpen voor maximale sonische beweging
- Ruitvormige borstelhaaren zorgen voor 100% wittere tanden in 1 week


## Kenmerken

### Wittere tanden in slechts één week



De Philips Sonicare DiamondClean-opzetborstel verwijdert tot 100% meer vlekken voor wittere tanden in slechts 7 dagen.

### Snel wittere tanden



Deze Philips Sonicare-opzetborstel heeft dicht op elkaar geplaatste ruitvormige borstelharen om aanslag van eten en drinken op het tandoppervlak te verwijderen. Ook verkrijgbaar in een kleiner, compact formaat voor precisereiniging.

### Verwijdert tot 7 keer meer tandplak



Het is klinisch bewezen dat met de Philips Sonicare DiamondClean-opzetborstel tot 7 keer meer tandplak wordt verwijderd dan met een gewone tandenborstel na slechts vier weken.

### Maximale sonische beweging



Philips Sonicare-opzetborstels zijn een belangrijk onderdeel van onze kerntechnologie met 31.000 poetsbewegingen met een hoge frequentie en amplitude per minuut. Onze ongeëvenaarde sonische technologie zorgt voor optimale kracht van het handvat tot aan het uiteinde van de opzetborstel. Deze sonische beweging zorgt voor dynamische vloeistofkrachten die vloeistof diep tussen de tanden en langs de tandvleesrand stuwt voor superieure maar zachte reiniging, elke keer weer.

### Systeem met opklikbare opzetborstel




U klikt deze opzetborstel op het handvat, zodat hij stevig vastzit, maar hij is er ook eenvoudig weer af te halen voor onderhoud en schoonmaken. De opzetborstel is geschikt voor alle Philips Sonicare tandenborstels behalve PowerUp Battery en Essence.

### Betere mondverzorging



Net als alle authentieke Philips Sonicare-opzetborstels, is deze opzetborstel veilig voor tanden en tandvlees. Elke opzetborstel is getest op kwaliteit voor uitzonderlijke prestaties en duurzaamheid.

### Memo-borstelharen



In eerste instantie is het misschien niet merkbaar, maar opzetborstels worden geleidelijk aan zachter en slijten na enkele maanden normaal gebruik. Onze blauwe memo-borstelharen worden langzaam wit en helpen u te zien wanneer het tijd is voor een nieuwe opzetborstel. Vervang uw opzetborstel om de drie maanden voor optimale resultaten.

# Specificaties

## Ontwerp en afwerking

**Hardheid borstelharen:** Medium

**Kleur:** Zwart

**Memo-borstelharen:** Blauwe kleur  
borstelharen wordt langzaam wit

**Formaat:** Standaard

## Compatibiliteit

**Systeem voor opzetborstel:** Opklikbaar

**Geschikt voor de volgende modellen:**

HealthyWhite+, 2-serie Plaque Defense, 3-

Serie Gum Health, DiamondClean, EasyClean,  
FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, For  
Kids, HealthyWhite

## Meegeleverde artikelen

**Opzetborstels:** 2 DiamondClean-  
standaardborstel

## Kwaliteit en prestaties

**Vervanging:** Iedere 3 maanden

**Getest:** voor optimaal gebruik

## Gezondheidsvoordelen

**Verwijdering van tandplak:** Verwijdert tot 7  
keer meer tandplak\*

**Gezond tandvlees:** Helpt bij het verbeteren van  
de gezondheid van uw tandvlees

**Wittere tanden:** Wittere tanden in slechts één  
week

