

PHILIPS

sonicare

(voorheen ProResults
Plaque Defense)

C2 Optimal Plaque
Defence

4 stuks

Standaardformaat

Opklikbaar

BrushSync-koppeling van
poetsstanden

HX9024/10



Hard voor tandplak. Zacht voor tandvlees.

Uitzonderlijk goede tandplakverwijdering, elke dag

De Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence-opzetborstel (voorheen ProResults plaque control) is perfect voor mensen die optimale plakverwijdering willen als onderdeel van hun dagelijkse mondverzorgingsroutine.

Innovatieve technologie

- Getest voor uw behoeften op het gebied van mondverzorging
- Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie
- Selecteert automatisch de optimale poetsstand voor de allerbeste resultaten**

Ontworpen voor optimale prestaties

- Weet altijd wanneer u de borstel moet vervangen. Krijg altijd een effectieve reiniging.
- Kliksysteem voor eenvoudig verwisselen van opzetborstels

Voor uitzonderlijke verzorging van tanden en tandvlees

- Verwijdert tot wel 7x meer tandplak dan een handtandenborstel

Kenmerken

Tandplak behoort tot het verleden



Dicht op elkaar geplaatste hoogwaardige borstelharen verwijderen tot wel 7x meer tandplak dan een handtandenborstel. Speciaal gebogen punt maakt het gemakkelijk om bij de kiezen achter in de mond te komen.

Vervanging van de opzetborstel



Opzetborstels worden minder effectief als ze 3 maanden zijn gebruikt, maar met BrushSync™ krijgt u een seintje als uw borstel toe is aan vervanging. Uw slimme tandenborstel houdt bij hoe vaak en hoe hard u poetst en stelt u op de hoogte wanneer het tijd is voor een vervangende opzetborstel. Hebt u nog geen slimme Philips Sonicare-tandenborstel? U hoeft alleen maar de blauwe

vervangingsborstelharen in de gaten te houden. Zodra deze wit worden, is het tijd om de opzetborstel te vervangen.

De enige echte sonische technologie



De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.

Poetsen met een gerust hart



Alle Philips Sonicare-opzetborstels zijn veilig en zacht voor de tanden en het tandvlees. Tijdens proeven wordt iedere opzetborstel uitgebreid getest, om er zeker van te zijn dat ze bij elke poetsbeurt uitzonderlijke prestaties leveren en lang meegaan.

BrushSync™-koppeling van poetsstanden



Met onze BrushSync™-koppeling van poetsstanden** krijgt u altijd de best mogelijke reiniging. De Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence-opzetborstel werkt samen met uw Philips Sonicare-handvat** met BrushSync™ waardoor automatisch de optimale poetsstand en het beste intensiteitsniveau voor uitzonderlijke reiniging wordt geselecteerd. U hoeft alleen te beginnen met poetsen.

Eenvoudig vast te klikken



Uw Optimal Plaque Defense-opzetborstel past perfect bij iedere Philips Sonicare-tandenborstel, behalve Philips One en Essence. Klik de opzetborstel vast of haal hem er eenvoudig af voor gemakkelijk vervangen en schoonmaken.

Specificaties

Consumer Trade Item

Height: 22.1

Width: 6

Length: 2.5

Net Weight: 0.032

Gross Weight: 0.049

GTIN: 08710103850793

Country of origin: DE

Harmonized system code: 96032100

Ondoos

Height: 7.5

Width: 13

Length: 38

Net Weight: 0.32

Gross Weight: 0.565

GTIN: 18710103850790

Ontwerp en afwerking

Hardheid borstelharen: Medium

Kleur: Wit

Memo-borstelharen: Blauwe kleur

borstelharen wordt langzaam wit

Formaat: Standaard

Compatibiliteit

Systeem voor opzetborstel: Opklikbaar

Geschikt voor de volgende modellen: 2-serie

Plaque Defense, 2-serie Plaque Defense, 3-

Serie Gum Health, DiamondClean,

DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+,

FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare

Platinum Connected, FlexCare+, For Kids,

HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp,

ProtectiveClean

BrushSync-koppeling van poetsstanden

Niet geschikt voor: Philips One

Meegeleverde artikelen

Opzetborstels: 4 C2 Optimal Plaque Defence

Kwaliteit en prestaties

Vervanging: Iedere 3 maanden

Getest: voor optimaal gebruik

Gezondheidsvoordelen

Verwijdering van tandplak: Verwijdert tot 7 keer meer tandplak*

