

PHILIPS

sonicare

Kompakte soniske
tandbørstehoveder

Sensitive

Pakke med 4 stk.

Kompakt størrelse

Klik på

Til følsomme tænder og følsomt
tandkød

HX6084/07



Ultrafølsom tandbørstning. Ultrablød komfort.

Den bedste tandbørstning til følsomme tænder og tandkød

Philips Sonicare Sensitive-tandbørstehovedet er perfekt til dem, der ønsker at lindre smerteligt følsomme tænder og tandkød.

A brush head that fits multiple handles

- Fungerer med alle klik på-tandbørster fra Philips Sonicare

Proven to improve oral health

- En del af en bedre mundhygiejne

Designed to optimize performance

- Det innovative børstehårsdesign fjerner plak skånsomt
- Børsteindikatoren sikrer den mest effektive tandrensning
- Philips Sonicares avancerede soniske teknologi

Skånsom og effektiv børstning

- Fjerner mere plak end en manuel tandbørste


Vigtigste nyheder

Fjerner plak skånsomt



Philips Sonicare-tandbørstehovedet har ultrabløde børstehår, der giver en skånsom og effektiv tandbørstning. Det har også en særlig trimmeprofil, der beskytter tænderne og giver en mere skånsom tandbørstning. Fås også i et mindre, kompakt design til præcisionstændbørstning.

Fjerner mere plak



Det er klinisk dokumenteret, at Philips Sonicare Sensitive-tandbørstehovedet opnår uovertruffen fjernelse af plak i forhold til en manuel tandbørste.

Maksimeret sonisk bevægelsesmønster



Philips Sonicares avancerede soniske teknologi sender vand ind mellem tænderne, og dens børstebevægelser opløser plak og fjerner det, så du opnår en grundig daglig tandbørstning.

Klik på-system til børstehoveder




Børstehovedet klikkes af og på børstehåndtaget og giver en sikker pasform og nem rengøring og vedligeholdelse. Det passer til alle Philips Sonicare tandbørstehåndtag, undtagen: PowerUp batteriet og Essence.

Bedre mundpleje



Som alle autentiske Philips Sonicare-mærkevarebørstehoveder er dette børstehoved sikkert at bruge på tænder og tandkød. Hvert børstehoved er kvalitetstestet, så det opnår en enestående ydeevne og holdbarhed.

Børsteindikator



Det er muligvis ikke tydeligt ved første øjekast, men børstehoveder mister deres stivhed og slides gradvist ned efter måneders almindelig brug. Vores blå børsteindikatorer nedtones til hvid og hjælper dig med at se, hvornår det er tid til udskiftning. For at opnå det bedste resultat bør børstehovedet udskiftes hver tredje måned.

Specifikationer

Design og finish

Farve: Hvid

Fornemmelsen af børsternes stivhed: Ultrablød

Børsteindikator: Den blå børstefarve forsvinder

Størrelse: Kompakt

Kompatibilitet

Børstehovedsystem: Klik på

Velegnet til disse modeller: Plakforsvar i 2-serien, Tandkødssundhed i 3-serien, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite

Medfølgende dele

Børstehoveder: 4 følsomme, kompakt

Kvalitet og ydeevne

Udskiftning: Hver 3. måned

Sundhedsmæssige fordele

Fjernelse af plak: Hjælper med at fjerne plak

