

PHILIPS

sonicare

Standardowe główki
szczoteczki sonicznej

InterCare

2 sztuki w opakowaniu

Rozmiar standardowy

Jedno przyciśnięcie

Czyszczenie przestrzeni
międzyzębowych

HX9002/07



Doskonałe czyszczenie* głęboko między zębami

Czyszczenie przestrzeni międzyzębowych i trudno dostępnych miejsc

Główka szczoteczki Philips Sonicare InterCare to doskonały wybór dla osób chcących pozbyć się płytki nazębnej pomiędzy zębów, ulżyć krwawiącym i zaognionym dziąsłom oraz pochwalić się zdrowym, pięknym uśmiechem.

A brush head that fits multiple handles

- Mocowanie na jedno kliknięcie ułatwia zakładanie

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

- Rezultaty udowodnione w badaniach klinicznych

Lepsze usuwanie płytki nazębnej i lepsza ochrona dziąseł

- Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka

Designed to optimize performance

- Stworzona, aby docierać dalej i głębiej
- Włókna Przypominające zapewniają najbardziej skuteczne czyszczenie
- Poprawia zdrowie dziąseł zaledwie w 2 tygodnie
- Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare

Zalety

Bardzo długie włosie




Główka szczoteczki InterCare jest wyposażona w bardzo długie włosie o dużej gęstości, które umożliwia usuwanie płytki nazębnej ukrytej głęboko między zębami. Badania kliniczne dowiodły, że pozwala ona ograniczyć zapalenie dziąseł i krwawienie w zaledwie 2 tygodnie.

Dociera dalej i głębiej



Główka szczoteczki sonicznej Philips Sonicare jest wyposażona w bardzo długie włosie o dużej gęstości, które umożliwia usuwanie płytki nazębnej ukrytej pomiędzy zębami i w innych trudno dostępnych miejscach.

Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej



Badania kliniczne wykazały, że po zaledwie 4 tygodniach użytkowania główka szczoteczki Philips Sonicare InterCare usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej między zębami niż zwykła szczoteczka.

Maksymalny ruch soniczny



Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare włącza wodę w szczeliny międzyzębowe i usuwa płytkę nazębną pociągnięciami szczoteczki.

Główka szczoteczki mocowana na kliknięcie



Każda końcówka Philips Sonicare pasuje do wszystkich rączek szczoteczek Philips Sonicare z wyjątkiem Philips One. Prosty, zatrzaskowy


mechanizm ułatwia wymianę i codzienne czyszczenie końcówek. Regularne czyszczenie końcówki i trzonu szczoteczki pod bieżącą wodą to najlepszy sposób na ich konserwację.

Poprawa zdrowia jamy ustnej



Wszystkie końcówki szczoteczek Philips Sonicare są skuteczne w czyszczeniu, ale i bezpieczne dla zębów i dziąseł. Poddane wszechstronnym i wymagającym testom, gwarantują najwyższą jakość i wyjątkową skuteczność przy każdym szczotkowaniu.

Włókna Przypominające



Na pierwszy rzut oka to może nie być oczywiste, ale po kilku miesiącach normalnego użytkowania włosie główki szczoteczki traci swoją sztywność i stopniowo się zużywa. Niebieski kolor naszych Włókien Przypominających zanika i zmienia się w biały, co pomaga zauważyć, że nadszedł czas na wymianę główki szczoteczki. Aby uzyskać optymalne rezultaty, należy wymieniać główkę szczoteczki co trzy miesiące.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Biały

Miękkość włosia: Średni

Włókna Przypominające: Zanikający niebieski kolor włosia

Wymiary: Standardowa

Zgodność

Końcówki: Jedno przyciśnięcie

Pasujące modele: HealthyWhite+, Seria 2 — ochrona przed płytką nazębną, Seria 3 —

zdrowie dziąseł, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite

Elementy zestawu

Końcówki szczoteczki: 2 InterCare — standardowe

Jakość i skuteczność

Wymiana: Co 3 miesiące

Testowane: pod kątem optymalnego użytkowania

Korzyści dla zdrowia

Zdrowie dziąseł: Poprawia zdrowie dziąseł w 2 tygodnie

Usuwanie płytki nazębnej: Usuwanie do 7 razy więcej płytki nazębnej*

