

# PHILIPS

## sonicare

(wcześniejsza nazwa:  
ProResults Plaque Control)

C2 Optimal Plaque  
Defence

3 sztuki w opakowaniu

Rozmiar standardowy

Jedno przyciśnięcie

Funkcja Brush Sync

HX9023/10



## Bezłitosna dla płytki nazębnej, łagodna dla dziąseł.

### Niezwykle skuteczne usuwanie płytki nazębnej każdego dnia

Główka szczoteczki Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (wcześniej znana jako ProResults Plaque Control) nadaje się idealnie dla osób, które chcą w optymalny sposób usuwać płytkę nazębną w ramach codziennej pielęgnacji jamy ustnej.

#### **Innovative technology**

- Rezultaty udowodnione w badaniach klinicznych
- Zaawansowana technologia soniczna Sonicare
- Automatycznie wybiera optymalny program

#### **Designed to optimize performance**

- Wymieniał końcówkę co 3 miesiące
- Mocowanie na jedno kliknięcie ułatwia zakładanie końcówki

#### **Wyjątkowa pielęgnacja zębów i dziąseł**

- Usuwa do 7x więcej płytki nazębnej niż szczoteczka manualna

# Zalety

## Zapomnij o płytce nazębnej



Gęsto ułożone włókna wysokiej jakości pozwala usunąć 7x więcej płytki bakteryjnej niż szczoteczka manualna. Specjalnie zakrzywiona, precyzyjna końcówka można zapewnia dotarć do trudnodostępnych miejsc i wzdłuż linii dziąseł.

## Wymiana końcówki szczoteczki



Pamiętaj wymieniaj końcówki co 3 miesiące dla najlepszych rezultatów czyszczenia. Funkcja BrushSync™ przypomni Ci o zbliżającym się terminie wymiany. Funkcja szczoteczki rejestruje, jak często i jak mocno szczotkujesz zęby i informuje, gdy nadejdzie czas na wymianę końcówki. Jeśli nie masz funkcji BrushSync™, wystarczy, że będziesz obserwować niebieskie włókna — zmiana koloru na biały świadczy o konieczności wymiany końcówki na nową.

## Jedyna prawdziwa technologia soniczna



Szczoteczki Philips Sonicare, wykonują optymalną liczbę ruchów pulsacyjnych. To połączenie dynamicznego ruchu końcówki, która mechanicznie rozbija płytkę bakteryjną i szerokich ruchów wymiatających – rekomendowanych przez dentystów, które usuwają rozbity płytkę bakteryjną, przebarwienia i osad. Unikalna kombinacja kształtu włókien oraz ich ruchów sprawia, że wytwarzane są mikrobąbelki, które docierają do trudno dostępnych miejsc jak przestrzenie międzyzębowe oraz wzdłuż linii dziąseł.

## Pełen komfort psychiczny podczas szczotkowania



Wszystkie końcówki szczoteczek Philips Sonicare są skuteczne w czyszczeniu, ale i bezpieczne dla zębów i dziąseł. Poddane wszechstronnym i wymagającym testom, gwarantują najwyższą jakość i wyjątkową skuteczność przy każdym szczotkowaniu.

## Parowanie w programie BrushSync™



Dzięki unikalnej technologii parowania końcówki BrushSync™, główka szczoteczki C2 Optimal Plaque Defence (Usuwanie Płytki Nazębnej) synchronizuje się z wyposażoną w funkcję BrushSync™ rączką Philips Sonicare oraz wybiera najlepszy program i intensywność szczotkowania, zapewniając wyjątkowo skuteczne usuwanie płytki bakteryjnej. Wystarczy tylko zacząć szczotkować.

## Łatwy montaż



Końcówka C2 Optimal Plaque Defence (Usuwanie Płytki Nazębnej) pasuje do wszystkich rączek szczoteczek Philips Sonicare z wyjątkiem Philips One. Prosty montaż ułatwia wymianę i codzienne czyszczenie. Regularne czyszczenie końcówki i trzonu szczoteczki pod bieżącą wodą to najlepszy sposób na ich konserwację.

# Dane techniczne

## Stylistyka i wykończenie

**Kolor:** Biały

**Miękkość włosia:** Średni

**Włókna Przypominające:** Zanikający niebieski kolor włosia

**Wymiary:** Standardowa

## Zgodność

**Końcówki:** Jedno przyciśnięcie

**Pasujące modele:** Seria 2 — ochrona przed płytką nazębną, Seria 2 — ochrona przed

płytką nazębną, Seria 3 — zdrowie dziąseł, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean  
**Parowanie w programie BrushSync**

## Elementy zestawu

**Końcówki szczoteczki:** 3 C2 Optimal Plaque Defence

## Jakość i skuteczność

**Wymiana:** Co 3 miesiące

**Testowane:** pod kątem optymalnego użytkowania

## Korzyści dla zdrowia

**Usuwanie płytki nazębnej:** Usuwanie do 7 razy więcej płytki nazębnej\*



\* Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka

\*\* Program parowania BrushSync™ jest zgodny tylko z rączkami szczoteczek Philips Sonicare obsługującymi tę funkcję