

# PHILIPS


## sonicare

Standaard sonische  
opzetborstels

ProResults

2 stuks

HX6012



## Complete reiniging

### Sonicare-opzetborstel

Vervangende opzetborstel voor de Sonicare elektrische tandenborstel, met groter oppervlak en afgeronde borstelharen die uw tanden grondig reinigen en tegelijkertijd uw tandvlees masseren.

#### **A brush head that fits multiple handles**

- Opklikbare opzetborstel

#### **Ontworpen voor optimale prestaties**

- Verkleurende borstelharen zorgen voor een effectieve reiniging

#### **Thorough clean feeling in your mouth**

- Speciaal ontworpen opzetborstel zorgt voor optimaal profijt van de sonische beweging
- Afgeronde borstelharen volgen de natuurlijke vorm van uw tanden
- Schuine, straalsgewijs uitlopende borstelharen vergroten het te bereiken oppervlak

## Kenmerken

### Opklikbare opzetborstel



Eenvoudige plaatsing van de opzetborstel en reiniging van het handvat

### Schuine, straalsgewijs uitlopende borstelharen



Dankzij het gebogen oppervlak dat door de schuine, straalsgewijs uitlopende borstelharen wordt gevormd, houdt u contact met het oppervlak van uw tanden, kiezen en tandvlees wanneer u met de opzetborstel poetst. Hierdoor wordt een groter oppervlak bereikt zonder dat u een grotere opzetborstel nodig hebt.

### Afgeronde borstelharen



Deze borstelharen van de Philips Sonicare elektrische tandenborstel zijn zo ontworpen dat zij de natuurlijke vorm van uw tanden


volgen. De verschillende hoogten en diepten over de lengte van de opzetborstel hebben een ergonomische vorm die de anatomie van de tanden volgt. Bovendien passen de borstelharen tussen uw tanden zodat u minder snel plekje mist wanneer u uw tanden poetst.

### Maximale reiniging



Het doordachte ontwerp en de nauwkeurige fabricage van deze vervangende borsteltjes van Philips Sonicare zorgen in combinatie met de sonische beweging en flexibele poetsstanden voor een grondige reiniging.

### Memo-borstelharen



Aan de verkleurende borstelharen kunt u zien wanneer u de opzetborstel moet vervangen. Na 3 maanden van normaal gebruik raken de borstelharen versleten en is de opzetborstel minder effectief. Vervang uw opzetborstel om de 3 maanden.

## Specificaties

### Technische specificaties

**Gebruiksduur:** Voor een optimaal poetsresultaat raden wij u aan om de opzetborstel elke 3 maanden te vervangen., Voor een optimaal poetsresultaat raden wij u aan om de opzetborstel elke 3 maanden te vervangen.

**Vervanging:** De gekleurde borstelharen vervagen wanneer u de opzetborstel moet vervangen., De gekleurde borstelharen vervagen wanneer u de opzetborstel moet vervangen.

### Gewicht en afmetingen

**Afmetingen verpakking van de opzetborstel:** 21,6 x 7,0 x 2,2 (h x b x d) cm

**Gewicht verpakking van de opzetborstel:** 0.034, 0.034 kg

### Meegeleverde artikelen

Hygiënisch beschermkapje: 2 stk

### Gebruiksgemak

**Geschikt voor de volgende modellen:**

FlexCare+, FlexCare, HealthyWhite, FlexCare+, HydroClean, FlexCare, EasyClean, HealthyWhite, DiamondClean, HydroClean, EasyClean, DiamondClean

