

PHILIPS

sonicare

Standardowe główki
szczoteczki sonicznej

DiamondClean

4 sztuki w opakowaniu

Rozmiar standardowy

Jedno przyciśnięcie

Doskonałe czyszczenie, bielsze
zęby



HX6064/07



Doskonałe czyszczenie.* Bielsze zęby.

Zaawansowane czyszczenie — usuwanie przebarwień i
bielsze zęby

Główka szczoteczki DiamondClean nadaje się idealnie dla osób, które chcą nie tylko dokładnie wyczyścić zęby, ale również pozbyć się przebarwień, aby uzyskać promienny, biały uśmiech. Świetnie sprawdza się również jako sposób na zachowanie jasnego koloru zębów w przerwach między profesjonalnymi zabiegami wybielającymi.

A brush head that fits multiple handles

- Mocowanie na jedno kliknięcie ułatwia zakładanie

Wyjątkowo skuteczne usuwanie płytki nazębnej

- Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

- Rezultaty udowodnione w badaniach klinicznych

Designed to optimize performance

- Dzięki włosiu w kształcie rombu zęby stają się do 100% bielsze w ciągu 1 tygodnia
- Włókna Przypominające zapewniają najbardziej skuteczne czyszczenie
- Bielsze zęby w zaledwie tydzień
- Produkt stworzony, aby zmaksymalizować ruch soniczny


Zalety

Bielsze zęby w zaledwie tydzień



Główka szczoteczki sonicznej Philips Sonicare DiamondClean usuwa nawet o 100% więcej przebarwień, dzięki czemu zęby są bielsze już po 7 dniach stosowania.

Białe zęby w krótkim czasie.



Szczoteczka DiamondClean jest wyposażona w gęsto ułożone włosie w kształcie rombu z umieszczonym na środku obszarem odpowiedzialnym za usuwanie przebarwień spowodowanych przez jedzenie i napoje. Twój uśmiech stanie się nawet o 100%* bielszy w zaledwie 7 dni.

Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej



Badania kliniczne wykazały, że po zaledwie 4 tygodniach użytkowania główka szczoteczki Philips Sonicare DiamondClean usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka.

Maksymalny ruch soniczny



Główki szczoteczek Philips Sonicare to podstawowy element naszej technologii obejmującej wysoką częstotliwość i amplitudę ruchu szczoteczki, która umożliwia wykonywanie ponad 31 tys. ruchów szczotkujących na minutę. Nasza niezrównana technologia soniczna zwiększa moc szczoteczki od rączki aż do główki szczoteczki. Drgania soniczne generują dynamiczny przepływ płynu, który kieruje go głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł, zapewniając doskonałe, a jednocześnie delikatne czyszczenie za każdym razem.

Główka szczoteczki mocowana na kliknięcie




Każda końcówka Philips Sonicare pasuje do wszystkich rączek szczoteczek Philips Sonicare z wyjątkiem Philips One. Prosty, zatraskowy mechanizm ułatwia wymianę i codzienne czyszczenie końcówki. Regularne czyszczenie końcówki i trzonu szczoteczki pod bieżącą wodą to najlepszy sposób na ich konserwację.

Poprawa zdrowia jamy ustnej



Wszystkie końcówki szczoteczek Philips Sonicare są skuteczne w czyszczeniu, ale i bezpieczne dla zębów i dziąseł. Poddane wszechstronnym i wymagającym testom, gwarantują najwyższą jakość i wyjątkową skuteczność przy każdym szczotkowaniu.

Włókna Przypominające



Na pierwszy rzut oka to może nie być oczywiste, ale po kilku miesiącach normalnego użytkowania włosie główki szczoteczki traci swoją sztywność i stopniowo się zużywa. Niebieski kolor naszych Włókien Przypominających zanika i zmienia się w biały, co pomaga zauważyć, że nadszedł czas na wymianę główki szczoteczki. Aby uzyskać optymalne rezultaty, należy wymieniać główkę szczoteczki co trzy miesiące.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

Miękkość włosia: Średni

Kolor: Biały

Włókna Przypominające: Zanikający niebieski kolor włosia

Wymiary: Standardowa

Zgodność

Końcówki: Jedno przyciśnięcie

Pasujące modele: HealthyWhite+, Seria 2 — ochrona przed płytką nazębną, Seria 3 —

zdrowie dziąseł, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite

Elementy zestawu

Końcówki szczoteczki: 4 DiamondClean — standardowe

Jakość i skuteczność

Wymiana: Co 3 miesiące

Testowane: pod kątem optymalnego użytkowania

Korzyści dla zdrowia

Zdrowie dziąseł: Pomaga poprawić zdrowie dziąseł

Usuwanie płytki nazębnej: Usuwanie do 7 razy więcej płytki nazębnej*

Wybielanie: Bielsze zęby w zaledwie tydzień

