

PHILIPS

sonicare

Sonicare
Bürstenköpfe

Advance

Doppelpack

Klein

HX4012/10



Ersatzbürstenköpfe

für Sonicare Advance 4000-Zahnbürsten

Um ein hervorragendes Reinigungsergebnis zu erzielen, empfehlen wir Ihnen, den Bürstenkopf alle 6 Monate auszuwechseln.

Längerer Hals und kleinerer Bürstenkopf

- Ideal für kleinere Münder, besondere Reinigungsanforderungen & Kinder

Besonderheiten

Ideal für kleinere Mäuler und besondere Reinigungsanforderungen

Ideal für kleinere Mäuler, besondere
Reinigungsanforderungen & Kinder

