

# PHILIPS

## sonicare

充電式電動歯ブラシ

HealthyWhite

2つのモード

1本のブラシヘッド

HX6701/05



## HX6701/05

### 自然な白い歯のための歯ブラシ

白い歯は明るい笑顔の象徴です。自然な白さで輝く歯を手に入れましょう。ソニックケア ヘルシーホワイト 電動歯ブラシ HX6711/02 は、クリーン&ホワイトモードで定期的を使用することで、歯の着色汚れをわずか2週間で除去できることが証明されています。

#### お口の健康を推進

- 自然な白い歯に
- フィリップス ソニックケア歯ブラシで歯に自然な白さを

#### 理想的な歯磨きをサポート

- 2分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。
- カドベーター機能搭載

#### 優れた洗浄能力

- 音波水流
- 歯垢をしっかり除去
- 音波水流

#### 1人1人に合ったブラッシング方法を提案

- イージースタート機能
- クリーン&ホワイトモード：ステイン（着色汚れ）を落とす

# 特長

## 音波水流



高速振動と幅広い振幅でしっかり歯垢を落とし、同時に起こる音波水流で歯間の奥と歯と歯ぐきの汚れをやさしく効果的に除去します

## 自然な白い歯に



歯の1本1本に直接届く音波水流で、歯のステイン（着色汚れ）を除去し、自然な白さに近づけます。

## スマートタイマー




2分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。

## カドペーサー




磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏4つのセクションを均等にブラッシングできます。

## イージースタート機能



電動歯ブラシに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから14回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。

## クリーン&ホワイトモード



お口全体を2分間しっかりブラッシングした後（クリーンモード）、特殊な動作で30秒間前歯をみがいて（ホワイトモード）、歯1本1本の汚れをしっかり除去。コーヒー、紅茶、タバコ、赤


ワインなどの日常的なステイン（着色汚れ）を落とし、わずか約2週間で歯に自然な白さをもたらします。\*

## ステインを除去し自然な白い歯へ



フィリップス ソニックアーク電動歯ブラシは、歯の着色汚れを除去し、自然な白さで輝く歯を手に入れるお手伝いをします。

## 歯垢をしっかり除去



密集した高品質の毛先が、手磨きより多くの歯垢を除去します。また、歯の輪郭にフィットする毛先で、届きにくい部分もしっかりと磨けます。

## ソニックアークテクノロジー



ソニックアーク電動歯ブラシ独自の音波水流は、歯間の奥と歯肉縁に沿った部分にやさしく効果的に届きます。



# 仕様

## 電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz (海外でも使用可能)

## 仕様

バッテリー: 充電式

使用時間: 約 3 週間\*\*

バッテリーの種類: リチウムイオン充電電池

## デザインと仕上げ

色: ホワイト

## サービス

本体保証: 2年間保証

## 使いやすさ

充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ハンドル: スリムなデザイン, 握りやすいゴム製グリップ

使用時間: 約 3 週間\*\*

## 内容・付属品

ハンドル: ヘルシーホワイト 1本

充電器: 1

ブラシヘッド: プロリザルツスタンダード 1本

## 洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

健康上の利点: 歯垢を除去

性能: 歯垢を除去

タイマー: カドペーサーとスマートタイマー

ステイン除去効果: 自然な白い歯に

## モード

クリーン: 歯をキレイに

クリーン&ホワイト: クリーン (2分間) + ホワイト (30秒間)

\*\*クリーンモードで、2分間のブラッシングを1日2回

\*手磨きと比べて最大7倍の歯垢を除去

