

PHILIPS

sonicare

エリートシリーズ、アドバンスシリーズ
ブラシヘッド ミニ 1本組


e-Series

1本入り

ミニサイズ

スクリュー方式

HX7011/06



歯の形にフィットし、くまなく洗浄

エリートシリーズ、アドバンスシリーズ専用のブラシヘッドです。

フィリップスソニックケアeシリーズは、毎日歯垢を効果的に除去したい方におすすめのブラシヘッドです。

A brush head that fits multiple handles

- エッセンス、エリート、エクストリーム、アドバンス用のスクリュー方式の設計

お口の健康を推進

- 毎日のお口のケアをより確かに

Designed to optimize performance

- フィリップスソニックケアの最先端の音波水流
- 定番のブラシヘッド
- 最良のブラッシング効果を得るための交換時期お知らせブラシ

特長

定番のブラシヘッド




このフィリップスソニックケアブラシヘッドは、歯の輪郭に自然にフィットする曲線的な作りが特徴。すみずみまでクリーニングできます。

効果的な音波水流



フィリップスソニックケアの最先端の音波水流による高速振動とブラシの振幅が歯間の歯垢を効果的に除去します。

スクリュー方式のブラシヘッドシステム




フィリップスソニックケアEシリーズブラシヘッドは、ブラシのハンドルにスクリュー式で脱着できるためしっかりとフィット、お手入れとクリーニングも簡単です。

より良いお口の健康のために



すべてのフィリップスソニックケアブランドのブラシヘッドがそうであるように、このブラシヘッドは歯と歯ぐきに安心な作りになっています。どのブラシヘッドも、優れた使用感と耐久性を実現するために品質テストが行われます。

交換時期をお知らせ



通常ブラシヘッドを数ヶ月使い続けると、コシがなくなり、徐々に傷んでいきます。交換時期お知らせブラシの青い毛先が白く変わり、交換時期であることを知らせます。常に最大の効果を実感していただくため、ブラシは3ヶ月ごとに交換してください。

仕様

デザインと仕上げ

色: ホワイト

デザインと仕上げ

毛の硬さ: ふつう

交換時期をお知らせ: 青い毛先の色が白くなったら交換のサインです。

サイズ: コンパクト

互換性

ブラシヘッド装着方式: スクリュー方式

使用できるモデル: エッセンスプラス

内容・付属品

ブラシヘッド: eシリーズコンパクト (1本)

品質と性能

交換: 約3ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。

テスト済み: 最適な使用のために

