



Philips VisaCare Prestige  
Lösung zur  
Hautverjüngung  
Strahlende, gesund aussehende  
Haut

Spürbar straffere Haut  
Auf nasser und trockener Haut  
verwenden  
M. Aufsatz für tägl. u. normalem  
Gebr.

SC6250/01

## Frisches Gefühl straffer Haut von innen

### Ihre tägliche Lösung für gesund aussehende Haut

Solange Sie jung sind, erneuert sich Ihre Haut schnell, ist straff und strahlt. Nach und nach verlangsamt sich die Erneuerung jedoch. Daher haben wir VisaCare Prestige entwickelt: die Lösung zur Hautverjüngung, die speziell für nachlassende Straffheit und einen müden Teint entwickelt wurde.

#### **Einfache Bedienung**

- Normaler Aufsatz zur zweimaligen Anwendung pro Woche
- Aufsatz f. tägl. Gebrauch kann für optimale Ergebnisse jeden Tag verwendet werden
- Kabellose Verwendung

#### **Sanft auf der Haut**

- Auf nasser Haut anwendbar für sanfteres Gleiten
- Verbessert die Aufnahme Ihrer feuchtigkeitsspendenden Lotion
- Für alle Hauttypen geeignet
- Mit führenden Hautexperten, Wissenschaftlern und Dermatologen entwickelt

#### **Aufsatz f. tägl. Gebrauch für strahlende, gesund aussehende Haut**

- Stimulation der Hautoberfläche für strahlende, gesund aussehende Haut

#### **Normaler Aufsatz für spürbar straffere Haut**

- Tiefe Gewebestimulation für fühlbar straffere Haut


# PHILIPS

## Lösung zur Hautverjüngung

Strahlende, gesund aussehende Haut Spürbar straffere Haut, Auf nasser und trockener Haut verwenden, M. Aufsatz für tägl. u. normalem Gebr.


# Besonderheiten

### Strahlende, gesund aussehende Haut



150.000 Kristallpartikel entfernen sanft abgestorbene Hautschüppchen. Die Stimulation der Hautoberfläche verbessert die Durchblutung für eine gesunde, jugendfrisch strahlende Haut. Dieser Aufsatz ist für den täglichen Gebrauch geeignet. 86 % der Frauen bestätigen\*: "Meine Haut sieht jugendlicher aus".

### Spürbar straffere Haut



Tiefe Gewebestimulation mit normalem Aufsatz für fühlbar straffere Haut. 92 % der Frauen bestätigen\*: "Fühlbar straffere Haut".

### Aufsatz f. tägl. Gebrauch kann jeden Tag verwendet werden



Erzielen Sie sofortige Ergebnisse mit nur einer 5-minütigen Behandlung täglich mit dem Aufsatz für den täglichen Gebrauch.

### Normaler Aufsatz zur zweimaligen Anwendung pro Woche



Verwenden Sie den normalen Aufsatz zweimal pro Woche für eine straffendere, intensive Behandlung in nur 5 Minuten.

### Entwickelt mit Hautexperten

VisaCare Prestige wurde mit führenden Hautexperten, Wissenschaftlern und Dermatologen entwickelt. Die Technologie zur Hautverjüngung wurde so angepasst, dass sie problemlos zuhause angewendet werden kann.

SC6250/01

### Auf nasser und trockener Haut verwenden



Das Gerät wurde so entwickelt, dass es auf nasser Haut hervorragende Ergebnisse liefert. Befeuchten Sie Ihre Haut vor der Anwendung mit etwas Wasser. Das Gerät kann sowohl auf nasser als auch trockener Haut angewendet werden – ganz wie Sie es bevorzugen. Beide Verwendungen geben Ihnen ein strafferes Hautgefühl, aber der Aufsatz gleitet besser auf nasser Haut und bietet Ihnen eine angenehmere und sanftere Reinigung.

### Verbessert die Aufnahme von Cremes

Durch die Reinigung mit diesem Gerät können Sie mehr Make-up-Rückstände und abgestorbene Hautzellen entfernen. Dank des gründlichen Reinigungseffekts werden Hautpflegeprodukte wie Cremes, Seren und Essenzen besser aufgenommen.

### Für alle Hauttypen geeignet

Die Kristallpartikel der VisaCare Prestige Aufsätze sind besonders sanft zu Ihrer Haut, da sie bis zu 20 mal kleiner als herkömmliche Peeling-Partikel sind. Für alle Hauttypen geeignet, auch für empfindliche Haut.

### Kabellose Verwendung

Das drahtlose Design von VisaCare ermöglicht Ihnen, Ihre Behandlung auf die komfortabelste Weise zu genießen.

## Lösung zur Hautverjüngung

Strahlende, gesund aussehende Haut Spürbar straffere Haut, Auf nasser und trockener Haut verwenden, M. Aufsatz für tägl. u. normalem Gebr.

# Daten

SC6250/01

### Artikel enthalten

- Reinigungsbürste: VisaCare Aufsätze zum Reinigen
- Gebrauchsanweisungen: Vollständige Bedienungsanleitung
- Individuelle Aufsätze: Aufsatz für tägl. Gebrauch und normaler Aufsatz
- Aufbewahrungstasche: Zum Aufbewahren und für unterwegs
- Netzadapter: Netzteil für 100 bis 240 V
- Exklusive und praktische Station: Lade- und Aufbewahrungsstation

### Leistung

- Stromspannung: 100-240 V
- Leistungssystem: wiederaufladbarer Akku

### Service

- Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

### Benutzerfreundlichkeit

- Akkuanzeige: Beleuchtetes Symbol
- Individuelle Aufsätze: Aufsatz für tägl. Gebrauch und normaler Aufsatz
- Einfache Handhabung: Ergonomisches und elegantes Design



Ausstellungsdatum  
2024-01-04

Version: 3.4.1

EAN: 87 10103 72298 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Unabhängiges Ergebnis eines Tests mit 51 Kundinnen durch eine unabhängige Agentur im Jahr 2015