

PHILIPS

sonicare

Elektriline Sonic-hambahari
koos rakendusega

DiamondClean Smart

Personaalsed juhised

Nutikad harjapea andurid

Nutikas harjapea tuvastus

Neli režiimi, kolm intensiivsust



HX9903/13

Terviklik süsteem tervema suu heaks

Meie parim hambahari nutika anduri tehnoloogiaga

DiamondClean Smart tagab ülima puhtuse. Reaalajas tagasiside ja personaalsed juhised aitavad kaasa tervete ja valgete hammaste, tervete igemete ja värske hingeõhu saavutamisele. See ei ole lihtsalt hambahari, vaid kogu suu hooldamise lahendus.

Proven to improve oral health

- Eemaldab kuni 10× rohkem kattu* ja tagab põhjalikuma puhastuse
- Kuni 7× tervemad igemed* kõigest kahe nädalaga
- Eemaldab pinnalt kuni 100% rohkem plekke** kõigest kolme päevaga

Personaalsed rakendusesisesed juhised täiuslikuks harjamiseks

- Õpetab teid õigesti harjama ja toob välja harjamata kohad
- Suunab 100% ulatuse tagamiseks tagasi harjamata piirkondadesse
- Hakake probleemsete piirkondade eest paremini hoolitsema
- Annab teile märku, kui vajutate liiga tugevalt
- Juhendab, kuidas vähem hõõruda

Optimeerib harjamist

- Harjapead valivad automaatselt optimaalsed seaded
- Veenduge, et kasutaksite oma harjapead maksimaalselt
- Valige 4 režiimi ja 3 intensiivsuse seadistuse vahel
- Kõrgelt hinnatud laadimisklaas ja reisivutlar


Esiletõstetud tooted

Jätke hambakatuga hüvasti



Ülima puhtuse tagamiseks klõpsake valikul C3 Premium Plaque Controli harjapea. Pehmele ja painduvatele külgedele harjased jälgivad iga hamba kuju, et tagada 4x parem pinnakontakt*** ja eemaldada raskesti ligipääsetavatest piirkondadest kuni 10x rohkem kattu*.

Hoolitsege igemete eest



Igemete tervise parandamiseks klõpsake valikul G3 Premium Gum Care'i harjapea. Selle väiksem suurus ja igemepiirile suunatud harjased võimaldavad igemehaigusi põhjustavat igemepiiri õrnalt, kuid tõhusalt puhastada. On kliiniliselt tõestatud, et see vähendab igemepõletikku* kuni 100% ja tagab kuni 7x tervemad igemed kõigest kahe nädalaga.*


Valgemad hambad, kiiresti



Pindmiste plekkide eemaldamiseks ja valgema naeratuse saavutamiseks klõpsake W3 Premium White'i harjapeal. Keskosas tihedalt paiknevad harjased eemaldavad


plekke. On kliiniliselt tõestatud, et see eemaldab kuni 100% rohkem plekke kõigest kolme päevaga.**

Ükski plekk ei jää märkamata




Philips Sonicare'i rakendus annab teile teada, kui hambad on põhjalikult puhastatud, ja õpetab teid paremini ja läbimõeldumalt harjama.

TouchUp-funktsioon




Kui teil peaks hambaid harjates mõni koht harjamata jääma, annab rakenduse TouchUp funktsioon teile sellest märku. Siis saate teist korda pesta ning olla kindel, et teie hambad on iga kord täiesti puhtad.

Piirkonnad, millele tähelepanu pöörata, ja eesmärkide seadmine




Kas hambaarst on pööranud tähelepanu mõnele probleemsele piirkonnale? Toome need esile teie rakendusesisesel 3D-suukaardil ning tuletame neid teile meelde, et nendele erilist tähelepanu pööraksite.

Liiga suure jõuga?



Te ei pruugi liiga tugevasti harjamist ise märgata, kuid DiamondClean Smart märkab seda kindlasti. Liiga tugevasti harjates hakkab käepideme otsas olev valgusrõngas vilkuma. Selle meeldetuletuse eesmärk on avaldatavat jõudu vähendada ja lasta harjapeal töö ära teha. Seitse inimest kümnest leidsid, et see funktsioon aitas neil hambaid paremini harjama õppida.

Lihtne kasutada



Elektroonilise hambaharjaga võite kogu töö harjale usaldada. Oleme käepideme sisse ehitanud hõõrumisanduri, mis tuletab teile pidevalt meelde vajadust vähem hõõruda. Seeläbi saate oma tehnikat täiustada ning õrnemalt harjates suurepäraselt puhtad hambad.

Spetsifikatsioon

Ühenduvus

Bluetooth®-i juhtmeta tehnoloogia:

Ühendatud harjamisrakendus

Võimsus

Pinge: 110–220 V

Tehnilised andmed

Aku: Laetav

Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): 14 päeva*****

Aku tüüp: Liitiumioon

Disain ja viimistlus

Värv: Mustad

Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Ühilduvus

Ühilduvus Androidiga: Androidiga telefonid, Bluetooth 4.0 toega tahvelarvutid

Ühilduvus iOS-iga: iPad 3. gen. või uuem, iPhone 4S või uuem, süsteemiga iOS7 või uuemaga

Kergesti kasutatav

Käepideme ühilduvus: Lihtsa klõpskinnitusega harjapead

Akunäidik: Valgustatud ikoon näitab aku tööiga

Ekraan: Valgustatud ekraan

Käepide: Peenike, ergonoomiline disain

Harjapea tuvastus: Ühildub optimaalse režiimiga

Asendamise meeldetuletus: Alati parimate tulemuste tagamiseks, süttib meeldetuletuse ikoon

Kaasasolevad tarvikud

Reisivutlar: Esmaklassiline reisivutlar

Harjapead: 1 C3 Premium Plaque Control, 1 G3 Premium Gum Care, 1 W3 Premium White

Käepide: 1 DiamondClean Smart

Laadimisklaas: 1

Puhastusjõudlus

Kasu tervisele: Kuni 7x tervemad igemed****

Jõudlus: Eemaldab kuni 10x rohkem kattu*

Kiirus: Kuni 62 000 harjaliigutust minutis

Valgemad hambad: Kuni 100% vähem plekke****

Taimer: BrushPacer ja SmartTimer

Tagasiside jõulise harjamise kohta: Süttib lilla valgusrõngas, Kasutaja hoiatamiseks hakkab käepide vibreerima

TouchUp: Tagab harjamise 100% ulatuses

Režiimid

Puhastamine: Igapäevaseks tiptasemel puhastamiseks

Kolm intensiivsust: Kõrge, Keskmine, Madal

Deep Clean+: Tagab ergutava sügavpuhastuse

Igemete tervis: Eriline tähelepanu purihammastele

White+: Pinnalt plekkide eemaldamine

BrushSync-režiimi ühildumine

C3 Premium Plaque Control: Ühildumine puhastusrežiimiga

G3 Premium Gum Care'i harjapea: Ühildumine režiimiga Gum Health

W3 Premium White harjapea: Ühildumine režiimiga White+

Nutikate anduritega tehnoloogia

Surveandur: Annab liiga tugevast harjamisest märku

Asukoha andur: Jälgib ja täiustab harjamise ulatust

Hõõrumisandur: Juhendab hõõrumise vähendamiseks

3D-suukaart: Toob probleemset piirkonnad esile

TouchUp: Harjamata kohtade esiletoomiseks

Asukoha andur: Juhib kohtadeni, mis on vahele jäänud

Tarkvara tugi

Tarkvara värskendused: Philips pakub asjakohaseid tarkvaravärskendusi kahe aasta jooksul alates ostukuupäevast



* Eemaldab kuni seitse korda rohkem kattu kui käsihambahari
* * võrreldes käsihambahari ja juhtiva valgendava hambapasta kasutamisega
* * Võrreldes DiamondCleaniga
* * * režiimis Gum Health vs käsihambahari 2 nädala jooksul kasutamisega
* * * * pärast kolmepäevast kasutamist režiimis White+ vs käsihambahari kasutamisega
* * * * põhineb kahel kaheminutilise igapäevasel harjamisel tavarežiimis