

PHILIPS


sonicare

Standaard sonische
opzetborstels

HydroClean

2 stuks

HX6002



Optimale reiniging tussen de tanden

De unieke opzetborstel verwijdert tandplak en etensresten tussen uw tanden.

Een opzetborstel voor meerdere tandenborstels

- Opklikbare opzetborstel

Ontworpen voor optimale prestaties

- Verkleurende borstelharen zorgen voor een effectieve reiniging

Thorough clean feeling in your mouth

- Speciaal ontworpen opzetborstel zorgt voor optimaal profijt van de sonische beweging

Delivers a better clean in-between

- HydroGuides helpt tandplak en etensresten te verwijderen


Kenmerken

Opklikbare opzetborstel



Eenvoudige plaatsing van de opzetborstel en reiniging van het handvat

Memo-borstelharen



Aan de verkleurende borstelharen kunt u zien wanneer u de opzetborstel moet vervangen. Na 3 maanden van normaal gebruik raken de

borstelharen versleten en is de opzetborstel minder effectief. Vervang uw opzetborstel om de 3 maanden.

HydroGuides

HydroGuides werkt met onze gepatenteerde sonische technologie om ervoor te zorgen dat tandpasta en water tussen de tanden komen. Zo worden moeilijk bereikbare plekjes tussen de tanden beter gereinigd, hoewel flossen nog steeds noodzakelijk is.

Maximale reiniging



Het doordachte ontwerp en de nauwkeurige fabricage van deze vervangende borsteltjes van Philips Sonicare zorgen in combinatie met de sonische beweging en flexibele poetsstanden voor een grondige reiniging.

Specificaties

Technische specificaties

Gebruiksduur: Voor een optimaal poetsresultaat raden wij u aan om de opzetborstel elke 3 maanden te vervangen.

Vervanging: De gekleurde borstelharen vervagen wanneer u de opzetborstel moet vervangen.

Gewicht en afmetingen

Afmetingen verpakking van de opzetborstel: 21,6 x 7,0 x 2,2 (h x b x d) cm

Gewicht verpakking van de opzetborstel: 0.056 kg

Meegeleverde artikelen

Hygiënisch beschermkapje: 1 pcs

Gebruiksgemak

Geschikt voor de volgende modellen: FlexCare+, FlexCare, HealthyWhite, HydroClean, EasyClean, DiamondClean

