

Philips Sonicare AirFloss
Ładowany irygator

1 końcówka w zestawie

HX8261/01



Nie używasz nici dentystycznych? Używaj AirFloss.

Usuwanie płytki nazębnej tam, gdzie szczoteczka nie dociera

Urządzenie AirFloss to łatwy sposób na rozpoczęcie czyszczenia przestrzeni między zębami dla osób, które nie używają systematycznie nici dentystycznych. Urządzenia AirFloss można używać z płynem do płukania jamy ustnej lub wodą. Jest ono wyposażone w wyjątkową technologię wykorzystującą powietrze i mikrokropelki, która pomaga usunąć płytkę nazębną w trudno dostępnych miejscach.

Improves oral health

- Skuteczniejsze usuwanie płytki nazębnej gromadzącej się między zębami
- Poprawa zdrowia dziąseł w zaledwie 2 tygodnie
- Pomaga zapobiegać powstawaniu ubytków między zębami

Achieve a 30-second clean

- Czyszczenie całej jamy ustnej w 30 sekund
- Skieruj. Naciśnij. Wyczyść!

Easy to use

- Technologia wykorzystująca powietrze i mikrokropelki
- Wygodna, ergonomiczna rączka
- Końcówka z naprowadzaniem ułatwiająca prawidłowe ustawienie

Helps build a healthy habit


- Łatwy sposób na skuteczniejsze czyszczenie przestrzeni między zębami

PHILIPS
sonicare

Ładowany irygator
1 końcówka w zestawie


Zalety

Łatwy początek



Czyszczenie przestrzeni międzyzębowych jest ważne dla ogólnego zdrowia jamy ustnej. Urządzenie AirFloss, stanowiące łatwy sposób na dotarcie głęboko między zęby, pozwala wyrobić zdrowy nawyk. Po trzech miesiącach korzystania z urządzenia AirFloss 96% osób, które nieregularnie korzystały z nici dentystycznych, w dalszym ciągu korzysta z urządzenia AirFloss co najmniej cztery razy w tygodniu.

Skuteczniejsze usuwanie płytki nazębnej



Skuteczniejsze usuwanie płytki nazębnej gromadzącej się między zębami

30-sekundowy program czyszczenia



Urządzenie AirFloss pozwala wyczyścić całą jamę ustną w zaledwie 30 sekund. Wystarczy nacisnąć przycisk, aby uruchomić raz irygator, a następnie przejść dalej i powtórzyć proces. Aby skorzystać z nowej funkcji automatycznego strumienia, przytrzymaj przycisk i przesunąć końcówkę z

naprowadzaniem od jednej przestrzeni do drugiej. Urządzenie będzie automatycznie uruchamiać funkcję irygacji co sekundę.

Łatwy do napełniania zbiornik



Napełnij zbiornik na ręczce płynem do płukania ust lub wodą, a następnie nakieruj urządzenie we właściwe miejsce i naciśnij przycisk. Zbiornik pomieści dość płynu na maksymalnie dwa użycia.

Wspiera zdrowie dziąseł



Badania dowiodły, że urządzenie Sonicare AirFloss poprawia zdrowie dziąseł już w 2 tygodnie.


Pomaga zapobiegać powstawaniu ubytków



Urządzenie Sonicare AirFloss delikatnie wypłukuje płytkę nazębną, która może pozostać między zębami po szczotkowaniu, pomagając zapobiegać powstawaniu ubytków między zębami.

HX8261/01

Technologia wykorzystująca powietrze i mikrokropelki



Urządzenie AirFloss jest wyposażone w wyjątkową technologię wykorzystującą powietrze i mikrokropelki. Urządzenie czyści przestrzenie między zębami, emitując strumień powietrza pod ciśnieniem wraz z wodą lub płynem do płukania jamy ustnej. Wystarczy dotknąć przycisku aktywacyjnego — to proste jak kliknięcie myszką.

Ergonomiczny uchwyt

Rączka urządzenia AirFloss, zaprojektowana z myślą o łatwym przesuwaniu w trudnych dostępnych miejscach, ma ergonomiczny kształt i antypoślizgowe wykończenie.

Końcówka z naprowadzaniem



Wąska końcówka z naprowadzeniem ułatwiają określenie prawidłowego ustawienia. Wystarczy przesunąć nią wzdłuż powierzchni zębów w pobliżu dziąseł, aż końcówka znajdzie się w rowku między zębami.

Dane techniczne

Moc

- Napięcie: Wielonapięciowa ładowarka

Dane techniczne

- Czas działania: Końcówkę wymieniaj co 6 miesięcy
- Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)
- Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy
- Czas ładowania: Na pełne naładowanie wystarczą 24 godziny

Dane techniczne

- Kolor(y): Biały z zielonymi dodatkami

Serwis

- Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

Łatwość użytkowania

- Wskaźnik akumulatora: Miganie oznacza niski poziom naładowania akumulatora

- Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja
- Nasadka dyszy: Łatwe zakładanie i zdejmowanie
- Żywotność akumulatora: Do 2 tygodni na jednym ładowaniu

Elementy zestawu

- Ładowarka: 1
- Rączka AirFloss: 1
- Końcówka AirFloss: 1

Skuteczność czyszczenia

- Korzyści dla zdrowia: Poprawa zdrowia dziąseł w zaledwie 2 tygodnie
- Końcówki: Dla najlepszych rezultatów wymieniaj końcówkę co 6 miesięcy
- Wydajność: Usuwanie do 5 razy więcej płytki nazębnej*
- Funkcja automatycznego strumienia: Czyszczenie jamy ustnej w 30 sekund



Data wydania 2024-04-06

Wersja: 5.0.1

EAN: 87 10103 92853 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* w porównaniu do mycia zębów tylko szczoteczką manualną