

# PHILIPS


## sonicare

Kompakter Sonicare  
Bürstenkopf

Sensitive

4er-Packung

HX6084



## Sanfte, aber effektive Reinigung.

### Sanfter Sonicare Bürstenkopf

Ersatzbürstenkopf für die elektrische Sonicare Zahnbürste. Sanft zu Zähnen und Zahnfleisch. Effektiv gegen Plaque.

#### **A brush head that fits multiple handles**

- Aufsteckbarer Bürstenkopf

#### **Easy to maneuver to focus on hard-to-reach areas**

- Kleiner Bürstenkopf für gründliche Reinigung an schwer erreichbaren Stellen

#### **Softest Sonicare brush head ever**

- Innovatives neues Bürstenkopfprofil für eine sanfte Reinigung
- Besonders weiche Borsten für eine effektive und sanfte Reinigung

#### **Designed to optimize performance**

- Reminder-Borsten sorgen für eine effektive Reinigung.

#### **Gentle yet effective cleaning**

- Sanfte Plaque-Entfernung für ein sauberes und glattes Gefühl

# Besonderheiten

## Kleiner Bürstenkopf

Die konturierten Borsten reinigen auf kleineren Oberflächen genauso gründlich wie andere Sonicare Bürstenköpfe. Dank dieses Designs lassen sich auch schwer zugängliche Stellen erreichen, auf die Sie Ihr Zahnarzt möglicherweise hingewiesen hat und an denen sich Plaque und Verfärbungen bilden können.

## Sanfte Plaque-Entfernung

Sanfte Plaque-Entfernung für ein sauberes und glattes Gefühl.


## Besonders weiche Borsten

Besonders weiche Borsten in der Mitte des Borstenfelds sind zu 25 % weicher als unser ProResults Standard-Bürstenkopf. Für eine effektive und sanfte Reinigung.

## Innovativer neuer Bürstenkopf

Innovatives neues Bürstenkopfprofil für eine sanfte Reinigung bei empfindlichen Zähnen und einem empfindlichen Zahnfleisch.

## Erinnerungsborsten



Erinnerungsborsten informieren Sie darüber, wann Sie den Bürstenkopf austauschen müssen. Nach drei Monaten normalen Gebrauchs zeigen die Borsten Abnutzungserscheinungen und die Bürstenköpfe sind weniger effektiv. Tauschen Sie die Bürstenköpfe alle 3 Monate aus.

## Aufsteckbarer Bürstenkopf



Einfache Positionierung des Bürstenkopfes und Reinigung des Griffstücks

# Daten

## Technische Daten

**Betriebszeit:** Um optimale Ergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, den Bürstenkopf alle drei Monate auszuwechseln.

## Benutzerfreundlichkeit

**Bürstenkopfsystem:** Einfach aufzusteckende Bürstenköpfe für optimale Hygiene  
**Für folgende Modelle geeignet:** FlexCare+, FlexCare, HealthyWhite, EasyClean, EasyClean, DiamondClean

