



Philips Sonicare AirFloss
Насадки для очищения
межзубных промежутков

Совместимые с моделью
HX8211/02

HX8012/07

AirFloss — эффективная замена зубной нити.

Удаляет зубной налет в местах, куда обычной щетке не добраться

Если вы не пользуетесь зубной нитью, AirFloss — это простое решение для очистки межзубных промежутков. AirFloss можно наполнить ополаскивателем для рта или водой. Эффективное удаление зубного налета в труднодоступных местах благодаря технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха.

Easy to use

- Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха
- Направляющий наконечник помогает расположить насадку правильно
- Насадка, созданная для удобного очищения труднодоступных участков


Helps build a healthy habit

- Простой способ улучшить качество чистки межзубных промежутков

PHILIPS
sonicare


Основные особенности

Простое решение



Регулярная чистка межзубных промежутков необходима для поддержания здоровья всей полости рта. С прибором для очищения межзубных промежутков AirFloss легко сформировать полезную привычку: тщательно очищать промежутки между зубами. После трех месяцев использования AirFloss 96 % испытуемых, которые до этого не очищали межзубные промежутки регулярно, стали использовать AirFloss четыре раза в неделю или чаще.

Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха



Благодаря уникальной технологии микрокапель ирригатор AirFloss направляет поток воздуха (под давлением) в сочетании с водой или ополаскивателем для рта в межзубные промежутки. Одно нажатие кнопки активации сравнимо по простоте с щелчком мыши.

Направляющий наконечник



Узкая, расположенная под углом к ручке насадка с направляющим наконечником обеспечивает правильное расположение прибора по очищению межзубных промежутков. Просто перемещайте наконечник вдоль линии десен, пока не почувствуете, что он расположен в промежутке между зубами.

Узкая, расположенная под углом насадка

Узкая насадка, располагаемая под углом к ручке, для удобного очищения труднодоступных участков

Характеристики

Удобство использования

- Насадки: Легко фиксируются и снимаются

В комплекте

- Насадка AirFloss: 2

Качество чистки

- Насадки: Для наилучших результатов меняйте каждые 6 мес.



Дата выпуска 2023-08-12

Версия: 2.0.1

EAN: 87 10103 62316 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* по сравнению с чисткой только обычной щеткой