

Philips Sonicare
AirFloss Ultra, прибор для
межзубных промежутков

C ProtectiveClean,
Встроенный датчик давления
1 режим чистки
Функция BrushSync

HX8443/71



Гарантировано*: более здоровые десны уже через 2 недели**

Для тех, кто нерегулярно выполняет очищение межзубных промежутков

Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, AirFloss Pro/Ultra**** — это простое решение для очищения межзубных промежутков. Прибор можно наполнить ополаскивателем для полости рта или водой. Клинически доказано, что AirFloss Pro/Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.**

Улучшает состояние полости рта

- Клинически доказано: так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить**
- Удаляет до 99,9 % налета***
- Помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках

Innovative technology

- Синхронизация зубной щетки и чистящих насадок
- Мягкое давление для легкой чистки
- Улучшает состояние десен всего за 2 недели
- Пациенты получают все преимущества своих чистящих насадок
- Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

Технология высшего качества

- Высокоэффективная насадка
- Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха
- Настраиваемый режим тройного распыления

PHILIPS
sonicare

Основные особенности

Улучшает состояние десен




Насадка InterCare с удлиненными густыми щетинками из качественного материала удаляет зубной налет в межзубных промежутках. Клинически доказано, что насадка помогает уменьшить воспаление и кровоточивость десен всего за 2 недели.

Технология BrushSync



Технология на базе микропроцессора распознает и синхронизирует чистящую насадку с ручкой зубной щетки. Преимуществом технологии являются напоминания о замене насадки.

Интеллектуальные напоминания о замене



Со временем чистящие насадки изнашиваются. Наша интеллектуальная технология отслеживает длительность и интенсивность использования насадки, поэтому когда придет время заменить насадку, загорится индикатор, а зубная

щетка издаст короткий звуковой сигнал. Таким образом, вы всегда сможете максимально эффективно чистить зубы.

Вы слишком сильно давите на щетку?




Пациенты, возможно, не замечают, что слишком сильно давят на зубы, однако это отлично чувствует зубная щетка. При касании десен щетка издает звуковые сигналы, напоминая уменьшить давление.

Технология Philips Sonicare




Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

Удаляет до 99,9 % налета



AirFloss Ultra удаляет до 99,9 % налета на обрабатываемых участках***.

Технология использования мельчайших капель воды



Клинически доказанные результаты обеспечиваются благодаря нашей уникальной технологии, которая позволяет использовать воду или ополаскиватель для полости рта в сочетании с потоком воздуха для эффективного и бережного очищения между зубами и вдоль линии десен.

Более здоровые десны



Клинически доказано, что Philips Sonicare AirFloss Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.** Позволяет улучшить состояние десен всего за две недели.

Помогает предотвратить развитие кариеса



Бережно удаляя налет, который остался после чистки зубной щеткой, Philips Sonicare AirFloss Ultra помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках.

Характеристики

Питание

- Напряжение: Универсальное зарядное устройство

Технические характеристики

- Батарея: Перезарядка
- Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): До 2 недель
- Тип элемента питания: Литий-ионный
- Продолжительность зарядки: 24 часа для полной зарядки

Дизайн и отделка

- Цвет: Белый с серым оттенком, Синий

Обслуживание

- Гарантия: 2 года гарантии

Удобство использования

- Ручка: Изящный эргономичный дизайн
- Совместимость ручки: Удобные съемные насадки
- Индикатор батареи: Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора, Светодиодные индикаторы показывают уровень заряда аккумулятора
- Время работы: До 2 недель
- Время работы батареи: 1-3 недели*****
- Насадки: Легко фиксируются и снимаются
- Индикатор замены: Для наилучших результатов, в качестве напоминания загорается значок

В комплекте

- Ручка: ProtectiveClean, 1 шт.
- Зарядное устройство: 1
- Насадки: 1 насадка i InterCare стандартного размера, Компактная насадка W2c Optimal

White, 1 шт.

- Щетка AirFloss Ultra: 1
- Насадка AirFloss Ultra: 1

Качество чистки

- Скорость: 62 000 выметающих движений в минуту
- Польза для здоровья: Снижает риск возникновения кариеса, Очищение полости рта за 60 секунд, Улучшает состояние десен всего за две недели
- Высокое качество: Удаляет до 99,9 % налета**
- Клинически доказанные результаты: Результаты столь же эффективны, как и при использовании зубной нити; для улучшения состояния десен; для предотвращения образования налета; для уменьшения кровоточивости;
- Настраиваемые режимы: Автоматическое или ручное распыление, Режим однократного/двойного/тройного распыления***
- Для максимального эффекта: Меняйте насадки каждые 6 месяцев
- Таймер: Функции QuadPacer и SmartTimer
- Оценка силы нажатия: Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

Режимы

- Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки
- 2 уровня интенсивности: Низкий, Высокий

Технология интеллектуального датчика

- Датчик давления: Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы
- BrushSync: напоминания о замене: Знает, когда нужно, заменить чистящую насадку



Дата выпуска 2024-10-14

Версия: 17.0.2

EAN: 87 10103 86155 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* или вам вернут деньги

* При использовании обычной зубной щетки и антибактериального ополаскивателя пациентами с гингивитом от легкой до умеренной степени. AirFloss предназначен для формирования у пациентов, нерегулярно применяющих зубную нить, здоровой привычки ежедневной чистки межзубных промежутков. Для получения дополнительной информации посетите страницу www.philips.com/airfloss/faq.

* * Лабораторные исследования; фактические данные могут отличаться от заявленных.

* * * * AirFloss Ultra и AirFloss Pro являются одним и тем же продуктом, но могут именоваться по-разному в зависимости от страны и канала.

* * * * * В зависимости от выбранного режима распыления