

PHILIPS

sonicare

Sonična električna
četkica za zube

FlexCare Platinum

3 načina rada, 3 intenziteta

2 glave četkice

Sa senzorom za pritisak

UV aparat za dezinfekciju glave
četkice



HX9172/14



Dubinsko, nježno čišćenje

Uklanja 10 puta više naslaga i osigurava zdravije desni*

Uz FlexCare Platinum čak i najdublje čišćenje dovoljno je nježno da zaštiti vaše zube i desni. Zahvaljujući AdaptiveClean glavi četkice s intuitivnim senzorom pritiska pruža maksimalno uklanjanje naslaga i nježno čišćenje bez obzira na način četkanja.

Helps you meet recommended brushing guidelines

- Upozorava vas kada previše snažno četkate
- Mjerači vremena za poticanje temeljitog četkanja
- Uništite bakterije UV aparatom za dezinfekciju glave četkice

Offers a customized brushing experience

- Tri postavke intenziteta i tri načina čišćenja
- Novi Deep Clean (dubinsko čišćenje): jednostavno rješavanje problematičnih područja

Dubinsko čišćenje koje pruža Philips Sonicare

- Prilagodljiva tehnologija čišćenja za dubinsko, a ipak nježno čišćenje
- Prati oblik vaših zubi i omogućava dubinsko čišćenje
- Dinamično čišćenje za bolje oralno zdravlje

Fits your lifestyle

- Dugo trajanje baterije i putni etui
- Praktična putna torbica i punjač

Istaknute znač.

Dubinsko čišćenje bez obzira na način četkanja



Stare je navike teško mijenjati, osim ako ne koristite četkice FlexCare Platinum nove generacije. Zahvaljujući inovativnoj glavi četkice AdaptiveClean i intuitivnom senzoru za pritisak koji se nalaze u temelju naše prilagodljive tehnologije čišćenja, lako je njegovati čak i teško dostupna, problematična područja. Vlakna glave četkice AdaptiveClean savijaju se oko zubi i desni, osiguravajući do 4x veću dodirnu površinu** i uklanjanje do 10 puta više naslaga. Ako četkate previše snažno, senzor za pritisak blago će pulsirati dršku četkice za zube kako biste bili nježni prema desnim, a istovremeno i grubi prema naslagama.

Glava četkice AdaptiveClean




Naša glava četkice AdaptiveClean jedina je glava električne četkice za zube koja slijedi jedinstven oblik zubi i desni. Uz meke i fleksibilne gumene bočne strane, ova glava četkice slijedi sva zaobljenja. Osigurava do 4 puta više naslaga uzduž linije desni i između zubi. Kako četkica prati rub desni, amortizira suvišan pritisak prilikom i nježna je prema desnim bez obzira na način četkanja.

Intuitivni senzor za pritisak



Možda nećete primijetiti ako kod četkanja primjenjujete prevelik pritisak, ali vaša četkica za zube FlexCare Platinum hoće. Ako previše snažno pritišćete, intuitivni senzor za pritisak uzrokovat će nježno vibriranje drške četkice za zube kako bi vam signalizirao da smanjite pritisak. Studije su pokazale kako je zahvaljujući senzoru 7 od 10 osoba koje su agresivno četkale zube uspješno smanjilo pritisak četkanja.

Prilagodan doživljaj pranja zubi



Uz nove postavke intenziteta i tri načina čišćenja, FlexCare Platinum nudi optimalnu udobnost i istinski dubinsko čišćenje. Ako trebate obratiti pažnju na problematična područja, način rada Deep Clean (dubinsko čišćenje) u trajanju od tri minute daje izvrsne rezultate. Odaberite način rada Clean (čišćenje) za vrhunsko svakodnevno čišćenje ili način rada White (izbjeljivanje) za uklanjanje mrlja. Odaberite niski, srednji ili visoki intenzitet, prema vašim željama.

Način rada Deep Clean (dubinsko čišćenje)



Naš novi način rada Deep Clean (dubinsko čišćenje) osigurava izuzetne karakteristike čišćenja teško dostupnih mjesta. Jedinstveni

pokreti glave četkice u ovom načinu rada i produženo vrijeme četkanja od tri minute idealni su ako želite posvetiti dodatnu pažnju problematičnim područjima.

Zvučna tehnologija



Uz više od 31.000 poteza u minuti, FlexCare Platinum nove generacije osigurava vrhunsko čišćenje koje možete vidjeti i osjetiti. Dinamičko čišćenje naše sonične tehnologije omogućava prodiranje tekućine duboko između zuba i uz rub desni. Dok četkica FlexCare Platinum nježno masira desni, stimulira cirkulaciju krvi i pomaže u uklanjanju plaka. Krajnji je rezultat snažno i nježno čišćenje kojim se postižu klinički dokazani rezultati.

UV aparat za dezinfekciju



Osigurajte dubinsku čistoću glave četkice pomoću tehnologije tvrtke Philips za UV dezinfekciju. UV aparat za dezinfekciju koji isporučujemo uz soničnu četkicu za zube FlexCare Platinum dizajniran je tako da ubija bacile na glavi četkice. Aparat za dezinfekciju dezinfekcijskom svjetlošću osvjetljava čitavu površinu glave četkice te ubija do 99 % bakterija.

Specifikacije

Snaga

Napon: 110 – 220 V

Tehničke specifikacije

Baterija: Može se puniti

Vrijeme rada (puna baterija do pražnjenja): Do 3 tjedna**

Vrsta baterije: Linij-ionska

Dizajn i završna obrada

Boja: Siva s brušenom bijelom pločom

Servis

Jamstvo: 2-godišnje ograničeno jamstvo

Jednostavnost uporabe

Indikator baterije: Indikator baterije prikazuje status baterije

Drška: Tanak ergonomski dizajn

Sustav glave četkice: Glave četkice lako se postavljaju pritiskom

Zaslon: Osvjetljeni zaslon

Vrijeme četkanja: Do 3 tjedna***

Predmeti u kompletu

Putna torbica: 1

Drške: 1 FlexCare Platinum

Glave četkice: 1 AdaptiveClean, 1 standardna InterCare

Punjač: 1

UV aparat za dezinfekciju: 1

Radne značajke čišćenja

Prednosti za zdravlje: Poboljšava zdravlje desni u samo dva tjedna

Rad: Uklanja do 10 puta više naslaga*

Brzina: Do 62.000 poteza četkice u minuti

Senzor za pritisak: Drška vibrira kako bi upozorila korisnika

Prednosti izbjeljivanja: Pomaže prirodno ukloniti mrlje

Mjerač vremena: Quadpacer i SmartTimer

Načini rada

3 intenziteta: Visoka, Niska, Srednja

Clean (čišćenje): Za odlično svakodnevno čišćenje

Deep Clean (dubinsko čišćenje): Za osvježavajuće dubinsko čišćenje

White (izbjeljivanje): Uklanja mrlje s površine zuba

