

Philips Sonicare AirFloss
Ultra
Nastavki za medzobno
čiščenje

2 nastavka

HX8032/33



Zagotovljeno bolj zdrave dlesni v 2 tednih*

Zasnovano za vse, ki zob ne nitkajo redno

Če zob ne nitkate redno, lahko z nastavki AirFloss Ultra najenostavneje učinkovito očistite predele med zobmi.

Improves oral health

- Klinično dokazano enako učinkovito pri ohranjanju zdravih dlesni kot nitkanje
- Odstrani do 99,9 % zobnih oblog***
- Pomaga preprečevati karies med zobmi

Superior technology

- Visokozmogljiv nastavek
- Tehnologija zraka in mikrokapljič
- Nastavitev števila curkov


The easiest way to effectively clean between teeth

- Enostaven način razvijanja zdrave navade

PHILIPS
sonicare

Značilnosti

Odstrani do 99,9 % zobnih oblog




AirFloss Pro/Ultra odstrani do 99,9 % oblog na mestih delovanja.**

Tehnologija mikrokapljic



Naše klinično dokazane rezultate omogoča naša edinstvena tehnologija, ki z združenjem zraka in ustne ali navadne vode v ustni votlini temeljito in hkrati nežno očisti področja med zobmi in ob dlesni.

Razvijte zdravo navado na preprost način



Čiščenje interproximalnega področja med zobmi je zelo pomembno za splošno zdravje

ustne votline. AirFloss omogoča enostavno čiščenje globlje med zobmi in razvoj zdrave navade.

Bolj zdrave dlesni



Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra klinično dokazano v enaki meri izboljšuje zdravje dlesni kot nitkanje.** Zdravje dlesni izboljša že v dveh tednih.

Pomaga preprečevati karies




Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra z nežnim odstranjevanjem zobnih oblog, ki jih s ščetkanjem ni mogoče odstraniti, pomaga preprečevati razvoj kariesa med zobmi.

Visokozmogljiv nastavek



Nov visokozmogljiv nastavek AirFloss Pro/Ultra poveča učinkovitost naše tehnologije zraka in mikrokapljic, da je čiščenje učinkovitejše kot kadarkoli prej.

Število curkov



Delovanje AirFloss Pro/Ultra lahko prilagodite svojim željam tako, da nastavite, da pritisk aktivacijskega gumba povzroči en, dva ali tri curke.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva nastavka: Rožnata

Enostavna uporaba

- Nastavek: Enostavna pritrditev in odstranitev

Priloženi predmeti

- Nastavek AirFloss Ultra: 2

Učinkovitost čiščenja

- Za najboljše rezultate: Nastavek zamenjajte vsakih 6 mesecev



Datum izdaje 2023-01-15

Različica: 3.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Če pacienti z blagim do zmernim vnetjem dlesni AirFloss uporabljajo v kombinaciji z ročno zobno ščetko in protimikrobno ustno vodo, bo AirFloss pri ljudeh, ki neredno nitkajo, pomagal razviti zdravo navado medzobnega čiščenja. Za več informacij si preberite razdelek "Vprašanja in odgovori" v zavihku "Podpora".
*** Na mestih delovanja. V laboratorijski raziskavi. Dejanski rezultati v realnih okoliščinah se lahko razlikujejo
* sicer vam vrnemo denar