

PHILIPS

sonicare

Końcówki Usuwanie
Płytki Nazębnej

C3 Premium Plaque
Control

Do 10x mniej płytki bakteryjnej

Do 4x większy kontakt
powierzchni czyszczącej

Elastyczne boki dostosowują się
do dziąseł

4 sztuki w opakowaniu

HX9044/17



Końcówka do walki z płytką bakteryjną

Do 10x mniej płytki bakteryjnej*

Końcówka szczoteczki C3 Premium Plaque Defence (Usuwanie Płytki Nazębnej) usuwa do 10x więcej płytki bakteryjnej niż szczoteczka manualna*. Końcówka dostosowuje się do kształtu zębów i dziąseł, dzięki zastosowaniu miękkich i elastycznych elementów bocznych, które zwiększają powierzchnię kontaktu z zębami 4-krotnie**, by łatwo usunąć płytkę bakteryjną, nawet w trudnodostępnych miejscach.

Innovative technology

- Zaawansowana technologia soniczna Sonicare
- Automatycznie wybiera optymalny program

Designed to optimize performance

- Rezultaty udowodnione w badaniach klinicznych
- Zawsze skuteczne czyszczenie z Philips Sonicare
- Mocowanie na jedno kliknięcie ułatwia zakładanie końcówki

Philips Sonicare's deep clean


- Do 4 razy większa powierzchnia kontaktu** ułatwiająca głębokie czyszczenie

For exceptional plaque removal

- Usuwa do 10x więcej płytki nazębnej niż szczoteczka manualna


Zalety

Zapomnij o płytce nazębnej



Dzięki elastycznej konstrukcji końcówka Usuwanie Płytki Nazębnej (Plaque Defence) usuwa do 10x więcej płytki nazębnej niż szczoteczka manualna*. Miękkie, gumowane i elastyczne boki, wykonują optymalną liczbę ruchów co pozwala uzyskać jeszcze większą moc sonicznego czyszczenia, gdzie mikrobąbelki wnikają również w trudno dostępne miejsca.

Dopasowująca się technologia czyszczenia



Dopasowująca się technologia zapewnia indywidualne czyszczenie przy każdym myciu zębów. Miękkie, gumowe elementy boczne sprawiają, że główka Premium Plaque Defence dostosowuje się do kształtu zębów i dziąseł oraz amortyzuje nadmierny nacisk podczas szczotkowania, zwiększając efektywność czyszczenia sonicznego. Włosie dopasowuje się do kształtu zębów i dziąseł, zapewniając nawet czterokrotnie większą powierzchnię kontaktu niż w przypadku zwykłej główki

szczoteczki**, co pozwala na głębsze czyszczenie nawet w trudno dostępnych miejscach.

Parowanie w programie BrushSync™



Dzięki unikalnej technologii parowania końcówki BrushSync™, główka szczoteczki Philips Sonicare C3 Plaque Defence (Usuwanie Płytki Nazębnej) synchronizuje się z wyposażoną w funkcję BrushSync™ rączką Philips Sonicare oraz wybiera najlepszy program i intensywność szczotkowania, zapewniając wyjątkowo skuteczne usuwanie płytki bakteryjnej. Wystarczy tylko zacząć szczotkować.

Przypomnienie o wymianie główki szczoteczki



Pamiętaj wymieniaj końcówki co 3 miesiące dla najlepszych rezultatów czyszczenia. Funkcja BrushSync™ przypomni Ci o zbliżającym się terminie wymiany. Funkcja szczoteczki rejestruje, jak często i jak mocno szczotkujesz zęby i informuje, gdy nadejdzie


czas na wymianę końcówki. Jeśli nie masz funkcji BrushSync™, wystarczy, że będziesz obserwować niebieskie włókna — zmiana koloru na biały świadczy o konieczności wymiany końcówki na nową.

Łatwy montaż



Końcówka C3 Plaque Defence (Usuwanie Płytki Nazębnej) pasuje do wszystkich rączek szczoteczek Philips Sonicare z wyjątkiem Philips One. Prosty montaż ułatwia wymianę i codzienne czyszczenie. Regularne czyszczenie końcówki i trzonu szczoteczki pod bieżącą wodą to najlepszy sposób na ich konserwację.

Pełen komfort psychiczny podczas szczotkowania



Wszystkie końcówki szczoteczek Philips Sonicare są skuteczne w czyszczeniu, ale i bezpieczne dla zębów i dziąseł. Poddane wszechstronnym i wymagającym testom, gwarantują najwyższą jakość i wyjątkową skuteczność przy każdym szczotkowaniu.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

Miękkość włosia: Średnio miękka

Kolor: Biały

Inteligentne rozpoznawanie końcówki

Włókna Przypominające: Zanikający niebieski

kolor włosia

Materiał końcówki szczoteczki: Miękkie

elastyczne brzegi

Wymiary: Standardowa

Zgodność

Końcówki: Jedno przyciśnięcie

Pasujące modele: Seria 2 — ochrona przed

plytką nazębną, Seria 2 — ochrona przed

plytką nazębną, Seria 3 — zdrowie dziąseł,

DiamondClean, DiamondClean Smart,

EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare

Platinum, FlexCare Platinum Connected,

FlexCare+, for Kids, HealthyWhite,

HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean,

Seria 1100, Seria 2100, Seria 3100, Prestige

9900, DiamondClean 9000

Nie nadaje się do: Philips One

Elementy zestawu

Końcówki szczoteczki: 4 C3 Premium Plaque

Defence

Jakość i skuteczność

Wymiana: Co 3 miesiące

Testowane: pod kątem optymalnego użytkowania

Korzyści dla zdrowia

Usuwanie płytki nazębnej: Usuwa 10 razy więcej płytki nazębnej*

