



Philips Sonicare AirFloss  
Sonicare 喷气式洁牙器

充电式设计  
带 1 个喷嘴



HX8111/12

## 更简单的牙线使用方法

轻柔有效地改善口腔健康

如果您没有使用牙线定期护理您的口腔，那么将难以触及牙缝所积聚的细菌，这些细菌会引起感染。Sonicare 喷气式洁牙器使用牙线让您的牙齿每天都进行深层清洁。

### Achieve a 30-second clean

- 只需一键即可使用；像点击鼠标一样简单

### 经验证的口腔健康改善解决方案

- 可清除多达 99.9% 的牙菌斑

### 简单：点按式

- 易于注水的盛水箱
- 引导尖端，便于放置
- 轻触按钮即可享受微爆流技术的清洁效果
- 弯曲式纤巧喷嘴，轻松清洁难以触及的区域
- 纤巧易持的手柄
- 兼容 Sonicare 标准充电器
- 每两周充一次电

**PHILIPS**  
**sonicare**

Sonicare 喷气式洁牙器  
充电式设计 带 1 个喷嘴

HX8111/12


## 产品亮点

### 微爆气流技术



微爆流技术应用快速爆破的压缩空气和微水滴深度清洁牙刷无法触及的牙缝部位

### 弯曲式纤巧喷嘴



弯曲式纤巧喷嘴，轻松清洁难以触及的区域

### 纤巧易持的手柄



在嘴周围操控方便。

### 每两周充一次电



喷气式洁牙器充一次电可工作两周。

### 引导尖端



只需沿牙龈线滑动引导尖端，直到您觉得它已在牙齿之间。即使在难以触及的后牙区域仍可轻松定位。

### 兼容 Sonicare 充电器



只需一个充电器，即可为所有 Sonicare 产品充电。

### 只需一键即可使用




只需一键即可使用，60 秒轻松清洁。

### 易于注水的盛水箱



易于注水的盛水箱仅使用极少量的水，不会弄脏环境。注入漱口水，对口腔健康更加有益。

### 可清除多达 99.9% 的牙菌斑



喷气式洁牙器用微量的空气和水或漱口水即可去除牙缝间多达 99% 以上的牙菌斑\*

# 规格

## 功率

- 电压：多电压充电器

## 技术规格

- 工作时间：每隔 6 个月更换一次喷嘴
- 电池：充电式设计
- 操作时间（电量从满到空）：2 周或 14 天全口使用
- 充电时间：24 小时

## 服务

- 保修：2 年有限保修

## 操作简易

- 电量不足指示：电源按钮指示灯闪烁指示何时充电
- 手柄：设计纤巧，符合人体工学



发行日期 2023-10-09

版本：2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*与单独使用手动牙刷相比