



Philips Sonicare AirFloss
nastavka za medzobno
čiščenje

z 2 nastavkoma

HX8012/33

Ne nitkate? Potem izberite AirFloss.

Odstranjuje zobne obloge, kjer jih ščetkanje ne more

Za učinkovito čiščenje predelov med zobmi nastavek zamenjajte vsakih 6 mesecev. Z zobno ščetko Sonicare AirFloss očistite do 5-krat več zobnih oblog med zobmi kot samo z ročnim ščetkanjem.

Easy to use

- Šoba za enostavno čiščenje težko dosegljivih delov
- Tehnologija, ki čisti s pritiskom na gumb
- Vodilna konica zagotavlja pravilno namestitev

Helps build a healthy habit

- Enostaven začetek za boljše čiščenje med zobmi

PHILIPS
sonicare

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva nastavka: Rožnata z rožnato konico, Rožnata z belo konico

Enostavna uporaba

- Nastavek: Enostavna pritrditev in odstranitev

Priloženi predmeti


- Šoba AirFloss: 2

Učinkovitost čiščenja

- Dodatki: Za najboljše rezultate zamenjajte vsakih 6 mesecev

Značilnosti

Tehnologija zraka in mikrokapljič



AirFloss uporablja edinstveno tehnologijo zraka in mikrokapljič, ki pošlje curek zraka pod tlakom in vode ali ustne vode med zobe. En pritisk na gumb za vklop je preprost kot miškin klik.

Vodilna konica




Tanka ukrivljena šoba in vodilna konica omogočata enostavno izbiro pravilnega položaja za namestitvev. Pomikajte po robu dlesni, dokler se ne prilega v utor med zobmi.

Tanka ukrivljena šoba

Tanka ukrivljena šoba za enostavno čiščenje težko dosegljivih delov

Enostaven začetek



Čiščenje interproksimalnega področja med zobmi je zelo pomembno za splošno zdravje ustne votline. AirFloss omogoča enostavno čiščenje globlje med zobmi in razvoj zdrave navade. 96 % uporabnikov zobne nitke AirFloss je z uporabo vsaj štirikrat tedensko nadaljevalo tudi po treh mesecih.



Datum izdaje 2023-10-20

Različica: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* kot samo z uporabo ročne zobne ščetke