




Philips Sonicare AirFloss  
Interdental,  
uppladdningsbart

med 3 munstycken

1 munstyckshållare  
Resefodral



HX8255/02

Använder du inte tandtråd? Då kan du använda AirFloss istället.

Tar bort plack där borsten inte kommer åt

För dem som inte använder tandtråd regelbundet är AirFloss det enklaste sättet att börja rengöra mellan tänderna. AirFloss kan användas med munvatten eller vatten och använder unik teknik med lufttryck och mikrovattendroppar för att ta bort plack där borsten inte kommer åt.

#### Improves oral health

- Ger ett friskare tandkött på bara två veckor
- Tar bort mer plack mellan tänderna
- Hjälper till att förhindra hål i tänderna där det är svårt att komma åt

#### Achieve a 30-second clean

- Rengör hela munnen på bara 30 sekunder
- Rikta. Tryck. Ren!

#### Easy to use

- Luft- och mikrodroppsteknik
- Bekvämt ergonomiskt handtag
- Orienteringsänden garanterar korrekt placering

#### Helps build a healthy habit

- Ett enkelt sätt att förbättra rengöringen mellan tänderna

**PHILIPS**  
**sonicare**


## Funktioner

### Ett enkelt sätt att börja



Interproximal rengöring är mycket viktigt för den totala munhälsan. AirFloss är ett enkelt sätt att rengöra djupare mellan tänderna och bidrar till en hälsosam vana. Efter tre månader med AirFloss fortsatte 96 % av personerna som använder tandtråd oregelbundet att använda AirFloss fyra eller fler dagar i veckan.

### Tar bort mer plack mellan tä



Tar bort mer plack mellan tänderna

### Ren på 30 sekunder



Med AirFloss tar det bara 30 sekunder att rengöra hela munnen. Tryck bara på knappen en gång för en enda sprayning, flytta sedan apparaten och upprepa. För att använda den nya autosprayfunktionen håller du ned knappen och flyttar orienteringsänden från

utrymme till utrymme. Det kommer automatiskt en sprayning i sekunden.

### Enkel påfyllningsbehållare



Fyll behållaren på handtaget med antingen tandskölj eller vatten för en uppfriskande rengöring, rikta och tryck av. Behållaren innehåller tillräckligt med vätska för upp till två användningar.

### Friskare tandkött



Kliniska tester visar att Sonicare AirFloss ger ett friskare tandkött på bara två veckor.

### Hjälper till att förhindra hål



Genom att försiktigt spraya bort plack som missades vid tandborstningen hjälper Sonicare AirFloss till med att förhindra att hål

uppkommer på svåråtkomliga ställen i dina tänder.

### Luft- och mikrodroppstek



Luft- och mikrodroppsteknik

### Ergonomiskt handtag

AirFloss har utformats för att komma åt i trånga utrymmen och har ett bekvämt ergonomiskt handtag och ett halkfritt grepp.

### Spets



Det smala vinklade munstycket och orienteringsänden gör det lätt att placera den korrekt. Dra änden längs med tandytan nära tandköttskanten tills änden passar in i skåran mellan tänderna.

# Specifikationer

## Effekt

- Spänning: Flerspänningsladdare

## Tekniska specifikationer

- batteri: Laddningsbar
- Drifttid: Byt munstycke två gånger per år
- Batterityp: Litiumjon
- Laddningstid: 24 timmar till full laddning

## Designspecifikationer

- Färg(er): Vit med gröna detaljer

## Service

- Garanti: 2 års begränsad garanti

## Lättanvänd

- Batteriindikator: Blinkningar anger en låg batterinivå

- Handtag: Tunn, ergonomisk design
- Munstycke: Lätt att fästa och ta bort
- Batteriets livslängd: Upp till 2 veckor

## Medföljande tillbehör

- Laddare: En flerspänningsladdare
- AirFloss-handtag: 1
- Resefodral: Mjukt resefodral
- AirFloss-munstycke: 3
- Munstyckeshållare: 1

## Rengöringsprestanda

- Automatisk sprayfunktion: Rengör hela munnen på 30 sekunder
- Hälsofördelar: Förbättrar munhälsan på bara två veckor
- Prestanda: Tar bort upp till 5 gånger mer plack
- Munstycken: Byt var sjätte månad för bästa resultat



Publiceringsdatum  
2023-05-18

Version: 5.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* än enbart med manuell tandborstning