

Philips Sonicare  
AirFloss Pro/Ultra, прибор  
для межзубных  
промежутков

с HealthyWhite+  
с 1 насадкой и 1 чистящей  
насадкой



HX8492/46

Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели\*

Для тех, кто нерегулярно выполняет очищение межзубных промежутков

Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, AirFloss Pro/Ultra\*\*\*\* — это простое решение для очищения межзубных промежутков. Прибор можно наполнить ополаскивателем для полости рта или водой. Клинически доказано, что AirFloss Pro/Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.\*\*

#### Улучшает состояние полости рта

- Клинически доказано: так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить\*\*
- Удаляет до 99,9 % налета\*\*\*
- Помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках

#### Обеспечивает тщательное очищение

- Выбор из 2 режимов и 3 уровней интенсивности

#### Технология высшего качества

- Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха
- Высокоэффективная насадка
- Настраиваемый режим тройного распыления


#### Простой способ эффективного очищения межзубных промежутков

- Требуется всего 60 секунд: направьте насадку, нажмите на кнопку, начните чистку!
- Простой способ развить здоровую привычку

**PHILIPS**  
sonicare

## Основные особенности

### 2 режима, 3 уровня интенсивности



HealthyWhite+ обеспечивает индивидуальный уход благодаря 3 уровням интенсивности и 2 режимам (чистка и осветление). Установите режим Clean (Чистка) для превосходного удаления налета за 2 минуты или режим White (Осветление) для удаления потемнений от кофе и чая. Зубы станут до 2 тонов светлее всего за 2 недели.

### Удаляет до 99,9 % налета



AirFloss Ultra удаляет до 99,9 % налета на обрабатываемых участках\*\*\*.

### Технология использования мельчайших капель воды



Клинически доказанные результаты обеспечиваются благодаря нашей уникальной технологии, которая позволяет использовать воду или ополаскиватель для полости рта в сочетании с потоком воздуха для эффективного и бережного очищения между зубами и вдоль линии десен.

### Развивать здоровые привычки — это легко



Регулярная чистка межзубных промежутков необходима для поддержания здоровья всей полости рта. AirFloss Ultra помогает легко сформировать полезную привычку — тщательно очищать промежутки между зубами.

### Более здоровые десны



Клинически доказано, что Philips Sonicare AirFloss Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.\*\* Позволяет улучшить состояние десен всего за две недели.

### Чистка всего за 60 секунд



С AirFloss Ultra чистка всей полости рта занимает не более 60 секунд в день. Просто выберите частоту распыления (однократное, двойное или тройное), а затем удерживайте кнопку для продолжительного автоматического

распыления или нажмите и отпустите ее для включения режима распыления вручную.

### Помогает предотвратить развитие кариеса




Бережно удаляя налет, который остался после чистки зубной щеткой, Philips Sonicare AirFloss Ultra помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках.

### Высокоэффективная насадка



Новая высокоэффективная насадка AirFloss Ultra увеличивает мощность нашей технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха, позволяя без труда добиться наилучших результатов.

### Режим тройного распыления



Мощный распылитель прибора AirFloss Ultra можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями: однократное, двойное или тройное распыление при каждом нажатии кнопки.

# Характеристики

## Дизайн и отделка

- Цвет: Белый

## Мощность

- Напряжение: 110—220 В, Универсальное зарядное устройство

## Технические характеристики

- Батарея: Перезарядка
- Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): До 3 недель\*\*
- Тип элемента питания: Литий-ионный
- Продолжительность зарядки: 24 часа для полной зарядки

## Обслуживание

- Гарантия: 2 года гарантии

## Удобство использования

- Ручка: Изящный эргономичный дизайн
- Система чистящих насадок: Удобные съемные насадки
- Индикатор батареи: Светодиодные индикаторы показывают уровень заряда аккумулятора, Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
- Время работы: До 3 недель\*\*
- Время работы батареи: 1-3 недели\*\*\*\*\*
- Насадки: Легко фиксируются и снимаются

## В комплекте

- Ручка: HealthyWhite+ — 1 шт.
- Зарядное устройство: 1

- Насадки: 1 стандартная насадка DiamondClean
- Щетка AirFloss Ultra: 1
- Насадка AirFloss Ultra: 1

## Качество чистки

- Скорость: 31 000 выметающих движений в минуту
- Высокое качество: Удаляет до 99,9 % налета\*\*
- Польза для здоровья: Очищение полости рта за 60 секунд, Улучшение состояния десен за 2 недели\*, Улучшает состояние десен всего за две недели
- Клинически доказанные результаты: Результаты столь же эффективны, как и при использовании зубной нити., для улучшения состояния десен, для предотвращения образования налета., для уменьшения кровоточивости;
- Настраиваемые режимы: Автоматическое или ручное распыление, Режим однократного/двойного/тройного распыления\*\*\*
- Для максимального эффекта: Меняйте насадки каждые 6 месяцев
- Таймер: Функции QuadPulse и SmartTimer
- Эффект осветления: Отбеливание до 2 тонов за две недели

## Режимы

- Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки
- 3 уровня интенсивности: Высокий, Низкий, Средняя
- Белый: Удаление поверхностных потемнений эмали



Дата выпуска 2023-01-15

Версия: 2.0.1

EAN: 08 71010 38342 43

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* или вам вернут деньги

\*\* \* На обрабатываемых участках; лабораторные исследования; фактические данные могут отличаться от заявленных

\*\* \* при использовании обычной зубной щетки и антибактериального ополаскивателя для полости рта пациентами с легкой и умеренной степенью гингивита. Прибор AirFloss предназначен для формирования у пациентов, нерегулярно применяющих зубную нить, здоровой привычки ежедневной чистки межзубных промежутков. Дополнительную информацию см. в разделе вопросов и ответов на вкладке поддержки.

\*\* \* \* AirFloss Ultra и AirFloss Pro являются одним и тем же продуктом, но могут именоваться по-разному в зависимости от страны и канала.

\*\* \* \* \* В зависимости от выбранного режима распыления