

Philips Sonicare
TongueCare+
Komplet sa sprejem
TongueCare+

1 četka za jezik

1 sprej za jezik
BrushSync uparivanje načina rada

HX8071/17



Čist jezik, svjež dah

Philips Sonicare čistoća, za vaš jezik

Pritisnite. Poprskajte. Očistite. Naša revolucionarna napredna četkica za jezik TongueCare+ i sprej vašu četkicu za zube Philips Sonicare trenutno će pretvoriti u moćno rješenje za svjež dah. Vaš će jezik iskusiti Sonicare čistoću. Moći ćete uživati u dugotrajno svježem dahu

An easy addition to your oral care routine

- Od četkice za zube do čistača jezika samo jednim pritiskom
- Trenutno uništite bakterije koje uzrokuju loš zadržak i neutralizirajte ga
- Lako dosegnite svaki dio jezika

Innovative technology

- 240 MicroBristles vlakana za nježno dubinsko čišćenje
- Philips Sonicare čistoća za vaš jezik
- Automatsko uparivanje s drškom četkice za zube

PHILIPS
sonicare

Istaknute značajke

MicroBristles




Uz 240 gumenih vlakana MicroBristles, četka za jezik TongueCare+ posebno je dizajnirana za čišćenje meke i porozne površine jezika. Fleksibilna vlakna MicroBristles prilagođavaju se i nježno čiste oko rubova i udubljenja, uklanjajući nakupljene bakterije i omogućujući dublje prodiranje našeg spreja za jezik Philips Sonicare BreathRx koji ih uništava. Kompaktni oblik omogućuje vam ugodno čišćenje cijelog jezika.

Zvučna tehnologija



TongueCare+ je jedini čistač jezika s Philips Sonicare snagom i svakim potezom uklanja bakterije koje uzrokuju loš zadah. 31 000 vibracija u minuti razbija ostatke na jeziku, uklanja bakterije koje uzrokuju loš zadah i omogućujući dublje prodiranje sastojaka našeg spreja za jezik Philips Sonicare BreathRx koji ih uništavaju. Imat ćete osjećaj čistoće na jeziku, a dah će vam duže biti svjež.

Pametno uparivanje načina rada



Naša pametna četka za jezik TongueCare+ sadrži mikročip koji komunicira s drškom četkice za zube. Kada je postavite na dršku, drška je automatski prepoznaje i bira odgovarajući način rada i intenzitet za optimalno čišćenje jezika. Sve što trebate učiniti je pritisnuti gumb za napajanje.

Lako postavljanje




Četka za jezik TongueCare+ brzo pretvara četkicu za zube Philips Sonicare u sonični čistač jezika. Svaka četka za jezik postavlja se pritiskom na dršku četkice Philips Sonicare, poput standardne glave četkice. Ove inovativne četkice za jezik jednostavno se koriste, mijenjaju i čiste, a kompatibilne su sa svim Philips Sonicare drškama četkice za postavljanje pritiskom, tako da dodavanje čišćenja jezika svakodnevnoj rutini čišćenja oralne šupljine ne može biti lakše. Odgovara svim Philips Sonicare drškama četkice za zube osim: PowerUp Battery i Essence.

Sprej za jezik BreathRx



Plinove neugodnog mirisa s hlapljivim sumpornim komponentama lako će riješiti sprej za jezik BreathRx koji dokazano trenutno uništava bakterije koje uzrokuju loš zadah i neutralizira ga. Posebna formula oblaže jezik i podmazuje ga radi nježnog čišćenja četkom za jezik TongueCare+. Osvježavajući okus mente pruža osjećaj svježine i čistoće u ustima.

Temeljito očistite jezik



Kako biste temeljito očistili jezik, morate dosegnuti sva njegova područja. Zahvaljujući ergonomskom obliku četkice za jezik TongueCare+ omogućuje vam da to postignete na ugodan način. Mala i fleksibilna glava olakšava uklanjanje bakterija koje uzrokuju loš zadah sa svih područja.

Specifikacije

Dizajn i završna obrada

- Boja: Bijela

Materijal

- Elastomer: Bez lateksa

Kompatibilnost

- Sustav glave četkice: Postavljanje pritiskanjem
- Odgovara sljedećim modelima: 2 Series za kontrolu naslaga, 2 Series za zaštitu od naslaga, 3 Series za zdravije desni, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp
- BrushSync uparivanje načina rada

Predmeti u kompletu

- Glave četkice: 1 četka za jezik TongueCare+
- Antibakterijski sprej za jezik: 2 oz

Sastojci

- Sastojci spreja za jezik: Voda, propilen glicerol, PEG-40 hidrogenirano ricinusovo ulje, Aroma, cink-glukonat, PEG-12 dimetikon, Cetilpiridini klorid, Ulje limunskog eukaliptusa, Timol, natrij-saharin, Limonen, CI42090

Rok trajanja

- Nakon otvaranja: 6 mjeseci
- Trajanje spreja za jezik na polici: 36 mjeseci



Datum izdavanja
2022-09-12

Verzija: 4.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com