



Philips Sonicare AirFloss
За междузъбните
пространства -
накрайници

С 2 накрайника

HX8012/33

Не използвате конец за зъби? Тогава опитайте AirFloss.

Премахва плаката там, където четките за зъби не могат

Сменяйте накрайниците на всеки 6 месеца за вашето най-ефективно почистване между зъбите. Sonicare AirFloss помага за почистване на до 5 пъти повече плака между зъбите в сравнение със самото ръчно почистване на зъби.

Easy to use

- Накрайник, създаден за лесен достъп до труднодостъпни зони
- Технология, която почиства с едно докосване
- Водещият връх осигурява правилното поставяне

Helps build a healthy habit

- Лесен начин за почистване на пространството между зъбите

PHILIPS
sonicare

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят на накрайника: Розова с розов връх, Розов с бял край

Лесна употреба

- Накрайник: Лесно поставяне и сваляне

Включени в комплекта

- Накрайник AirFloss: 2


Работни показатели при почистване

- Накрайници: За най-добри резултати сменяйте на всеки 6 месеца

HX8012/33

Акценти

Технология с въздух и микроскопични водни капки



AirFloss използва уникална технология с въздух и микроскопични водни капки, за да изпрати струя въздух и вода или вода за уста под налягане между зъбите ви. Бутонът за активиране с едно докосване се използва лесно като кликуване на мишка.

Водещ връх




Тънкият ъглов накрайник и водещият връх улесняват намирането на правилното поставяне. Просто плъзнете по протежение на зъбната повърхност близо до линията на венците, докато върхът влезе в канала между зъбите.

Тънък накрайник под ъгъл

Тънък накрайник под ъгъл, създаден за лесно достигане до трудно достъпните зони

Лесен начин за стартиране



Интерденталното почистване е много важно за цялостното здраве на устната кухина. AirFloss е лесен начин за почистване по-дълбоко между зъбите, като помага за формирането на здравословен навик. След три месеца използване на AirFloss, 96% от хората, които почистват непостоянно зъбите си със конец продължават да използват AirFloss четири или повече дни на седмица.



Дата на издаване
2023-10-20

Версия: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* от ръчното миене на зъби с четка