



Philips Sonicare AirFloss
Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar

Wiederaufladbar
mit 1 Düse



HX8111/02

Philips AirFloss – Die einfache Art der Zahnzwischenraumreinigung

Verbessert die Mundgesundheit auf sanfte und wirkungsvolle Art

Wenn Sie nicht regelmäßig Zahnseide zur Zahnreinigung verwenden, erreichen Sie nicht die Bakterien, die sich in den Zahnzwischenräumen ansammeln. Mit dem Philips Sonicare AirFloss können Sie Ihre Zähne täglich gründlich reinigen, ohne mühevollen Reinigung mit Zahnseide.

Achieve a 30-second clean

- Einfache Anwendung per Tastendruck; so einfach wie ein Mausclick

Erwiesene Verbesserung der Mundgesundheit

- Bis zu 99,9 % Plaque-Entfernung

Einfach: ausrichten und drücken

- Leicht befüllbarer Behälter
- Führungsspitze für einfaches Putzen
- Die Microburst-Technologie reinigt auf Tastendruck
- Schlanke, angewinkelte Düse für die einfache Reinigung schwer erreichbarer Stellen
- Schlanker, einfach zu haltender Griff
- Für Sonicare Standard-Ladegeräte geeignet
- Aufladen nach zwei Wochen

PHILIPS
sonicare

Besonderheiten

Microburst-Technologie



Die Microburst-Technologie sorgt für einen schnellen Sprühstoß aus Luft und feinen Wassertropfen zur gründlichen Reinigung von Zahnzwischenräumen, die von einer Zahnbürste nicht erreicht werden können.

Führungsspitze



Schieben Sie die Führungsspitze einfach am Zahnfleisch entlang, bis Sie das Gefühl haben, dass sie richtig zwischen den Zähnen sitzt. Unterstützt das einfache Putzen, selbst an den schwer erreichbaren Backenzähnen.

Schlanker, einfach zu haltender Griff



Einfaches Bewegen im Mund.

Einfache Anwendung per Tastendruck



Einfache Anwendung per Tastendruck für die einfache Reinigung in 60 Sekunden.

Leicht befüllbarer Behälter



Der leicht befüllbare Behälter verwendet nur eine kleine Menge Wasser, sodass Spritzer vermieden werden. Füllen Sie den Behälter mit Mundwasser, um Ihre Mundgesundheit noch effektiver zu erhalten.

Für Sonicare Ladegeräte geeignet




Sie benötigen nur ein Ladegerät, um Ihre Sonicare Produkte aufzuladen.

Schlanke, angewinkelte Düse



Schlanke, angewinkelte Düse für die einfache Reinigung schwer erreichbarer Stellen

Bis zu 99,9 % Plaque-Entfernung



AirFloss verwendet feinste Wassertropfen aus Luft und Wasser oder Mundspülung, um bis zu 99 % mehr Plaque aus den Zahnzwischenräumen zu entfernen*

Aufladen nach zwei Wochen

Der Philips AirFloss kann zwei Wochen verwendet werden, bevor er wieder aufgeladen werden muss.

Daten

Leistung

- Stromspannung: Multispannungs-Ladegerät

Technische Daten

- Batterie: Wiederaufladbar
- Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): 2 Wochen oder 14 Komplet-Anwendungen
- Betriebszeit: Tauschen Sie die Düse alle 6 Monate aus
- Ladezeit: 24 hr

Service

- Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Benutzerfreundlichkeit

- Akkuanzeige: Leuchte der Ein-/Ausschalttaste blinkt, wenn der Akku geladen werden muss
- Handstück: Schlankes, ergonomisches Design



Ausstellungsdatum
2022-09-13

Version: 2.0.1

EAN: 08 71010 35357 68

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Im Vergleich zu einer Handzahnbürste