

Philips Sonicare AirFloss
Hammasvälisuutin -
ladattava

ladattava
1 suutin



HX8111/02

Philips AirFloss – helpompi tapa hammasvälien puhdistukseen

Puhtaat hammasvälit 60 sekunnissa. Kokeile 60 päivän ajan!

Jos et käytä hammaslankaa, et pääse käsiksi hampaiden väleihin muodostuviin bakteereihin, jotka aiheuttavat infektoita. Philips Sonicare AirFloss -hammasvälisuuttimella puhdistat hampaiden välit vain 60 sekunnissa. Se on erittäin helppoa: osoita ja paina – ei muuta. AirFloss poistaa 99 % enemmän plakkia hampaiden väleistä kuin tavallinen hammasharja.
AirFloss on saanut seuraavat design-palkinnot: reddot Design Award 2012 ja Good Design Award 2012. "Kokemus on todella, todella miellyttävä", kirjoittaa The Financial Timesin viikonloppuliite How To Spend It.

Achieve a 30-second clean

- Yksinkertaisesti yhdellä painikkeella - yhtä helppoa kuin hiiren napsaus

Parantaa todistetusti suun terveyttä

- Poistaa jopa 99,9 % plakista

Yksinkertaista: osoita ja paina

- Helposti täytettävä säiliö
- Ohjaukärki helpottaa käyttöä
- Microburst-tekniikka puhdistaa napin painalluksella
- Ohut, suunnattu suutin helpottaa vaikeasti puhdistettavien alueiden puhdistamista
- Ohut, helppokäyttöinen kädensija
- Sopii Sonicaren vakiomallisiin latureihin
- Lataus kahden viikon käytön jälkeen

PHILIPS
sonicare

Kohokohdat

Microburst-tekniikka



Microburst-tekniikka hyödyntää paineilman nopeaa purkausta ja mikroskooppisia vesipisaroita, joiden ansiosta se puhdistaa syvältä hampaiden välistä, minne tavallinen hammasharja ei yllä

Yksinkertaisesti yhdellä painikkeella



Yksinkertaisella yhden painikkeen painalluksella helposti puhdasta 60 sekunnissa.

Ohut, suunnattu suutin



Ohut, suunnattu suutin helpottaa vaikeasti puhdistettavien alueiden puhdistamista

Ohjauskärki



Aseta ohjauskärki ienrajaan, kunnes tunnet sen asettuvan hampaiden väliin. Ohjauskärki helpottaa laitteen käyttöä jopa hankalien takahampaiden kohdalla.

Helposti täytettävä säiliö



Helposti täytettävään säiliöön mahtuu vain pieni määrä vettä, eikä sotkua synny niin paljon. Täytä säiliö suuedellä, kun haluat entistä paremmat tulokset.

Ohut, helppokäyttöinen kädensija




Helppo liikutella suussa.

Sopii Sonicare-latureihin



Tarvitset vain yhden laturin Sonicare-tuotteillesi.

Poistaa jopa 99,9 % plakista



AirFloss-laitteen ilmasuihku ja mikropisarot poistavat hammasväleistä jopa 99 % enemmän plakkia*

Lataus kahden viikon käytön jälkeen

Philips AirFlossia voi käyttää kaksi viikkoa latausten välillä.

Tekniset tiedot

Virta

- Jännite: Monijännitteinen laturi

Tekniset tiedot

- Käyttöaika (täydestä tyhjiin): 2 viikkoa tai 14 käyttökertaa
- Käyttöaika: Vaihda suutin 6 kuukauden välein
- Paristo: ladattava
- Latausaika: 24 hr

Huolto

- Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

Helppokäyttöinen

- Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite
- Latauksen ilmaisin: Virtapainikkeen valo vilkkuu kun laite on ladattava



Julkaisupäivä 2022-09-13

Versio: 2.0.1

EAN: 08 71010 35357 68

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Verrattuna tavallisen hammasharjan käyttöön yksistään