

PHILIPS

sonicare

Elektriline Sonic-
hambahari

ProtectiveClean
4300

Sisesehitatud surveandur

1 puhastusrežiim

1 × BrushSynci funktsioon



HX6800/87



Valgemad hambad. Õrn puhastamine.

Muudab hambad valgemaks vaid 1 nädalaga.

Tunnetage õrna puhastamise erinevust tänu surveandurile ja muutke oma hambad valgemaks vaid 1 nädalaga.

Proven to improve oral health

- Ohutu ja õrn tundlikes piirkondades; sobib kasutamiseks ortodontilise ravi ja hambaravi korral
- Muudab hambad valgemaks vaid ühe nädalaga

Disainitud ümbrusega sobivaks

- Lihtne alustamisprogramm aitab luua enda Philips Sonicare'i rutiini
- Julgustab põhjalikult harjama
- Muudab reisimise lihtsamaks
- Teadke alati, millal on vaja harjapead vahetada

Innovative technology

- Annab teile märku, kui vajutate liiga tugevalt
- Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia
- Ühendab hambaharja nutika käepideme ja nutikad harjapead

Esiletõstetud tooted

Loomulikult valgemad hambad



Plekkide eemaldamiseks ja valgema naeratus saavutamiseks klõpsake külge W2 Optimal White'i harjapea. On kliiniliselt tõestatud, et selle keskosas tihedalt paiknevad plekke eemaldavad harjased muudavad hambad valgemaks vaid ühe nädalaga.

Ohutu ja õrn



Ohutu harjamiskogemus on tagatud: meie Sonic tehnoloogia sobib kasutamiseks hambaklambrate, täidiste, kroonide ja implantaatidega ning aitab ennetada hambaaukude teket ja parandab igemete tervist.

Philips Sonicare'i tehnoloogia



Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia suunab vett hammaste vahele ning selle harjased aitavad lõhustada ja eemaldada hambakattu, tagades silmapaistva igapäevase puhtuse.

Jälgige oma harjamissurvet



Liiga tugev harjamine võib kahjustada hambaid ja igemeid. Selle vältimiseks pulseerib Philips Sonicare'i ProtectiveClean õrnalt, andes märku survet vähendada.

BrushSynci tehnoloogia




Mikrokiibi ühilduvusega tehnoloogia, mis tuvastab nutika harjapea ja sünkroniseerib selle nutika käepidemega. Nutikas käepide ja nutikas harjapea moodustavad võimsa kombinatsiooni, edastades teile nutikaid vahetamise meeldetuletusi.

BrushSynci vahetamise meeldetuletus




Ükski harjapea ei ole igavene. Meie BrushSynci tehnoloogia peab arvestust harjapea kasutusaja ja selle üle, kui tugevalt olete harjanud. Kui vahetamisae on käes, süttib käepidemel märgutuli ja kostub lühike piiks. Nii saate olla kindel, et harjapea töötab tõhusalt.

Harjuge uue rutiiniga



Uue harjumuse omaks võtmine võib aega võtta. Meie lihtsad alustamisprogrammid aitavad teil uue hambaharjaga järk-järgult harjuda – suurendage harjamisvõimsust aeglaselt esimese 14 kasutuskorra jooksul.

Kasulikud taimerid



Kas vajate taimeriga elektrilist hambaharja? Funktsioon QuadPacer teavitab teid, kui olete iga suu osa piisava aja harjanud, ja funktsioon Smartimer annab märku, kui olete harjanud soovitatavad kaks minutit.

Käepärane reisivutlar ja laadija



Meie kvaliteetse reisivutlari saate oma hambaharja hügieeniliselt kaasa pakkida ja meie kompaktne laadimisalus tagab liikvel olles laetud aku. Ühe täieliku laadimiskorraga saate hambaharja kaks nädalat tavapäraselt kasutada. Pikematele reisidele soovime kaasa võtta laadija.

Spetsifikatsioon

Võimsus

Pinge: 110–220 V

Tehnilised andmed

Aku: Laetav

Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): 14 päeva**

Aku tüüp: Liitiumioon

Disain ja viimistlus

Värv: Tumehall

Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Kergesti kasutatav

Käepideme ühilduvus: Lihtsa klõpskinnitusega harjapead

Käepide: Peenike, ergonomiline disain

Akunäidik: Märgutuli aku laetuse kohta

Kaasolevad tarvikud

Laadija: 1

Reisivutlar: 1

Harjapead: 1 W2 Optimal White

Käepide: 1 ProtectiveClean

Puhastusjõudlus

Kasu tervisele: Aitab vähendada hambaakude teket

Kiirus: Kuni 62 000 harjaliigutust minutis

Valgemad hambad: Muudab hambad valgemaks 1 nädalaga

Taimer: Quadpacer ja Smartimer

Tagasiside jõulise harjamise kohta: Kasutaja hoiatamiseks hakkab käepide vibreerima

Režiimid

Puhastamine: Igapäevaseks tipptasemel puhastamiseks

Kaks intensiivsust: Madal, Kõrge

Nutikate anduritega tehnoloogia

BrushSynci vahetamise meeldetuletus: Teadke alati, millal tuleb, harjapead vahetada

Surveandur: Annab liiga tugevast harjamisest märku

