

PHILIPS

sonicare

Elektriline Sonic-
hambahari

FlexCare Platinum

Kolm režiimi, kolm tugevust

Kaks harjapead

Surveanduriga

HX9112/02



Erakordne puhtus ka hammaste vahel

Eemaldab hammaste vahelt kuni seitse korda rohkem kattu*

Üheksa ainulaadse harjamisrežiimi, tundliku surveanduri ja täiustatud harjapeatehnoloogiaga Philips Sonicare FlexCare Platinum elektriline hambahari on samm edasi traditsioonilisest hambakatu eemaldamisest, et tagada hammaste täiuslik puhtus ja igemete parem tervis.

Proven to improve oral health

- Parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga
- Ohutu ja õrn teie suu vastu

Disainitud ümbrusega sobivaks

- Taimerid tagavad 2 minutiga põhjaliku harjamise
- Pika kasutuseaga aku ja reisikarp
- Annab teile märku, kui vajutate liiga tugevalt

Provides a superior clean

- Meie ainulaadne tehnoloogia võimaldab teil korralikult, kuid õrnalt puhastada
- Eemaldab tänu InterCare'i harjapeale* kuni 7x rohkem kattu

Optimeerib harjamist

- Valige 3 režiimi ja 3 intensiivsuse seadistuse vahel


Esiletõstetud tooted

Eemaldab kuni 7x rohkem kattu




Klõpsake külge meie InterCare'i harjapea ja parandage igemete tervist kõigest kahe nädalaga. Eriti pikad harjased aitavad tervemate igemete saamiseks raskesti ligipääsetavatest kohtadest ja hammaste vahelt rohkem kattu eemaldada.

Hoolitsege igemete eest



Meie FlexCare'i optimaalse puhastamise tulemusena muutuvad igemed 2 nädalaga tervemaks. Kuna igemepiirilt eemaldatakse käsihambaharjaga võrreldes kuni seitse korda rohkem kattu, muutub teie naeratus ilusamaks.

3 režiimi ja 3 intensiivsuse seadistust



FlexCare Platinumiga kogete ülimat puhtust. Meie 3 intensiivsuse seadistust tagavad ülima puhtuse, samas kui 3 režiimi vastavad teie erivajadustele: puhastusrežiim tagab silmapaistva igapäevase puhtuse, valgendamisrežiim eemaldab hammaste pinnalt plekid ja sügavpuhastusrežiim tagab suurepärase igapäevase värskuse.

Liiga suure jõuga?




Te ei pruugi liiga tugevasti harjamist ise märgata, kuid FlexCare Platinum märkab seda kindlasti. Liiga tugevasti harjates hakkab käepide õrnalt pulseerima. Selle meeldetuletuse eesmärk on avaldatavat jõudu vähendada ja lasta harjapeal töö ära teha. Seitse inimest kümnest leidsid, et see funktsioon aitas neil hambaid paremini harjama õppida.

Philips Sonicare'i tehnoloogia



Võimsad ultrahelivibratsioonid vahustavad hambapasta katuga võitlevateks mullideks ning suunavad mullid hammaste vahele ja igemepiirile. Samal ajal harjatakse hambaid 62 000 harjaliigutusega õrnalt, kuid tõhusalt. Saavutate kõigest 2 minutiga tulemuse, mis sarnaneb käsitsi harjamisega 1 kuu jooksul.

QuadPacer ja Smartimer



Hammaste põhjalikuks harjamiseks kulub kõigest 2 minutit. Meie QuadPacer annab teile teada, kui olete iga suuosa puhastamiseks optimaalselt aega kulutanud,

ja SmarTimer annab helisignaali märku kui hambapesu aeg täis saab. Koos aitavad need teil iga kord soovitatud aja hambaid harjata.

Harjake kindlalt



Konkreetsetest vajadustest olenemata saate FlexCare Platinumi kasutades olla kindel harjamise ohutuses. Meie ultrahelitehnoloogia sobib kasutamiseks breketite, täidiste, kroonide ja laminaatide korral ning seda võib kasutada isegi igemehaiguste igapäevase ravi ajal.

Disainitud teie elustiiliga sobivaks



Meie kvaliteetse reisikarbiga saate oma hambaharja hügieeniliselt kaasa pakkida ja meie kompaktne reisilaadija tagab laetud aku liikvel olles. Ühe täieliku laadimiskorraga saate hambaharja kaks nädalat tavapäraselt kasutada – nii saate liikvel olles end värskelt tunda.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

Värv: Platinahall

Võimsus

Pinge: 110-220 V

Tehnilised andmed

Aku: Laetav

Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): Kuni 3 nädalat**

Aku tüüp: Liitiumioon

Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Kergesti kasutatav

Käepide: Peenike, ergonomiline disain

Ekraan: Valgustatud ekraan

Harjapeade süsteem: Lihtsa klõpskinnitusega

harjapead

Akunäidik: Märgutuli aku laetuse kohta

Harjamisaeg: Kuni 3 nädalat**

Kaasolevad tarvikud

Laadija: 1

Reisivutlar: 1

Harjapead: 1 InterCare'i tavaline, 1 InterCare'i kompaktne

Käepide: 1 FlexCare Platinum

Puhastusjõudlus

Kasu tervisele: Parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga

Talitus: Eemaldab kuni seitse korda rohkem kattu*

Kiirus: Kuni 62 000 harjaliigutust minutis

Surveandur: Kasutaja hoiatamiseks hakkab käepide vibreerima

Valgemad hambad: Aitab plekke loomulikult viisil eemaldada

Taimer: Quadpacer ja SmarTimer

Režiimid

Kolm intensiivsust: Madal, Keskmine, Kõrge

Puhastamine: Igapäevaseks tipptasemel puhastamiseks

Igemehooldus: Igemete õrnaks masseerimiseks

Valge: Eemaldab plekid hammaste pinnalt

