

PHILIPS

sonicare

Elektriline Sonic-
hambahari

ProtectiveClean
4500

Sisseehitatud surveandur

2 puhastusrežiimi

1 × BrushSynci funktsioon



HX6888/89



Tervemad igemed. Õrn puhastamine.

Parandage oma igemete tervist kuni 100% tavalise
hambaharjaga võrreldes

Tunnetage õrna puhastamise erinevust tänu surveandurile ja parandage oma
igemete tervist kuni 100% tavalise hambaharjaga võrreldes.

Disainitud ümbrusega sobivaks

- Julgustab põhjalikult harjama

Innovative technology

- Märguanne õrnalt harjamise meeldetuletamiseks
- Patsiendid saavad oma harjapeadest viimast võtta
- Ühendab hambaharja nutika käepideme ja nutikad harjapead
- Parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga
- Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia

Parandab patsientide suuhügieeni

- Tädised, kroonid või tundlikud piirkonnad? Muretsemiseks ei ole põhjust.

Optimeerib harjamist

- Puhastamise ja igemete eest hoolitsemise režiim

Designed around your patient

- Suurepärase viisi uue hambaharjaga harjumiseks


Esiletõstetud tooted

Parandab igemete tervist



InterCare'i harjapeal on eriti pikad tihedalt koos paiknevad kvaliteetsed harjased, mille eesmärk on eemaldada sügavale hammaste vahele kogunenud hambakatt. On kliiniliselt tõestatud, et see vähendab igemete veritsust ja põletikku kõigest kahe nädalaga.

Puhastamise ja igemete eest hoolitsemise režiim



Selle hambaharjaga saate sobivat režiimi kasutada olenemata sellest, et soovite eemaldada hambakattu või parandada ja säilitada igemete tervist: puhastusrežiim tagab suurepärase puhtuse ning igemete eest hoolitsemise režiimis saate ühe minuti jooksul kasutada väiksema võimsusega harjamist ja igemeid õrnalt masseerida.

Ohutu ja õrn



Ohutu harjamiskogemus on tagatud: meie Sonic-tehnoloogia sobib kasutamiseks hambaklambrate, täidiste, kroonide ja laminaatidega ning aitab ennetada hambaaukude teket ja parandab igemete tervist.

Philips Sonicare'i tehnoloogia



Philips Sonicare'i täiustatud Sonic-tehnoloogia suunab vett hammaste vahele ning selle harjased aitavad lõhustada ja eemaldada hambakattu, tagades silmapaistva igapäevase puhtuse.

Liiga suure jõuga?



Patsiendid ei pruugi liiga tugevat harjamist ise tähele panna, kuid nende hambahari märkab seda. Kui patsient harjab igemetele liiga tugevat survet avaldades, hakkab hambahari tegema pulseerivat heli, andes märku vajadusest õrnemalt harjata.

BrushSynci tehnoloogia




Mikrokiibi ühilduvusega tehnoloogia, mis tuvastab nutika harjapea ja sünkroonib selle nutika käepidemega. Nutikas käepide ja nutikas harjapea moodustavad võimsa kombinatsiooni, edastades teile nutikaid vahetamise meeldetuletusi.

Nutikas harjapea vahetamise meeldetuletus




Ükski harjapea ei ole igavene. Kuid meil on lahendus: meie nutikas harjamise tuvastamise tehnoloogia peab arvestust patsiendi harjapea kasutusaja ja selle üle, kui tugevalt on harjatud. Kui vahetamisaeg on käes, süttib käepidemel märgutuli. Nii saab olla kindel, et harjapea töötab tõhusalt.

Kasulikud taimerid



Kas vajate taimeriga elektrilist hambaharja? Funktsioon QuadPacer teavitab teid, kui olete iga suu osa piisava aja harjanud, ja funktsioon Smartimer annab märku, kui olete harjanud soovitatavad kaks minutit.

Easy-start-programm



Uue harjumuse omaksvõtmine võib aega võtta. Meie lihtsad alustamisprogrammid aitavad teil uue hambaharjaga järk-järgult harjuda – suurendada harjamisvõimsust aeglaselt esimese 14 kasutuskorra jooksul.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

Värv: Valge ja sinine

Võimsus

Pinge: 110–220 V

Tehnilised andmed

Aku: Laetav

Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): Kuni kaks nädalat

Aku tüüp: Liitiumioon

Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Kergesti kasutatav

Käepideme ühilduvus: Lihtsa klõpskinnitusega harjapead

Akunäidik: Märgutuli aku laetuse kohta

Käepide: Peenike, ergonoomiline disain

Harjamisaeg: Kuni kaks nädalat

Kaasasolevad tarvikud

Laadija: 1

Harjapead: 1 InterCare'i kompaktne harjapea

Käepide: 1 ProtectiveClean

Puhastusjõudlus

Kasu tervisele: Aitab vähendada hambaukude teket

Kiirus: Kuni 62 000 harjaliigutust minutis

Taimer: Quadpacer ja SmarTimer

Tagasiside jõulise harjamise kohta: Kasutaja hoiatamiseks hakkab käepide vibreerima

Režiimid

Puhastamine: Igapäevaseks tipptasemel puhastamiseks

Igemehooldus: Igemete õrnaks masseerimiseks

Nutikate anduritega tehnoloogia

BrushSynci vahetamise meeldetuletus: Teadke alati, millal tuleb, harjapead vahetada

Surveandur: Annab liiga tugevast harjamisest märku

