



Philips Sonicare AirFloss
Til tandmelletrum -
mundstykker

m/ 2 mundstykker

HX8012/07

Bruger du ikke tandtråd? Brug AirFloss i stedet for.

Fjerner plak fra områder, hvor tandbørsten ikke kan nå

For dem, der ikke bruger tandtråd konsekvent, er AirFloss en nem måde at starte på at rengøre mellem tænderne. AirFloss kan bruges sammen med mundskyl eller vand og er udstyret med en unik teknologi, der anvender lufttryk og mikroskopiske vanddråber til at fjerne plak i områder, der er svære at nå.

Easy to use

- Teknologi med lufttryk og mikroskopiske dråber
- Styrespidsen sikrer en korrekt placering
- Mundstykke, der er designet til at give nem adgang til steder, der er svære at nå

Helps build a healthy habit

- En nem måde at forbedre rensningen mellem tænderne

PHILIPS
sonicare

Specifikationer

Brugervenlig

- Dysetilbehør: Klikkes nemt af og på

Medfølgende dele


- AirFloss-mundstykke: 2

Rensydelse

- Mundstykker: For at opnå det bedste resultat bør man skifte hver 6. måned


Vigtigste nyheder

En nem måde at starte på



Rengøring mellem tænderne er meget vigtigt for den generelle mundsundhed. AirFloss gør det nemt at rense dybere mellem tænderne og hjælper til at udvikle en sund vane. Efter tre måneders brug af AirFloss fortsatte 96 % af dem, der før kun brugte tandtråd en gang imellem, med at bruge AirFloss fire eller flere dage om ugen.

Teknologi med lufttryk og mikroskopiske dråber



AirFloss bruger en unik teknologi med luft og mikroskopiske dråber til at sende stråler af vand og luft under tryk eller mundskylning mellem tænderne. Knappen, der aktiveres ved et enkelt tryk, er lige så nem at betjene som et klik med musen.

Styrespids



Det smalle vinklede mundstykke og styrespidsen gør det nemt at finde den korrekte placering. Du skal blot glide langs tandoverfladen nær ved tandkødsranden, indtil spidsen passer ind i mellemrummet mellem tænderne.

Slankt, vinklet mundstykke

Slankt, vinklet mundstykke, der er designet til at give nem adgang til steder, der er svære at nå



Udgivelsesdato
2022-09-14

Version: 2.0.1

EAN: 08 71010 36231 68

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* end manuel tandbørstning alene