

PHILIPS

sonicare

(anksčiau – „ProResults
plaque control“)

C2 Optimal Plaque
Defence

2 vnt.

Standartinis dydis

Įstatoma

„BrushSync“ režimas-poravimas

HX9022/10



Negailestingas apnašoms. Švelnus dantenoms.

Išskirtinis kasdienis apnašų šalinimas

Šepetėlio galvutė „Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence“ (anksčiau – „ProResults plaque control“) puikiai tinka tiems, kurie nori, kad optimalus apnašų šalinimas būtų jų kasdienės burnos sveikatos priežiūros rutinos dalis.

Innovative technology

- Išbandyta, kad patenkintų burnos sveikatos poreikius
- Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „sonic“
- Automatiškai parenkamas optimalus režimas geriausiems rezultatams pasiekti**

Designed to optimize performance

- Visada žinokite, kada laikas keisti. Visada valykitės veiksmingai.
- Įstatoma galvutė, kad galėtumėte lengvai pakeisti

Išskirtinei dantų ir dantenuų priežiūrai

- Pašalina iki 7 k. daugiau apnašų nei įprastas dantų šepetėlis

Ypatybės

Atsisveikinkite su apnašomis



Tankūs, geros kokybės šereliai pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastas dantų šepetėlis. Dėl specialiai lenkto galiuko lengvai pasieksite galinius dantis.

Keičiamos šepetėlio galvutės



Po 3 naudojimo mėnesių šepetėlių galvutės valo nebe taip veiksmingai. Naudojant „BrushSync™“ jums bus apie tai priminta anksčiau, nei taip nutiks. Išmanusis dantų šepetėlis seks, kaip dažnai ir kaip stipriai valotės šepetėliu, ir praneš, kai ateis laikas pakeisti galvutę. Neturite išmaniojo dantų šepetėlio „Philips Sonicare“? Tiesiog stebėkite mėlynus šerelius, kai jie taps balti, laikas šepetėlio galvutę pakeisti nauja.

Vienintelė tikra technologija „Sonic“



Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „sonic“ veikia suplakdama vandenį tarpdančiuose, o šepetėlio braukiamaisiais judesiais suardomos ir išvalomos apnašos, kad dantys kasdien būtų išskirtinai švarūs.

Valymas šepetėliu nesijaudinant



Visos šepetėlių galvutės „Philips Sonicare“ saugiai ir švelniai valo dantis ir dantenas. Bandyimų metu kiekviena šepetėlio galvutė išbandoma jos tempu, kad būtų užtikrinta, jog kaskart valant galvutės yra patvarios ir valo išskirtinai gerai.

„BrushSync™“ režimas-poravimas



Visada išsivalysite kiek įmanoma geriausiai su mūsų „BrushSync™“ režimo-poravimo funkcija**. Šepetėlio galvutė „Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence“ synchronizuojasi su dantų šepetėlio rankena „Philips Sonicare“, kurioje veikia „BrushSync™“***, parenkamas optimalus valymo šepetėliu režimas ir intensyvumo lygis, kad valymas būtų išskirtinis. Jums tereikia pradėti valyti.

Lengvai įstatoma



Šepetėlio galvutė „Optimal Plaque Defence“ puikiai tiks bet kuriai dantų šepetėlio „Philips Sonicare“ rankenai, išskyrus „Philips One“ ir „Essence“. Tiesiog įstatykite ir nuimkite; jas lengva keisti ir valyti dantis.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

Spalva: Balta

Dizainas ir apdaila

Standūs šereliai: Vidutinis

Primenantys šereliai: Blunkanti mėlyna
šerelių spalva

Dydis: Įprastas

Suderinamumas

Šepetėlio galvutės sistema: Įstatoma

Tinka šiems modeliams: 2 serija – apnašų
kontrolė, 2 serija – apsauga nuo apnašų, 3

serija – sveikos dantenos, „DiamondClean“,
„DiamondClean Smart“, „EasyClean“,
„Essence+“, „FlexCare“, „FlexCare Platinum“,
„FlexCare Platinum Connected“, „FlexCare+“,
vaikams, „HealthyWhite“, „HealthyWhite+“,
„PowerUp“, „ProtectiveClean“
„BrushSync“ režimas-poravimas
Netinka: „Philips One“

Pridėti priedai

Šepetėlių galvutės: 2 „C2 Optimal Plaque
Defence“

Kokybė ir funkcionalumas

Pakeitimas: Kas 3 mėnesius

Patikrintas.: kad būtų naudojamas optimaliau

Nauda sveikatai

Apnašų pašalinimas: Pašalina iki 7 kartų
daugiau apnašų*



* Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei rankinis dantų
šepetėlis

** „BrushSync™“ režimas-poravimas suderinamas tik su
datų šepetėlių rankenomis, kuriose veikia „Philips
Sonicare BrushSync™“