

PHILIPS

sonicare

Kompaktiškos „Sonic“
dantų šepetėlio galvutės

W2c Optimal White
compact

2 vnt.

Kompaktiškas dydis

Istatoma

„BrushSync“ režimas-poravimas

HX6072/27



Iki 100 % baltesni dantys vos per vieną savaitę*

Pažangus valymas pašalinant dėmes, kad dantys būtų baltesni

Dantų šepetėlio galvutė „W2c Optimal White“ skirta tiems, kurie nori ne tik kruopščiai valyti dantis, bet ir pašalinti paviršines dėmes bei džiaugtis akinančia, balta šypsena. Ši šepetėlio galvutė puikiai tiks norint palaikyti dantų baltumą tarp profesionalių dantų balinimo procedūrų

Innovative technology

- Išbandyta, kad patenkintų burnos sveikatos poreikius
- Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „sonic“
- Automatiškai parenkamas optimalus režimas geriausiems rezultatams pasiekti**

Designed to optimize performance


- Įstatoma galvutė, kad galėtumėte lengvai pakeisti
- Visada žinokite, kada laikas keisti. Visada valykitės veiksmingai.

Išskirtinai baltesniems dantis

- Naudojant deimanto forma suformuotus šerelius dantys taps 100 % baltesni per 1 savaitę

Ypatybės

Baltesni dantys, greitai



„DiamondClean“ dėmių šalinimo zona, iš tankių, deimanto forma suformuotų šerelių, pašalina nuo gėrimų ir maisto atsiradusias paviršines dėmes. Pastebėsite, kad šypsena taps iki 100 %* baltesnė vos per 7 dienas.

„BrushSync™“ režimas-poravimas



Visada išsivalysite kiek įmanoma geriausiai su mūsų „BrushSync™“ režimo-poravimo funkcija**. Šepetėlio galvutė „W2 Optimal White“ synchronizuojausi su dantų šepetėlio rankena „Philips Sonicare“, kurioje veikia „BrushSync™“***, parenkamas optimalus valymo šepetėliu režimas ir intensyvumo lygis, kad balinimas būtų išskirtinis. Jums tereikia pradėti valytis.

Keičiamos šepetėlio galvutės



Po 3 naudojimo mėnesių šepetėlių galvutės valo nebe taip veiksmingai. Naudojant „BrushSync™“ jums bus apie tai priminta anksčiau, nei taip nutiks. Išmanusis dantų šepetėlis seks, kaip dažnai ir kaip stipriai valotės šepetėliu, ir praneš, kai ateis laikas pakeisti galvutę. Neturite išmaniojo dantų šepetėlio „Philips Sonicare“? Tiesiog stebėkite mėlynus šerelius, kai jie taps balti, laikas šepetėlio galvutę pakeisti nauja.

Lengvai įstatoma



Šepetėlio galvutė „W DiamondClean“ puikiai tiks bet kuriai dantų šepetėlio rankenai „Philips Sonicare“, išskyrus „Philips One“ ir „Essence“. Tiesiog įstatykite ir nuimkite; jas lengva keisti ir lengva su jomis valyti dantis.

„Philips Sonicare“ technologija



Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „sonic“ veikia suplakdama vandenį tarpdančiuose, o šepetėlio braukiamaisiais judesiais suardomos ir išvalomos apnašos, kad dantys kasdien būtų išskirtinai švarūs.

Valymasis šepetėliu nesijaudinant



Visos šepetėlių galvutės „Philips Sonicare“ saugiai ir švelniai valo dantis ir dantenas. Bandymų metu kiekviena šepetėlio galvutė išbandoma jos tempu, kad būtų užtikrinta, jog kaskart valant galvutės yra patvarios ir valo išskirtinai gerai.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

Spalva: Balta

Dizainas ir apdaila

Standūs šereliai: Vidutinis

Primenantys šereliai: Blunkanti mėlyna
šerelių spalva

Dydis: Kompaktiškas

Suderinamumas

Šepetėlio galvutės sistema: Įstatoma

Tinka šiems modeliams: 2 serija – apnašų
kontrolė, 2 serija – apsauga nuo apnašų, 3

serija – sveikos dantenos, „DiamondClean“,
„DiamondClean Smart“, „EasyClean“,
„Essence+“, „FlexCare“, „FlexCare Platinum“,
„FlexCare Platinum Connected“, „FlexCare+“,
vaikams, „HealthyWhite“, „HealthyWhite+“,
„PowerUp“, „ProtectiveClean“
„BrushSync“ režimas-poravimas
Netinka: „Philips One“

Pridėti priedai

Šepetėlių galvutės: 2 „W2c Optimal White
compact“

Kokybė ir funkcionalumas

Pakeitimas: Kas 3 mėnesius

Patikrintas: kad būtų naudojamas optimaliau

Nauda sveikatai

Dantenu sveikata: Padeda pagerinti dantenu
higieną

Apnašų pašalinimas: Padeda pašalinti
apnašas

Balinimas: Pašalina 100 % daugiau dėmių*,
Per savaitę baltesni dantys

