

PHILIPS

Ersatzaufsatz,
normal

VisaCare

Spürbar straffere Haut

Alle Hauttypen

Kann 2 Mal pro Woche
verwendet werden

Austausch alle 6 Monate

SC6891/01



Tiefe Gewebestimulation für fühlbar straffere Haut

nur zur Verwendung mit Philips VisaCare

Solange Sie jung sind, erneuert sich Ihre Haut schnell, ist straff und strahlt. Nach und nach verlangsamt sich die Erneuerung jedoch. Daher haben wir VisaCare Prestige entwickelt: die Lösung zur Hautverjüngung, die speziell für nachlassende Straffheit und einen müden Teint entwickelt wurde.

Einfache Bedienung

- Leichtes Anbringen des Ersatzaufsatzes
- Für optimale Ergebnisse alle sechs Monate austauschen
- Normaler Aufsatz zur zweimaligen Anwendung pro Woche

Sanft auf der Haut


- Für alle Hauttypen geeignet

Normaler Aufsatz für spürbar straffere Haut

- Tiefe Gewebestimulation für fühlbar straffere Haut

Besonderheiten

Spürbar straffere Haut



Tiefe Gewebestimulation mit normalem Aufsatz für fühlbar straffere Haut. 92 % der Frauen bestätigen*: "Fühlbar straffere Haut".

Normaler Aufsatz zur zweimaligen Anwendung pro Woche



Verwenden Sie den normalen Aufsatz zweimal pro Woche für eine straffere, intensive Behandlung in nur 5 Minuten.

Für alle Hauttypen geeignet



Kann für alle Hauttypen verwendet werden, selbst für empfindliche Haut.

Einfaches Austauschen



Einfache Aufstecktechnik, passt auf alle VisaCare Geräte.

Austausch alle 6 Monate

Für optimale Ergebnisse alle 6 Monate austauschen.

Daten

Benutzerfreundlichkeit

Kompatibel mit: Philips SC6220, Philips SC6240, Philips SC6250

Pflege: Unter klarem Wasser abspülen

Austausch: Leichtes Aufsetzen

Empfehlung für den Austausch: Alle 2 Monate

