

PHILIPS

Generalüberholtes IPL-
Haarentfernungsgerät

Lumea IPL 9000
Series

Mit SenseIQ Technologie

Präzisionsbereiche, Körper,
Gesicht

Mit SmartSkin Sensor

Mit Kabel und kabellos
verwendbar



BRI955



Seidig glatte Haut mit kabellosen Komfort

Bis zu 92% weniger Haare an den Beinen nach nur drei
Behandlungen**

Unser schnellstes IPL mit SenseIQ Technologie, intelligenten Aufsätzen und der Lumea IPL-App für eine einfache und schnelle Haarentfernung am ganzen Körper. Kabellos für mehr Komfort.

Lang anhaltend glatte Haut mit Lumea IPL-Technologie

- IPL-Technologie für den Gebrauch zu Hause, mit Dermatologen entwickelt
- Nachweislich sanfte und wirksame Behandlung
- SenseIQ Technologie für individuelle Haarentfernung
- 450.000 Lichtimpulse insgesamt*****

Spezielle Behandlung unterschiedlicher Körperbereiche

- Präzisionsaufsatz für Bikinizone und Achselhöhlen
- Körperaufsatz mit geschwungenem Design
- Präzisionsaufsatz für das Gesicht mit zusätzlichem Filter
- SmartSkin Sensor mit 5 Komfereinstellungen
- Individuelle Gestaltung Ihrer Behandlung – mit der Philips Lumea IPL-App
- Geeignet für viele Haar- und Hauttypen

Benutzerfreundlichkeit

- The most convenient IPL*****

Spezialisierte Behandlung unterschiedlicher Körperbereiche


Besonderheiten

Behandlung von Körperpartien




Ihr Körper ist einzigartig. Seine Haut, Kurven und Konturen sollten ebenfalls individuell behandelt werden. Die Ganzkörperaufsätze des Lumea sind so geformt, dass sie sich jeder Kontur perfekt anpassen und die für jeden Körperbereich individuell zugeschnittenen Programme anwenden. Die Behandlungsfenster wurden entwickelt, um den Kontakt mit der Haut zu maximieren, damit kein Licht entweicht. Auf diese Weise ermöglichen sie effektive und sanfte Behandlungen auch in empfindlichen Bereichen.

12 Monate seidig glatte Haut*



IPL steht für „Intense Pulsed Light“. Dabei handelt es sich um eine Technologie, die warmes, sanftes Licht verwendet, um die Haare in die Ruhephase zu versetzen. Das Licht wird in die Haarwurzel geleitet und bewirkt, dass der Haarfollikel in die Ruhephase übergeht. Dadurch wird das Haar stimuliert, sich von der Wurzel zu lösen. Wiederholte Behandlungen verhindern nach und nach, dass das Haar nachwächst. Dadurch bleibt Ihre Haut schön, haarfrei und spürbar glatt. Philips Lumea wurde zusammen mit Dermatologen entwickelt und klinisch getestet – für eine einfache, effektive und komfortable Behandlung, bequem von zu Hause aus.

3 Behandlungen, 92% weniger Haare***



Unabhängige Studien belegen bis zu 92% weniger Haare nach 3 Behandlungen.*** Führen Sie die ersten vier Behandlungen alle zwei Wochen und die nächsten acht Behandlungen alle vier Wochen durch. Nach zwölf Behandlungen können Sie bis zu sechs Monate seidig glatte Haut genießen.*

SenseIQ Technologie



Feinfühlig. Der SmartSkin Sensor von Lumea erkennt Ihren Hautton und zeigt die angenehmste Lichteinstellung für Sie an. Anpassungsfähig. Intelligente Aufsätze passen Programme an jeden Körperbereich an. Pflegend. Gemeinsam mit Dermatologen entwickelt und von Ihnen für eine sanfte, lang anhaltende Haarentfernung inspiriert, selbst an empfindlichen Stellen.****

450.000 Lichtimpulse insgesamt*****



Unsere Lampe kann während ihrer Lebensdauer bis zu 450.000 Lichtimpulse abgeben.*****

Präzisionsaufsatz



Der intelligente Präzisionsaufsatz ist mittelgroß und verfügt über ein 3 cm² großes Fenster für eine präzise Abdeckung der Bikinizone und der Achselhöhlen. Das geschwungene Design passt sich den Konturen Ihres Körpers an und sorgt so für maximalen Hautkontakt. Wenn der Aufsatz auf das Gerät aufgesetzt wird, startet er ein auf diese Körperbereiche zugeschnittenes Programm.

Körperaufsatz



Der intelligente Körperaufsatz verfügt über unser größtes Behandlungsfenster: 4,1 cm². Dadurch ist er optimal für eine schnelle Behandlung an größeren Körperpartien wie den Beinen, Armen und dem Bauch geeignet. So können beide Unterschenkel in nur 8,5 Minuten behandelt werden. Das geschwungene Design schmiegt sich genau an die Körperkonturen für maximalen Hautkontakt an. Nach dem Aufstecken auf das Gerät startet dieser Aufsatz eine für diese Körperpartie maßgeschneiderte Behandlung. 83% der Frauen sind zufrieden mit der Haarreduktion an den Beinen.*****

Daten

Technische Daten der Aufsätze

Körperbehandlungs-Aufsatz: Form: konvex geschwungen, Größe des Behandlungsfensters: 4,1 cm², Individuelle Behandlung für den Körper

Gesichtsbehandlungs-Aufsatz: Form: Flach, Größe des Behandlungsfensters: 2 cm², zusätzlicher Filter, Individuelle Behandlung für das Gesicht

Präzisionsbehandlungs-Aufsatz: Form: konkav geschwungen, präzise, Größe des Behandlungsfensters: 3 cm², Individuelle Behandlung für die Bikinizone, Individuelle Behandlung für die Achselhöhlen

Anwendungsbereiche

Körperbereiche: Arme, Beine, Bauch

Empfindliche Bereiche: Achselhöhlen, Bikini

Gesichtsbereiche: Kinn, Oberlippe, Kieferpartie

Sicherheit und anpassbare Einstellungen

Integrierter UV-Filter: Schützt die Haut vor UV-Licht

5 Lichtintensitätseinstellungen: An Ihren Hauttyp anpassbar

Integriertes Sicherheitssystem: Verhinderung unbeabsichtigter Lichtimpulse

Hauttonsensor: Erkennt Ihren Hautton

SmartSkin Sensor: Die richtige Einstellung auf Abruf

Anwendungsmodus

„Slide and Flash“: Für eine schnelle Anwendung

Mit Kabel/kabellos: Mit Kabel und kabellos verwendbar

„Stamp and Flash“: Für die Behandlung kleiner Bereiche

Leistung

Stromspannung: 100 bis 240 V

Stromversorgung: wiederaufladbarer Akku

Technische Daten

Hochleistungs-Lampe: Bietet 450.000 Lichtimpulse****

Service

Gewährleistung: 2 Jahre Gewährleistung

Artikel enthalten

Gebrauchsanweisung: Bedienungsanleitung

Lagerung: Hochwertige

Aufbewahrungstasche

Adapter: 19,5 V/4.000 mA

Anwendungszeit

Unterarme: 2,5 Min.

Bikinizone: 2 Min.

Gesichtsbereiche: 1,5 Min.

Unterschenkel: 8,5 Min.



* Nach 12 Behandlungen durchschnittlich 86% weniger Haare an den Unterschenkeln, 70% in der Bikinizone, 67% in den Achselhöhlen. Zusätzlich zu der Tatsache, dass Lumea eine 6-monatige Haarreduzierung bietet, wurde getestet, dass dieses Produkt auch eine effektive Haarreduzierung für 12 Monate bietet.

** Nach 12 Behandlungen durchschnittlich 86% weniger Haare an den Unterschenkeln, 70% in der Bikinizone, 67% in den Achselhöhlen. Zusätzlich zu der Tatsache, dass Lumea eine 6-monatige Haarreduzierung bietet, wurde getestet, dass dieses Produkt auch eine effektive Haarreduzierung für 12 Monate bietet.

*** Bei Einhaltung des Behandlungsplans, gemessen an den Beinen; einzelne Ergebnisse können variieren.

**** Bei Einhaltung des Behandlungsplans

***** Berechnet für die Anwendung im Unterschenkelbereich, in der Bikini-Zone, im Achselbereich und im Gesicht. Die Lebensdauer der Leuchte gilt nicht als Verlängerung der zweijährigen, weltweiten Philips Garantie.

***** In den Niederlanden und in Österreich durchgeführte Studie mit 46 teilnehmenden Frauen: Ergebnisse nach 3 Behandlungen an Beinen, Bikinizone, Achselhöhlen bzw. nach 2 Behandlungen im Gesicht

***** Basierend auf kabelloser Verwendung, Fenstergröße und geschwungenen Aufsätzen

***** Im Jahr 2020 in Großbritannien durchgeführte Umfrage mit 190 befragten Personen