

# PHILIPS

## sonicare

Mini-Bürstenköpfe  
für Schallzahnbürste

W2c Optimal White  
compact

Doppelpack

Kompaktes Design

Aufsteckbar

Smart-Bürstenkopferkennung

HX6072/27



## Bis zu 100 % weißere Zähne in nur einer Woche\*

### Fortschrittliche Reinigung gegen Verfärbungen und für weiße Zähne

Der W2c Optimal White-Zahnbürstenkopf ist perfekt für diejenigen geeignet, die mehr als eine gründliche Reinigung zur Entfernung von Verfärbungen für ein strahlendes Lächeln erwarten. Dieser Bürstenkopf eignet sich zudem hervorragend für die Reinigung zwischen Behandlungen zur Zahnaufhellung.

#### **Innovative technology**

- Getestet, um die Anforderungen Ihrer Mundgesundheit zu erfüllen
- Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie
- Wählt automatisch den besten Putzprogramm für optimale Ergebnisse\*\*

#### **Designed to optimize performance**

- Aufsteck-System für ein einfaches Austauschen des Bürstenkopfes
- Wissen Sie immer, wann Sie Ihren Bürstenkopf ersetzen müssen, um eine effektive Reinigung zu erreichen.

#### **Für eine hervorragende Zahnaufhellung**

- Diamantförmige Borsten sorgen für 100 % weißere Zähne in nur einer Woche.

# Besonderheiten

## Weißere Zähne in kürzester Zeit



Die DiamondClean verfügt über einen zentralen Bürstenblock zur Entfernung von oberflächlichen Verfärbungen durch Speisen und Getränke, der von dicht sitzenden, diamantförmigen Borsten eingerahmt ist. Bis zu 100 %\* weißere Zähne in nur einer Woche.

## Smart-Bürstenkopferkennung



Erhalten Sie die bestmögliche Reinigung mit unserer Smart-Bürstenkopferkennung\*\*\*. Der Premium White-Bürstenkopf synchronisiert sich mit Ihrem Philips Sonicare Smart Handstück\*\*\* und wählt automatisch den optimalen Putzmodus und die beste Intensität für eine außergewöhnliche Aufhellung. Sie müssen nur noch putzen.

## Austausch des Bürstenkopfs



Bürstenköpfe verlieren nach 3 Monaten an Wirksamkeit, aber die Smart-Bürstenkopferkennung erinnert Sie vorher daran. Ihre intelligente Zahnbürste erfasst, wie oft und wie stark Sie Ihre Zähne putzen, und benachrichtigt Sie, wenn es Zeit für einen Bürstenkopfwechsel wird. Sie besitzen keine Philips Sonicare-Smart Zahnbürste? Dann beobachten Sie einfach die blauen Borsten. Sobald diese weiß werden, ist es Zeit für einen neuen Bürstenkopf.

## Einfach aufstecken



Ihr W Optimal White-Bürstenkopf passt perfekt auf jedes Philips Sonicare Zahnbürstenhandstück (außer Philips One). Stecken Sie ihn einfach auf, bzw. nehmen Sie ihn ab, um ihn problemlos zu ersetzen und zu reinigen.

## Philips Sonicare-Technologie



Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.

## Sorglos Zähneputzen



Alle Philips Sonicare Bürstenköpfe sind sicher und sanft zu Zähnen und Zahnfleisch. Jeder Bürstenkopf wird in den verschiedenen Geschwindigkeitsstufen getestet, um eine hervorragende Lebensdauer und außergewöhnliche Leistung bei jedem Putzen zu gewährleisten.

# Daten

## Design und Materialausführung

Farbe: Weiß

## Design und Materialausführung

Härtegrad: Mittel

Erinnerungsborsten: Blaue Farbe der Borsten verblasst

Abmessungen: Kompakt

## Kompatibilität

Bürstenkopfsystem: Aufsteckbar

BrushSync-Modus-Kopplung

Für folgende Modelle geeignet: Serie 2 zum

Plaque-Schutz, 2er-Serie zur Plaque-Bekämpfung, 3 Serie für gesundes Zahnfleisch, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean

**Nicht geeignet für:** Philips One

## Artikel enthalten

Bürstenköpfe: 2 W2c Optimal White (kompakt)

## Qualität und Leistung

**Austausch:** Alle 3 Monate

**Geprüft:** für optimale Nutzung

## Vorteile für die Gesundheit

**Plaque-Entfernung:** Unterstützt die Plaque-Entfernung

**Gesundes Zahnfleisch:** Für gesünderes Zahnfleisch

**Weißer Zähne:** Entfernt 100 % mehr Verfärbungen\*, Weißere Zähne in nur einer Woche

