

# PHILIPS

## sonicare

Электрическая зубная  
щетка

FlexCare Platinum

3 режима, 3 уровня интенсивности

2 чистящие насадки

С датчиком давления



HX9112/12



## Тщательная и бережная чистка

В 10 раз более эффективное удаление налета и здоровые десны\*

FlexCare Platinum обеспечивает тщательное удаление налета и бережное воздействие на зубы и десны. Благодаря насадке AdaptiveClean и удобному датчику давления вам гарантировано эффективное и бережное удаление налета.

### Доказанное улучшение здоровья полости рта

- Улучшает состояние десен всего за 2 недели
- Удаляйте в 10 раз больше налета, используя AdaptiveClean\*
- Бережная и безопасная чистка, соответствующая вашим потребностям

### Создано для вас

- Таймер обеспечивает тщательную чистку в течение 2 минут
- Высокая продолжительность работы от аккумулятора и чехол для путешествий
- Уведомляет о чрезмерном давлении

### Обеспечивает тщательное очищение

- Чистящая насадка AdaptiveClean изгибается вдоль линии десен
- Эффективная чистка труднодоступных участков в режиме Deep Clean (Глубокая чистка)

### Повысьте эффективность чистки зубов

- Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку
- Выбор из 3 режимов и 3 уровней интенсивности

# Особенности

## Удаляйте в 10 раз больше налета




Воспользуйтесь насадкой AdaptiveClean и оцените по-настоящему тщательную чистку. Охватывается в 4 раза более широкая поверхность\*\* и удаляется в 10 раз больше налета на труднодоступных участках\*, а также обеспечивается действительно качественное очищение зубов вдоль линии десен и межзубных промежутков.

## Бережный уход за деснами



Благодаря эффективной чистке зубов с помощью FlexCare здоровье десен улучшается уже после 2 недель использования. По сравнению с обычной зубной щеткой она удаляет в 7 раз больше налета вдоль линии десен, обеспечивая красивую и сияющую улыбку.

## 3 режима, 3 уровня интенсивности



Эффективная глубокая чистка с помощью FlexCare Platinum Connected. Вы можете выбрать один из 3 уровней интенсивности чистки и один из 3 режимов в соответствии с индивидуальными потребностями: Clean (Чистка) для отличной ежедневной чистки, White (Осветление) для удаления поверхностных потемнений и Deep Clean (Глубокая чистка) для эффективной тщательной чистки.

## Превосходная тщательная чистка



Режим Deep Clean (Глубокая чистка) позволяет уделить особое внимание отдельным участкам, обеспечивая тщательную чистку. Благодаря уникальным движениям насадки и увеличенному до 3 минут времени чистки гарантировано тщательное очищение зубов.

## Вы слишком сильно давите на щетку?



FlexCare Platinum регистрирует слишком сильное давление на зубы, которое вы можете не замечать. При сильном нажатии на зубы ручка щетки слегка вибрирует. Это означает, что необходимо снизить давление, чтобы чистящая насадка эффективнее выполняла свою работу. 7 из 10 опрошенных сообщили, что эта функция помогла им улучшить качество чистки зубов.

## Технология Philips Sonicare




Мощные звуковые вибрации взбивают зубную пасту, помогая ей эффективнее бороться с налетом в межзубных промежутках и вдоль линии десен. В то же самое время совершается 62 000 бережных, но эффективных колебательных движений. Результат чистки зубов нашей зубной щеткой в течение 2 минут равнозначен месяцу чистки зубов с помощью обычной ручной зубной щетки.

## До 2 раз более здоровые зубы



Используйте чистящую насадку AdaptiveClean для тщательной и бережной чистки, которая позволяет добиться до 2 раз более здоровых десен по сравнению с обычной зубной щеткой. Мягкие прорезиненные ребра подстраиваются под контуры зубов и десен, предотвращая избыточное давление. Щетинки эффективно очищают межзубные промежутки и обеспечивают комфортную тщательную чистку.

## Функции QuadPacer и Smartimer



Тщательная чистка зубов занимает 2 минуты. Таймер QuadPacer отслеживает время чистки каждой четверти полости рта и подает сигнал о переходе к следующему участку. Таймер SmartTimer подает сигнал, когда сеанс чистки закончен. Эти 2 таймера помогут вам всегда соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки.

## Уверенность в результатах



Какими бы ни были ваши потребности при чистке зубов, с FlexCare Platinum она всегда будет безопасной. Наша звуковая технология позволяет использовать щетку при наличии брекетов, пломб, коронок и виниров, а также для ежедневной обработки зубов при заболеваниях десен.

# Характеристики

## Дизайн и отделка

**Цвет:** Шиферно-серый

## Мощность

**Напряжение:** 110–220 В

## Технические характеристики

**Время работы (от полной зарядки до полной разрядки):** До 3 недель\*\*

**Батарея:** Перезарядка

**Тип элемента питания:** Литий-ионный

## Обслуживание

**Гарантия:** Ограниченная гарантия сроком на 2 года

## Удобство использования

**Дисплей:** Дисплей с подсветкой

**Индикатор батареи:** Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора

**Ручка:** Изящный эргономичный дизайн

**Система чистящих насадок:** Удобные съемные насадки

**Время работы:** До 3 недель\*\*\*

## В комплекте

**Дорожный футляр:** 1

**Ручка:** 1 FlexCare Platinum

**Насадки:** AdaptiveClean — 1 шт., 1 насадка InterCare стандартного размера

**Зарядное устройство:** 1

## Качество чистки

**Скорость:** 62 000 выметающих движений в минуту

**Высокое качество:** Удаляет до 10 раз больше налета\*

**Польза для здоровья:** Улучшает состояние десен всего за две недели

**Датчик давления:** Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

**Таймер:** Функции Quadrascer и SmartTimer

**Эффект осветления:** Помогает удалять налет естественным образом

## Режимы

**Clean (Чистка):** Для ежедневной тщательной чистки

**3 уровня интенсивности:** Низкий, Средняя, Высокий

**Deep Clean (Глубокая чистка):** Для эффективной тщательной чистки

**Белый:** Удаление поверхностных потемнений эмали

