

# PHILIPS

## sonicare

Standardowe główki  
szczoteczki sonicznej

W Optimal White

3 sztuki w opakowaniu

Rozmiar standardowy

Jedno przyciśnięcie

Funkcja Brush Sync

HX6063/11



## Nawet o 100% bielsze zęby w zaledwie tydzień\*

Zaawansowane czyszczenie — usuwanie przebarwień i bielsze zęby

Główka szczoteczki W2 Optimal White nadaje się idealnie dla osób, które chcą nie tylko dokładnie wyczyścić zęby, ale również pozbyć się przebarwień, aby uzyskać promienny, bielszy uśmiech. Świetnie sprawdza się również jako sposób na zachowanie jasnego koloru zębów w przerwach między profesjonalnymi zabiegami wybielającymi.

### Innovative technology

- Automatycznie wybiera optymalny program
- Zaawansowana technologia soniczna Sonicare

### Designed to optimize performance

- Rezultaty udowodnione w badaniach klinicznych
- Mocowanie na jedno kliknięcie ułatwia zakładanie
- Wymieniaj końcówkę co 3 miesiące

### Widocznie bielsze zęby

- Dzięki włóknom w kształcie rombu zęby stają się do 100% bielsze w ciągu 1 tygodnia

### Wyjątkowa pielęgnacja zębów i dziąseł

- Usuwa do 7x więcej płytki nazębnej niż szczoteczka manualna

# Zalety


## Zapomnij o płytce nazębnej



Gęsto ułożone włókna wysokiej jakości pozwalają usunąć 7x więcej płytki bakteryjnej\*\* niż szczoteczka manualna.

Specjalnie zakrzywiona, precyzyjna końcówka zapewnia dotarcie do trudnodostępnych miejsc i wzdłuż linii dziąseł.

## Białe zęby w krótkim czasie.



Końcówka W2 Optimal White (Białe zęby) jest wyposażona w gęsto ułożone włosie w kształcie rombu ze specjalnie zaprojektowanym środkiem główki odpowiedzialnym za usuwanie przebarwień spowodowanych przez jedzenie i napoje. Twój uśmiech stanie się nawet o 100%\* bielszy w zaledwie 7 dni.

## Wymiana końcówki szczoteczki



Pamiętaj wymieniaj końcówki co 3 miesiące dla najlepszych rezultatów czyszczenia. Funkcja BrushSync™ przypomni Ci o

zbliżającym się terminie wymiany. Funkcja szczoteczki rejestruje, jak często i jak mocno szczotkujesz zęby i informuje, gdy nadejdzie czas na wymianę końcówki. Jeśli nie masz funkcji BrushSync™, wystarczy, że będziesz obserwować niebieskie włókna — zmiana koloru na biały świadczy o konieczności wymiany końcówki na nową.

## Pełen komfort psychiczny podczas szczotkowania



Wszystkie końcówki szczoteczek Philips Sonicare są skuteczne w czyszczeniu, ale i bezpieczne dla zębów i dziąseł. Poddane wszechstronnym i wymagającym testom, gwarantują najwyższą jakość i wyjątkową skuteczność przy każdym szczotkowaniu.

## Technologia Philips Sonicare



Szczoteczki Philips Sonicare, wykonują optymalną liczbę ruchów pulsacyjnych. To połączenie dynamicznego ruchu końcówki, która mechanicznie rozbija płytkę bakteryjną i szerokich ruchów wymiatających – rekomendowanych przez dentystów, które usuwają rozbityą płytkę bakteryjną, przebarwienia i osad. Unikalna kombinacja kształtu włókien oraz ich ruchów sprawia, że

wytwarzane są mikrobąbelki, które docierają do trudno dostępnych miejsc jak przestrzenie międzyzębowe oraz wzdłuż linii dziąseł.

## Łatwy montaż



Każda końcówka Philips Sonicare pasuje do wszystkich rączek szczoteczek Philips Sonicare z wyjątkiem Philips One. Prosty, zatraskowy mechanizm ułatwia wymianę i codzienne czyszczenie końcówki. Regularne czyszczenie końcówki i trzonu szczoteczki pod bieżącą wodą to najlepszy sposób na ich konserwację.

## Parowanie w programie BrushSync™



Dzięki unikalnej technologii parowania końcówki BrushSync™, główka szczoteczki Philips Sonicare W2 Optimal White (Białe zęby) synchronizuje się z wyposażoną w funkcję BrushSync™ rączką Philips Sonicare oraz wybiera najlepszy program i intensywność szczotkowania, zapewniając wyjątkowo skuteczne usuwanie płytki bakteryjnej. Wystarczy tylko zacząć szczotkować.

# Dane techniczne

## Stylistyka i wykończenie

**Miękkość włosia:** Średni

**Kolor:** Czarny

**Włókna Przypominające:** Zanikający niebieski kolor włosia

**Wymiary:** Standardowa

## Zgodność

**Końcówki:** Jedno przyciśnięcie

**Pasujące modele:** Seria 2 — ochrona przed płytką nazębną, Seria 2 — ochrona przed

płytką nazębną, Seria 3 — zdrowie dziąseł, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean  
**Parowanie w programie BrushSync**

## Elementy zestawu

**Końcówki szczoteczki:** 3 standardowe W2 Optimal White

## Jakość i skuteczność

**Wymiana:** Co 3 miesiące

**Testowane:** pod kątem optymalnego użytkowania

## Korzyści dla zdrowia

**Zdrowie dziąseł:** Pomaga poprawić zdrowie dziąseł

**Usuwanie płytki nazębnej:** Usuwanie do 7 razy więcej płytki nazębnej\*

**Wybielanie:** Bielsze zęby w zaledwie tydzień



\* Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka

\*\* Program parowania BrushSync™ jest zgodny tylko z rączkami szczoteczek Philips Sonicare obsługującymi tę funkcję