

PHILIPS

sonicare

Normaalit Sonic-
harjaspäät

e-Series

3 kpl/pakkaus

Normaalikokoinen

Kierrettävä

HX7003/35



Taatusti tehokas. Taatusti puhdas suu.

Paranna suun terveyttä

Philips Sonicare E-sarja on erinomainen valinta plakin tehokkaaseen poistoon päivittäin.

Harjaspää, joka sopii useisiin varsiin

- Kiinni kierrettävä muotoilu on suunniteltu Essence-, Elite-, Xtreme- ja Advance-malleille

Parantaa todistetusti suun terveyttä

- Keskeinen osa tehokasta suunhoitoa

Optimoi suorituskyvyn

- Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt Sonic-tekniikka
- Perinteinen harjaspää
- Muistutusharjakset varmistavat tehokkaan puhdistuksen

Kohokohdat

Tekniset tiedot

Perinteinen harjaspää



Philips Sonicare -hammasharjassa on muotoiltu profiili, joka mukailee hampaiden muotoa ja puhdistaa tehokkaasti kaikkialta.

Maksimoitu harjausliike



Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt Sonic-tekniikka ohjaa veden hammasväleihin, ja harjausliike irrottaa plakkia tehokkaasti päivittäisessä puhdistuksessa.

Kiinni kierrettävä harjaspääjärjestelmä



Philips Sonicare E-Series -harjaspää kiinnitetään kiertämällä ja irrotetaan kätevästi napsauttamalla. Näin harjaspää pysyy jäämäkästi kiinni, ja huolto ja puhdistus on helppoa.

Terveempi suu



Kuten kaikki aidot Philips Sonicare -harjaspäät, tämäkin harjaspää on hellävarainen hampaille ja ikenille. Jokaisen harjaspään toimivuus, kestävyys ja laatu on tarkasti testattu.

Muistutusharjakset



Harjaspäät muuttuvat taipuisammiksi ja kuluvat normaalikäytössä muutamassa kuukaudessa. Siniset muistutusharjakset muuttuvat vähitellen valkoisiksi, joten niistä näkee, milloin ne on vaihdettava. Saat parhaan tuloksen vaihtamalla harjaspään kolmen kuukauden välein.

Muotoilu ja pinnoitus

Jämäkät harjakset: M
Väri: Valkoinen
Muistutusharjakset: Vaalenevat siniset harjakset
Koko: Vakio

Yhteensopivuus

Harjaspääjärjestelmä: Kierrettävä
Sopii näihin malleihin: Essence+

Pakkauksen sisältö

Harjaspäät: 3 kpl, e-sarjan normaali harjaspää

Laatu ja toimivuus

Varaosat: 3 kuukautta
Testattu: täydellistä käyttöä ajatellen

