




Philips Lumea IPL 9900 Series
IPL plaukelių šalinimo prietaisas su „SenseIQ“ „SmartSkin“ jutiklis
3 išmanūs priedai: kūnui, veidui, bikinio sričiai, tiksliam koregavimui
Išskirtinės DI valdomos programos funkcijos
Naudojamas be laido ir su laidu



BRI973/00

Mūsų protingiausias IPL su išskirtinėmis „Skin AI“ funkcijomis

12 mėn. mėgaukitės glotnia oda be plaukelių*

Atraskite mūsų išmaniausią IPL sprendimą ilgai išliekančiai lygiai odai. Mūsų greičiausias akumuliatorinis „Lumea IPL“ įrenginys su „SenseIQ“ technologija dabar turi išskirtines „Skin AI“ funkcijas „Lumea IPL“ programėlėje, kad galėtumėte analizuoti savo odą ir stebėti pažangą.

Švelnus ir veiksmingas ilgai išliekančiai lygiai odai

- Norėdami gauti greitų rezultatų, gydykite tik 2 kartus per mėnesį
- Vienintelis „Lumea“ modelis be laido
- Sukurta kartu su dermatologais, kad būtų lengva ir veiksminga

Visapusiškas sprendimas veidui ir kūnui

- Visapusiškas sprendimas veidui ir kūnui su 3 išmaniaisiais priedais
- Tinka daugumai odos ir plaukų atspalvių

Individuali IPL plaukų šalinimo procedūra

- Švelnus ir patogus su „SenseIQ“
- Išmanioji odos analizė su „SkinAI“

PHILIPS

IPL plaukelių šalinimo prietaisas su „SenseIQ“

„SmartSkin“ jutiklis 3 išmanūs priedai: kūniui, veidui, bikinio sričiai, tiksliam koregavimui, Išskirtinės DI valdomos programos funkcijos, Naudojamas be laido ir su laidu

Ypatybės

Norėdami gauti greitų rezultatų, naudokite 2 kartus per mėnesį




Iš pradžių kas dvi savaites – tai perpus mažiau procedūrų nei kitų prekių ženklų. Po to atliekami pataisymai vos kartą per mėnesį. Viskas. Abiejų blaudų procedūros trunka 8,5 min.

„SenseIQ“ technologija



„Lumea 9900“ serija turi penkis lengvai reguliuojamus šviesos nustatymus. Mūsų „SmartSkin“ jutiklis nuskaityto jūsų odos atspalvį ir padeda rasti patogiausią nustatymą. Išmanieji priedai pritaiko procedūrą kiekvienai kūno vietai.

Galima rinktis belaidį variantą



Siekiant didesnio patogumo, „Lumea 9900“ serija yra vienintelis IPL modelis be laido, kuris leidžia dar lengviau tiksliai pasiekti visas vietas ir naudoti jį bet kur, kur tik norite.

3 išmanieji priedai



Specialiai sukurti priedai puikiai priglundą prie kūno linknių ir sujungti paleidžia efektyviausias programas kiekvienai kūno sričiai. Veidas: plokščia konstrukcija ir mažas langelis su UV filtru. Kūnas: išlenktas į vidų su dideliu langeliu. Tikslumas: išlenktas į išorę sunkiai pasiekiamoms vietoms.

Sukurta padedant dermatologams




Būdama sveikatos technologijų lyderė ir konsultuodamasi su dermatologais, „Philips“

BRI973/00

sukūrė „Lumea IPL“, kad būtų lengva ir veiksminga saugiai naudoti jūsų namuose. Profesionaliuose salonuose naudojamos technologijos sukurtas „Lumea IPL“ siūlo švelnų gydymą net jautriose vietose.

Išskirtinės „SkinAI“ funkcijos



Mūsų nemokama instruktavimo programėlė siūlo nuoseklias gaires dabar su išskirtine „SkinAI“ technologija, skirta analizuoti jūsų odą ir stebėti plaukelių šalinimą.

Daugeliui odos ir plaukų tipų



IPL reikia kontrasto tarp plaukų spalvos pigmento ir odos tono pigmento, todėl veikia natūraliai tamsiai šviesiais, rудais ir juodais plaukais bei odos atspalviais nuo šviesaus iki tamsaus (I–V).

IPL plaukelių šalinimo prietaisai su „SenseIQ“

„SmartSkin“ jutiklis 3 išmanūs priedai: kūniui, veidui, bikinio sričiai, tiksliam koregavimui, išskirtinės DI valdomos programos funkcijos, Naudojamas be laido ir su laidu

Specifikacijos

Techninės priedų specifikacijos

- Kūno procedūros priedas: Forma: išgaubtas, Langelio dydis: 4,1 cm², Kūniui pritaikyta procedūra: kojoms, rankoms ir pilvui, Šviesos spektras > 565 nm, Šviesos energija: 22,96 J
- Veido procedūros priedas: Forma: plokščias, Langelio dydis: 2 cm², papildomas filtras, Veidui pritaikyta procedūra: viršutinei lūpai, smakrui ir žandikauliui
- Tikslios procedūros priedas: Forma: įgaubtas, tikslus, Langelio dydis: 3 cm², Bikinio plotui ir pažastims pritaikyta procedūra

Taikymo sritys

- Kūno sritys: Bikinis, Kojos, Pažastys, Pilvas, Rankoms
- Veido sritys: Smakras, Viršutinė lūpa, Žandenos, Žandikaulio linija

Saugūs ir reguliuojami nustatymai

- Integruotas UV filtras: Apsaugo odą nuo UV spindulių
- Saugos žiedo sistema: Apsaugo nuo netyčinių blyksnių
- 5 šviesos energijos nustatymai: Pritaikoma prie jūsų odos tipo
- Integruota saugos sistema: Apsaugo nuo netyčinių blyksnių
- Odos atspalvio jutiklis: Nustato jūsų odos atspalvį
- „SmartSkin“ jutiklis: Tinkamas nustatymas pagal pareikalavimą

Naudojimo režimas

- Slinkti ir šviesti: Greitam naudojimui
- Perkėlimo ir blyksnių režimas: Skirtas lenktoms sritims apdoroti
- Laidinis / belaidis naudojimas: Naudojamas be laido ir su laidu
- Priglausti ir šviesti: Procedūroms mažame plote

Maitinimas

- Įtampa: 100–240 V
- Įkrovimo laikas: 100 min.
- Veikimo laikas: Mažiausiai 370 blyksnių
- Maitinimo sistema: Įkraunama baterija

Techniniai duomenys

- Baterijos tipas: Įkraunama baterija
- Maitinimas: V V
- Įtampa: 100–240 V
- Dažnis: Hz Hz
- Didelio našumo lempa: Sukurtas taip, kad tarnautų, 450 000 blyksnių, atitinkančių 39 lempos tarnavimo metus***
- Šviesos spektras: Kūno priedas > 570 nm, Tikslus priedas > 600 nm
- Šviesos srautas (J/cm²): 2–6,5 (priklauso nuo nustatymo)

Priedai

- Kūno priedas (3 cm²): Skirtas naudoti žemiau kaklo linijos
- Tikslus priedas (2 cm²): Skirta naudoti pažastų ir bikini srityje
- Kūno priedas (4 cm²): Skirtas naudoti žemiau kaklo linijos
- Priedas bikinio sričiai (2 cm²): Specialus režimas bikinio srities plaukams
- Veidui skirtas priedas (2 cm²): Saugiai naudojamas veido srityje

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metų pasaulinė garantija ir 1 metų papildoma garantija užregistravus gaminį internetu per 90 dienas

Pridėti priedai

- Įkroviklis: Įvairių įtampų įkroviklis
- Naudojimo instrukcijos: Vartotojo vadovas
- Laikymas: Prabangus krepšys
- Adapteris: 19,5 V / 4000 mA
- Priedas: Valymo šluostė

Procedūros laikas

- Veidas: 1 min
- Apatinė kojos dalis: 8,5 min.
- Perkėlimo ir blyksnių režimas: Skirtas lenktoms sritims apdoroti
- Pažastys: 2,5 min.
- Bikinio linija: 2 min.
- Veido sritys: 1,5 min.
- Apatinės kojų dalys: 8,5 min.



Išleidimo data 2024-03-28

Versija: 9.9.1

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Plaukelių šalinimo mediana po 12 procedūrų: 86 % ant apatinių kojų, 70 % bikinio srityje, 67 % pažastyse

** Laikantis procedūrų plano. Paskaičiuota, kai naudojama blaudzdoms, bikinio sričiai, pažastims ir veidui. Lempos veikimo laikas nepratęsia 2 metų visame pasaulyje galiojančios „Philips“ garantijos