


Philips Sonicare  
AirFloss Ultra –  
Zahnzwischenraumreini-  
ger

Mit DiamondClean-Zahnbürste  
mit 1 Düse und 1 Bürstenkopf  
Ladeglas, USB-Reiseladeetui



HX8491/03

## Nachweislich gesünderes Zahnfleisch in 2 Wochen\*

Für alle, die unregelmäßig Zahnseide benutzen

Für Personen, die nicht regelmäßig Zahnseide benutzen, ist der AirFloss Ultra\*\*\*\* die einfachste Art der Reinigung der Zahnzwischenräume. AirFloss Ultra kann mit Mundspülung oder Wasser verwendet werden und ist nachweislich genauso wirksam wie Zahnseide für die Gesundheit Ihres Zahnfleisches.\*\*

### Improves oral health

- Klinisch erwiesen so wirksam wie Zahnseide für die Zahnfleischgesundheit\*\*
- Bis zu 99,9 % Plaque-Entfernung\*\*\*
- Hilft dabei, Karies zwischen den Zähnen zu vermeiden
- Zweifach weißere Zähne als mit einer Handzahnbürste

### Hervorragende Reinigung

- DiamondClean Bürstenkopf für beste Sonicare Leistung für weiße Zähne
- Perfekt auf die Sonicare Schalltechnologie abgestimmt

### Superior technology

- Hochleistungsdüse
- Kombination aus Luft und Mikrotröpfchen
- Individualisierbare Einstellung mit bis zu drei Sprühstößen

### The easiest way to effectively clean between teeth

- In nur 60 Sekunden: Ausrichten. Abdrücken. Sauber!
- So wird gesunde Zahnpflege ganz einfach zur Gewohnheit

**PHILIPS**  
**sonicare**

## Besonderheiten

### Zweifach weißere Zähne



Die Philips Sonicare Schallzahnbürste liefert zweifach weißere Zähne als mit einer Handzahnbürste und entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen für weißere Zähne in nur einer Woche.

### Patentierter Schalltechnologie




Philips Sonicare Bürstenköpfe sind der Schlüssel für unsere Kerntechnologie der Hochfrequenz- und Amplitudenbewegung mit bis zu 31.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute. Unsere einzigartige Schalltechnologie gibt die Vibrationen vom Handstück bis in die Borstenspitzen weiter. Die feinen Hochgeschwindigkeitsbewegungen erzeugen eine dynamische Flüssigkeitsströmung, die die Reinigungsleistung der Borsten in den Zahnzwischenräumen und entlang des Zahnfleischrandes unterstützt – für eine stets gründliche und dennoch sanfte Reinigung.

### Bis zu 99,9 % Plaque-Entfernung




AirFloss Ultra entfernt bis zu 99,9 % Plaque an behandelten Stellen.\*\*

### Mikrotropfen-Technologie



Die klinisch erwiesene Kombination aus Luft- und Mikrotropfen reinigt sanft und effektiv die Zahnzwischenräume und den Zahnfleischrand.

### Machen Sie gesunde Zahnpflege zur Gewohnheit



Die Reinigung der Zahnzwischenräume ist sehr wichtig für die gesamte Mundgesundheit. Der AirFloss Ultra macht es Ihnen leicht, die Zahnzwischenräume gründlich zu reinigen und gesunde Zahnpflege zur Gewohnheit werden zu lassen.

### Bessere Zahnfleischgesundheit



Der Philips Sonicare AirFloss Ultra verbessert nachweislich die Gesundheit des Zahnfleisches genauso wie Zahnseide.\*\* Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches bereits in nur zwei Wochen.

### Reinigt in nur 60 Sekunden



Mit dem AirFloss Ultra können Sie Ihren ganzen Mund in weniger als 60 Sekunden pro Tag reinigen. Wählen Sie einfach Ihre Sprühstoß-Frequenz (einfach, zweifach oder dreifach), und halten Sie die Aktivierungstaste für kontinuierliche automatische Sprühstöße gedrückt. Wenn Sie die Taste wieder loslassen, befindet sich das Gerät im manuellen Modus.

### Hilft dabei, Karies zu vermeiden



Indem Plaque, die beim Zähneputzen nicht gelöst wurde, sanft mit Druckluft entfernt wird, verhindert der Philips Sonicare AirFloss Ultra Karies zwischen den Zähnen.

### Hochleistungsdüse



Der neue leistungsstarke AirFloss Ultra verstärkt die Wirkung der Luft- und Mikrotropfen-Technologie für mehr Effizienz als je zuvor.

# Daten

## Leistung

- Stromspannung: Multispannungs-Ladegerät

## Technische Daten

- Batterie: Wiederaufladbar
- Batterietyp: Lithium-Ionen
- Ladezeit: Vollständig geladen in 24 Stunden

## Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz

## Service

- Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

## Benutzerfreundlichkeit

- Anzeige: Beleuchtetes Display
- Bürstenkopfsystem: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe
- Akkuanzeige: LED-Anzeigen am Handstück zeigen Ladezustand an
- Handstück: Schlankes, ergonomisches Design
- Akkulaufzeit: 1 bis 3 Wochen\*\*\*\*
- Düsenaufsatz: Leichtes Aufstecken und Abnehmen

## Artikel enthalten

- Bürstenköpfe: 1 DiamondClean, Standard
- Ladegerät: 1
- Reisetui: USB-Reiseladeetui
- Handstück: 1 DiamondClean
- Ladeglas: 1

- AirFloss Ultra Handstück: 1
- AirFloss Ultra Düse: 1

## Reinigungsleistung

- Vorteile für die Gesundheit: Reinigt den ganzen Mund in 60 Sekunden, Verbessert Zahnfleischgesundheit in 2 Wochen\*
- Geschwindigkeit: Bis zu 31.000 Bürstenkopfbewegungen/Min.
- Leistung: Entfernt bis zu 99,9 % Plaque\*\*
- Klinisch erwiesene Ergebnisse: Genauso effizient wie Zahnseide, für verbesserte Zahnfleischpflege, zur Reduzierung von Plaque, zur Reduzierung von Zahnfleischbluten
- Anpassbare Einstellungen: Automatische oder manuelle Sprühstoß-Funktion, Einfach-, Zweifach oder Dreifach-Sprühstoß\*\*\*
- Weiße Zähne: Zweifach weißere Zähne\*
- Für optimale Ergebnisse: Tauschen Sie die Düse alle 6 Monate aus
- Timer: 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

## Programme

- Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung
- Weiß: Entfernt oberflächliche Verfärbungen
- Gum Care: Massiert sanft das Zahnfleisch
- Polnisch: Aufhellen und Polieren Ihrer Zähne
- Sensitive: Sanfte Reinigung für Zähne und Zahnfleisch



Ausstellungsdatum  
2023-07-02

Version: 5.0.2

EAN: 87 10103 81882 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* oder Sie erhalten Ihr Geld zurück

\*\* bei Verwendung in Kombination mit einer Handzahnbürste und einer antimikrobiellen Mundspülung bei Patienten mit leichten bis mittelschweren Zahnfleiscentzündungen. AirFloss wurde entwickelt, um Personen, die unregelmäßig Zahnseide benutzen, bei der täglichen Reinigung der Zahnzwischenräume zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie in den Q&A unter der Registerkarte "Support".

\*\*\* Der behandelten Bereiche; in einer Laborstudie, tatsächliche Ergebnisse im Mund können abweichen

\*\*\*\* Der AirFloss Ultra und Pro sind dasselbe Produkt und unterscheiden sich nur im Namen, abhängig vom Land oder Markt.

\*\*\*\*\* je nach verwendeter Sprühstoß-Einstellung