

PHILIPS



แปรงสีฟันไฟฟ้าที่มี
SenseIQ

Sonicare 9900
Prestige

แปรงสีฟันที่ล้ำสมัยที่สุดของเรา
SenseIQ สัมผัส ปรับเปลี่ยน ดูแล
หัวแปรงเอกประสงค์
แอป Sonicare ที่ขับเคลื่อนด้วย AI



HX9992/21

การดูแลพิเศษเฉพาะสำหรับคุณ ด้วย SenseIQ

Sonicare 9900 Prestige ที่มีเทคโนโลยี SenseIQ คือแปรงสีฟันที่ล้ำสมัยที่สุดของเรา การพัฒนาเทคโนโลยีโซนิคที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเราด้วยความชาญฉลาด การรับรู้และการปรับให้เข้ากับคุณเพื่อการดูแลที่สมบูรณ์แบบ

การออกแบบเฉพาะสำหรับคุณ

- ดีไซน์กะทัดรัด ทันสมัย

ตอบสนองความต้องการของคุณด้วย SenseIQ

- ปรับให้เข้ากับคุณแบบเรียลไทม์เมื่อคุณแปรงแรงเกินไป
- ดูแลฟันและเหงือกได้อย่างง่ายดาย
- คำแนะนำแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการแปรงของคุณ
- เทคโนโลยี SenseIQ สัมผัส ปรับเปลี่ยน และดูแล
- ตรวจสอบวิธีการแปรงฟันของคุณ

Personalized clean without compromise

- หัวแปรงเอกประสงค์เพื่อการดูแลอย่างสมบูรณ์แบบ
- คำแนะนำเฉพาะสำหรับคุณจากแอป Philips Sonicare
- การแปรงฟันขั้นสูง: สุดยอดเยี่ยมแห่งการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ

อุปกรณ์เสริมระดับพรีเมียม

- ชาร์จไฟง่ายด้วยขาตั้งและฐานแบบมินิมอลลิสต์
- เคสสำหรับพกพา Prestige ที่มี USB เพื่อการพกพาไปได้ทุกที่


ไฮไลท์

เทคโนโลยี SenseIQ



เมื่อคุณแปรงฟัน เทคโนโลยี SenseIQ จะตรวจจับแรงดัน การเคลื่อนไหว ความครอบคลุม และอื่นๆ ได้มากถึง 100 ครั้งต่อวินาที จากนั้นจะปรับระดับความแรง หากคุณออกแรงมากเกินไป ความชาญฉลาดของ SenseIQ ใช้วิธีคาดเดาในการแปรงฟัน ดังนั้นคุณจึงสามารถใช้งานการดูแลที่ง่ายดายและการแปรงฟันที่ดีกว่าได้ตลอดเวลา

หัวแปรงออกแบบประสงคระดับพรีเมียม



ทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงด้วยหัวแปรง A3 Premium All-in-One แปรงที่ดีที่สุดตลอดกาลของเราสามารถทำมุมขนแปรงเพื่อช่วยให้จัดคราบหินปูนได้มากกว่า 20 เท่าเมื่อเทียบกับบริเวณที่เข้าถึงยาก* ปลายสามเหลี่ยมจะช่วยให้คุณจัดคราบได้มากขึ้นถึง 100% ภายในเวลาไม่ถึงสองวัน*** และขนแปรงที่ยาวขึ้นสามารถทำความสะอาดเหงือกได้ลึกถึง 15 เท่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าภายในเวลาเพียงสองสัปดาห์** ทั้งหมดนี้ทำได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแปรง คุณทราบหรือไม่ว่าหัวแปรงจะมีประสิทธิภาพการใช้งานลดลงหลังจากใช้งานไป 3 เดือน คุณสมบัตินี้ BrushSync™ ของเราสามารถเตือนคุณเมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยน

คำแนะนำเฉพาะสำหรับคุณ



แอป Philips Sonicare ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์และทำงานได้อย่างลงตัวกับแปรงสีฟัน ใช้งานกับแปรงสีฟันร่วมกับคำแนะนำด้านแรงกด การเคลื่อนไหว ความครอบคลุม ระยะเวลาและความถี่แบบเรียลไทม์ ดูรายงานความคืบหน้าตามวัน สัปดาห์ เดือนและปี รับคำแนะนำเฉพาะสำหรับคุณและขั้นตอนที่ปฏิบัติได้เพื่อการแปรงฟันที่ดีกว่า ในขณะที่เดียวกันการซิงค์อัตโนมัติจะคอยอัปเดตข้อมูลการแปรงฟันในแอปอยู่เสมอ แม้ว่าคุณจะไม่ได้อัปเกรดฟันพร้อมกับแอปก็ตาม

ตรวจจับวิธีการแปรงฟันของคุณ



ในขณะที่คุณทำความสะอาด Philips Sonicare 9900 Prestige จะใช้เซนเซอร์ในการตรวจจับแรงกดที่ใช้ตรวจจับ การเคลื่อนไหวในการทำทำความสะอาด และการครอบคลุม ซึ่งมากถึง 100 ครั้งต่อวินาที เซนเซอร์จะคอยสังเกตระยะเวลาและความถี่ในการแปรงด้วย

ปรับให้เข้ากับคุณแบบเรียลไทม์



ผู้คนส่วนใหญ่ออกแรงกดมากเกินไปในระหว่างแปรงฟัน แปรงสีฟันของเราจึงปรับความแรงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณออกแรงกดมากเกินไป และด้วยแอปฟลิกซ์ชัน

Philips Sonicare ฟรี ทำให้คุณสามารถรับคำแนะนำตามต้องการและคำแนะนำเฉพาะสำหรับคุณเพื่อยกระดับการแปรงฟันของคุณได้ตามต้องการ

ดูแลสุขภาพช่องปากของคุณ




Philips Sonicare 9900 Prestige ออกแบบมาเพื่อคุณ เทคโนโลยีล้ำสมัยปรับให้เข้ากับคุณและใช้งานได้ง่าย โดยที่คุณแทบไม่รู้ว่ามีเกิดขึ้น โชคดีที่ผลลัพธ์ออกได้ทั้งหมด

การแปรงฟันชนิดที่ได้รับการพิสูจน์



จัดคราบหินปูนด้วยเทคโนโลยีชนิดมาตรฐานของเราในการทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนและมีประสิทธิภาพ ในขณะที่คุณแปรง การเคลื่อนที่ของขนแปรง 62,000 ครั้งและน้ำที่เคลื่อนตัวอย่างไม่หยุดนิ่งจะช่วยให้การทำความสะอาดบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึงให้คุณรู้สึกสดชื่นและสะอาดเป็นพิเศษ

แสดงสถานะแบบเรียลไทม์



คุณอาจไม่สังเกตเมื่อคุณแปรงแรงเกินไปหรือเริ่มเกิดการเสียดสี แต่แปรงสีฟันของคุณรู้สัญญาณไฟที่ปลายด้ามจับจะเตือนเบาๆ ให้คุณคลายแรงกดหรือการเสียดสี

Sonicare 9900 Prestige

แปรงสีฟันไฟฟ้าที่มี SenseIQ

HX9992/21

ไฮไลต์

เคสสำหรับพกพา Prestige ที่มี USB



เคสสำหรับพกพาที่หรูหราและกะทัดรัดสามารถเก็บในกระเป๋าได้เพื่อความสะดวกสบายไร้กังวลขณะเดินทางจากบ้าน เคสอันทนทานห่อหุ้มด้วยหนังที่ปราศจากส่วนผสมที่มาจากสัตว์สัมผัสนุ่มนวล และยังมีพอร์ด

USB-C ในตัวและสายชาร์จ USB เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น คุณจึงสามารถชาร์จแปรงสีฟันได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องถอดออกจากเคส

ชาร์จไฟง่ายๆ

เมื่อถึงเวลาชาร์จแปรงสีฟัน ให้วางบนแท่นชาร์จ เหมาะสำหรับการผลิตพลังงานไปกับการออกแบบแปรงสีฟันที่ทันสมัยและสวยงาม

เพรียวบางและกะทัดรัด



ประสบการณ์ Sonicare 9900 Prestige คือเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพที่มาพร้อมกับสไตล์และความกะทัดรัด แปรงสีฟันสั้นกว่า DiamondClean 18 มม. และมีวัสดุระดับพรีเมียมเพื่อให้อุปกรณ์ที่หรูหรานี้ดูสบายตา และนำสัมผัส

Sonicare 9900 Prestige

แปรงสีฟันไฟฟ้าที่มี SenseIQ

HX9992/21

รายละเอียดเฉพาะ

การเชื่อมต่อ

Bluetooth* ที่มีเทคโนโลยีไร้สาย: เชื่อมต่อแอปการแปรง

กำลังไฟ

แหล่งจ่ายไฟ: 110-220V

ข้อมูลทางเทคนิค

แบตเตอรี่: ชาร์จใหม่ได้

เวลาในการทำงาน (ตั้งแต่แบตเตอรี่เต็มจนหมด):

มากกว่า 2 สัปดาห์****

ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน

ดีไซน์และการตกแต่ง

สี: สีเหลืองอ่อน

บริการ

รับประกัน: รับประกันเป็นระยะเวลา 2 ปี

ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

การรองรับ Android: Android OS 8.0 หรือสูงกว่า

การรองรับ iOS: iPhones ใน iOS 13.0 หรือสูงกว่า

ใช้งานง่าย

ความเข้ากันได้กับด้ามแปรง: หัวแปรงแบบเสียบใช้ง่าย
สัญญาณแสดงระดับแบตเตอรี่: สัญลักษณ์แสดง
ไอคอนมีไฟสว่าง

ด้ามจับ: ดีไซน์ที่กัดรัด กันลื่น, การควบคุมแบบ
สัมผัสที่ง่ายดาย

กล่องเก็บสำหรับเดินทาง: เคสชาร์จสวยหรูหรา
กะทัดรัด, หนักที่ปราศจากส่วนผสมที่มาจากสัตว์

การแจ้งเตือนการเปลี่ยน BrushSync: ไอคอนการแจ้ง
เตือนจะสว่างขึ้น, เพื่อบ่งชี้ในผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเสมอ

อุปกรณ์ที่มีมาให้

ด้ามจับ: 1 Sonicare 9900 Prestige

หัวแปรง: 1 A3 Premium All-in-One, 1 แปรงทำความสะอาด

สะอาดลิ้น TongueCare+

เคสชาร์จ Prestige USB: 1

แท่นวางอุปกรณ์ชาร์จ: 1

สายเคเบิล USB: 1

ประสิทธิภาพการทำความสะอาด

ประสิทธิภาพการทำงาน: ทำจัดคราบหินปูนได้มากถึง
20 เท่า*

ประโยชน์ต่อสุขภาพ: เหงือกสุขภาพดียิ่งขึ้นถึง 15
เท่า**

ความเร็ว: แปรงหมุนถึง 62,000 ครั้ง/นาที

ตัวจับเวลา: BrushPacer และ SmartTimer

ประโยชน์ในการช่วยให้ฟันขาวสดใส: คราบหินปูนน้อย
ลงสูงสุดถึง 100%***

รับรู้ถึงแรงกด: สัญญาณไฟเป็นสีม่วง, ด้ามจับสั่นเพื่อ
เตือนผู้ใช้

คำแนะนำการเสียดสี: สัญญาณไฟเป็นสีเหลืองอำพัน,
ด้ามจับสั่นเพื่อเตือนผู้ใช้, ตัวเลือกเพื่อเปิด/ปิดในแอป

เทคโนโลยี SenseIQ

เซนเซอร์ตรวจจับแรงกด: แจ้งเตือนเมื่อคุณแปรงแรง
เกินไป

เซนเซอร์การเสียดสี: คำแนะนำเพื่อลดการเสียดสี

เซนเซอร์ตำแหน่ง: ติดตามการแปรงฟัน, สำหรับการ
แปรงในแต่ละครั้ง

แผนที่ปาก 3 มิติ: เน้นส่วนที่ไม่ได้แปรง

ความแรงที่ปรับได้: ปรับระดับความแรง, เมื่อใช้แรงกด
มากเกินไป

ปัญญาประดิษฐ์: ตรวจสอบและชี้แจงการแปรงฟัน

แอป Sonicare พร้อม A.I.

คำแนะนำแบบเรียลไทม์: การแนะนำที่ปรับแต่งด้วยตัว
เอง, รายงานความคืบหน้าวัน/เดือน/ปี

โหมดที่ปรับแต่งได้: Clean, White+, สุขภาพเหงือก,
โหมด Deep Clean, Sensitive

