

PHILIPS

sonicare

Standaard sonische
opzetborstels

ic Intercare

2 stuks

Compact formaat

Opklikbaar

BrushSync-koppeling van
poetsstanden

HX9012/10



Beter bereik tussen de tanden. Superieure reiniging.*

Reinig tussen de tanden en op lastig bereikbare plekken

Met geavanceerde borsteltechnologie en extra lange borstelharen helpt de InterCare plak tussen de tanden beter te verwijderen dan een gewone tandenborstel, zodat de gezondheid van het tandvlees in slechts twee weken verbetert.

Innovatieve technologie

- Selecteert automatisch de optimale poetsstand voor de allerbeste resultaten**
- Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

Ontworpen voor optimale prestaties


- Getest voor uw behoeften op het gebied van mondverzorging
- Kliksysteem voor eenvoudig verwisselen van opzetborstels
- Weet altijd wanneer u de borstel moet vervangen. Krijg altijd een effectieve reiniging.

For exceptional gum care

- Maakt het tandvlees in slechts 2 weken gezonder

Kenmerken

Extra lange borstelharen



De InterCare-opzetborstel is voorzien van extra lange, dicht op elkaar geplaatste hoogwaardige borstelharen om tandplak diep tussen uw tanden aan te pakken. Het is klinisch bewezen dat na 2 weken uw tandvles minder bloedt en dat ontstekingen afnemen.

BrushSync™-koppeling van poetsstanden



Met onze BrushSync™-koppeling van poetsstanden** krijgt u altijd de best mogelijke reiniging. De InterCare-opzetborstel werkt samen met uw Philips Sonicare-handvat** met BrushSync™ waardoor automatisch de optimale poetsstand en het beste intensiteitsniveau voor uitzonderlijke reiniging wordt geselecteerd. U hoeft alleen te beginnen met poetsen.

Vervanging van de opzetborstel



Opzetborstels worden minder effectief als ze 3 maanden zijn gebruikt, maar met BrushSync™ krijgt u een seintje als uw borstel toe is aan vervanging. Uw slimme tandenborstel houdt bij hoe vaak en hoe hard u poetst en stelt u op de hoogte wanneer het tijd is voor een vervangende opzetborstel. Hebt u nog geen slimme Philips Sonicare-tandenborstel? U hoeft alleen maar de blauwe vervangingsborstelharen in de gaten te houden. Zodra deze wit worden, is het tijd om de opzetborstel te vervangen.

Eenvoudig vast te klikken




Uw InterCare-opzetborstel past perfect bij iedere Philips Sonicare-tandenborstel, behalve PowerUp Battery en Essence. Klik de opzetborstel vast of haal hem er eenvoudig af voor gemakkelijk vervangen en schoonmaken.

De enige echte sonische technologie



De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.

Poetsen met een gerust hart



Alle Philips Sonicare-opzetborstels zijn veilig en zacht voor de tanden en het tandvles. Tijdens proeven wordt iedere opzetborstel uitgebreid getest, om er zeker van te zijn dat ze bij elke poetsbeurt uitzonderlijke prestaties leveren en lang meegaan.

Specificaties

Ontwerp en afwerking

Kleur: Wit

Hardheid borstelharen: Medium

Memo-borstelharen: Blauwe kleur
borstelharen wordt langzaam wit

Formaat: Standaard

Compatibiliteit

Systeem voor opzetborstel: Opklikbaar

Geschikt voor de volgende modellen: 2-serie

Plaque Defense, 2-serie Plaque Defense, 3-

Serie Gum Health, DiamondClean,
DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+,
FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare
Platinum Connected, FlexCare+, For Kids,
HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp,
ProtectiveClean
BrushSync-koppeling van poetsstanden

Meegeleverde artikelen

Opzetborstels: 2 ic InterCare compact

Kwaliteit en prestaties

Vervanging: Iedere 3 maanden

Getest: voor optimaal gebruik

Gezondheidsvoordelen

Verwijdering van tandplak: Helpt tandplak te
verwijderen

Gezond tandvlees: Helpt bij het verbeteren van
de gezondheid van uw tandvlees

